

D₁

Dental Materials / Materiały stomatologiczne



PerfectAlloy
 Self-Activating Capsules 40% Silver
 High Copper, non-gamma-2 alloy with
 spherical / irregular particles.

50 capsules

Size*	1 (420mg)	2 (630mg)
REF	PP010/0061	PP010/0063
Pack contains		

p+ **Perfection Plus**

Composition: Ag 40%; Sn 31%; Cu 29%
 * Spill 1 = 420mg Alloy / 400mg Hg
 * Spill 2 = 630mg Alloy / 600mg Hg
 * Spill 3 = 840mg Alloy / 800mg Hg

Distributed by:
www.perfectionplus.com
 Perfection Plus Ltd, Hants, SO46 3WX, UK

P/Plus D650
 DUOMAT 2
 Silamat S5, S6

Note: When mixing in accordance with these instructions, ensure that the amalgam is mixed without any visible unmixt alloy or mercury. The mixing should be done in a clean, dry, stainless steel bowl of your own mixer and the properties of the amalgam may vary if mixed in a different mixer.

Application: Start application of amalgam immediately after mixing. Condense with a condenser in the cavity without forcing out mercury.

Polishing: Wait at least 24-48 hours before polishing.

Effect of mercury on metals: Mercury corrodes and causes discoloration of metals. Avoid unnecessary contact between mercury and metal surfaces.

Spillage: Mercury presents a health hazard if inhaled. The vapour is highly toxic and the effect is cumulative. Spillage of mercury should be treated as a spillage of a highly toxic substance. Mercury is difficult to access. Use a plastic syringe to draw up the spillage. Individual spill drops are difficult to access. Individual spill drops can be removed with a plastic syringe. Mercury powder and removed. Individual spill drops can be removed with a plastic syringe. Mercury powder and removed. Individual spill drops can be removed with a plastic syringe.

Moisture contamination: If moisture is introduced into the amalgam, the strength and corrosion resistance can be affected. Avoid moisture contamination.

Waste Disposal: Waste material and all primary containers should be disposed of in accordance with appropriate management practice.

For dental use only.

CE 0088

CAUTION: This product contains mercury.



Gutta percha and paper points / Ćwieki gutaperkowe i papierowe

Made in Korea



Gutta percha points / Ćwieki gutaperkowe
Comply with ISO 6877 Standard / Zgodne z ISO 6877
Paper points / Ćwieki papierowe
Comply with ISO 7551 Standard / Zgodne z ISO 7551

Color code according to ISO Standard / Kodowanie kolorem ISO					
○ 15	● 20	● 25	● 30	● 35	● 40
45	50	55	60	70	80
90	100	110	120	130	140

Gutta percha points ISO sizes .02 taper
Ćwieki gutaperkowe zgodne z rozmiarami ISO o odchodzeniu .02

Paper points ISO sizes .02 taper
Ćwieki papierowe zgodne z rozmiarami ISO o odchodzeniu .02



Pack of 120 pieces / Opak. zawiera 120 szt.

Pack of 200 pieces / Opak. zawiera 200 szt.

Assorted Asortyment	Code Kod	ISO Ø	Code / Kod
15 - 40	DR.1501.00	10	DR.1502.10
45 - 80	DR.1501.01	15	DR.1502.15
90 -140	DR.1501.02	20	DR.1502.20
		25	DR.1502.25
		30	DR.1502.30
		35	DR.1502.35
		40	DR.1502.40
		45	DR.1502.45
		50	DR.1502.50
		55	DR.1502.55
		60	DR.1502.60
		70	DR.1502.70
		80	DR.1502.80
		90	DR.1502.90
		100	DR.1503.00
		110	DR.1503.10
		120	DR.1503.20
		130	DR.1503.30
		140	DR.1503.40

Assorted Asortyment	Code Kod	ISO Ø	Code / Kod
15 - 40	DR.1551.00	10	DR.1552.10
45 - 80	DR.1551.01	15	DR.1552.15
		20	DR.1552.20
		25	DR.1552.25
		30	DR.1552.30
		35	DR.1552.35
		40	DR.1552.40
		45	DR.1552.45
		50	DR.1552.50
		55	DR.1552.55
		60	DR.1552.60
		70	DR.1552.70
		80	DR.1552.80

Gutta percha points .04 taper
Ćwieki gutaperkowe o odchodzeniu .04

Paper points .04 taper
Ćwieki papierowe o odchodzeniu .04



Pack of 60 pieces
Opak. zawiera 60 szt.

Pack of 100 pieces
Opak. zawiera 100 szt.

Assorted Asortyment	Code Kod	ISO Ø	Code / Kod
15 - 40	DR.1510.00	15	DR.1510.15
		20	DR.1510.20
		25	DR.1510.25
		30	DR.1510.30
		35	DR.1510.35
		40	DR.1510.40
		45	DR.1510.45

Assorted Asortyment	Code Kod	ISO Ø	Code / Kod
15 - 40	DR.1560.00	15	DR.1560.15
		20	DR.1560.20
		25	DR.1560.25
		30	DR.1560.30
		35	DR.1560.35
		40	DR.1560.40
		45	DR.1560.45



Gutta percha and paper points / Ćwieki gutaperkowe i papierowe



Gutta percha points / Ćwieki gutaperkowe
Comply with ISO 6877 Standard / Zgodne z ISO 6877
Paper points / Ćwieki papierowe
Comply with ISO 7551 Standard / Zgodne z ISO 7551

Color code according to ISO Standard / Kodowanie kolorem ISO					
○ 15	● 20	● 25	● 30	● 35	● 40
45	50	55	60	70	80
90	100	110	120	130	140

Gutta percha points .06 taper
Ćwieki gutaperkowe o odchodzeniu .06



Paper points .06 taper
Ćwieki papierowe o odchodzeniu .06



Assorted Asortyment		Code / Kod	
15 - 40	DR.1515.00	15	DR.1515.15
		20	DR.1515.20
		25	DR.1515.25
		30	DR.1515.30
		35	DR.1515.35
		40	DR.1515.40
		45	DR.1515.45

Assorted Asortyment		Code / Kod	
15 - 40	DR.1565.00	15	DR.1565.15
		20	DR.1565.20
		25	DR.1565.25
		30	DR.1565.30
		35	DR.1565.35
		40	DR.1565.40
		45	DR.1565.45

Gutta percha points ISO sizes assorted with organizer
Ćwieki gutaperkowe, asortyment z organizerem

Paper points ISO sizes assorted with organizer
Ćwieki papierowe, asortyment z organizerem



DR.1500.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment
Pack of 240 pieces
Opak. zawiera 240 szt.

DR.1550.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment
Pack of 400 pieces
Opak. zawiera 400 szt.



Alginate / Alginaty



DI.1000.01
453g

Kromopan

- The first ever alginate with a chromatic phase indicator (Lasocod patent) Purple/Pink/White
- Class A type 1
- Easy to Mix
- Thixotropic
- Extra-fast in-mouth minimum setting time 30"
- High accuracy: 20 micron
- Long dimensional stability (168 hours)
- Compatible with alginate impression disinfectant
- Mint flavor
- Dust free

Characteristics

A chromatic alginate with long dimensional stability specifically studied for all those application where a longer working time is essential.

Kromopan can be used for the preparation of:

- mobile prosthesis
- removable and fixed prostheses antagonist
- preliminary models
- study models

Masa alginatowa Kromopan firmy Lasocod jest masą alginatową z chromatycznym wskaźnikiem fazy. Masa alginatowa Kromopan, jest stosowana nawet przez najbardziej wymagających specjalistów.

Chromatyczny wskaźnik fazy w masie alginatowej Kromopan : kolor fioletowy (czas mieszania), kolor różowy (nakładanie na tyżkę wyciskową), kolor biały (umieszczenie w jamie ustnej pacjenta).

Czas wiązania masy Kromopan Lasocod w ustach pacjenta to: 1 minuta.

Model wykonany z Kromopanu zachowuje idealne parametry nawet do 100 godzin (w przypadku przechowywania pobranego wycisku w zamkniętej forebecce). Nie należy trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie.



DI.1000.02
453g

Tropicalgin

Tropicalgin is a chromatic alginate designed to highlight in an easy and immediate way the processing steps through its colour change.

Characteristics

- Fast working and setting times
- Thixotropy
- Changes colour to guide the dentist during the 3 processing stages

Alginatowa chromatyczna masa wyciskowa o konsystencji niepijącego proszku. Gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku. Przyjemny i niepowtarzalny zapach owoców egzotycznych zapewnia komfort pacjentom. Przeznaczona do pobierania wycisków przy wykonywaniu protez częściowych osiadających i szkieletowych, do modeli diagnostycznych.

Charakterystyka

- trzy fazy zmiany barwy
- kolor malinowy – czas mieszania
- kolor pomarańczowy – czas nakładania na tyżkę wyciskową
- kolor żółty – czas pobierania wycisku
- skrócony czas pracy i wiązania
- tiksotropowość
- zapach owoców tropikalnych
- twardość po związaniu



DI.1000.03
453g

Hydrogum 5

Hydrogum 5 is an extra-fast setting alginate, with a homogeneous consistency and an accurate reproduction of details. It ensures less stress for the patient, thanks to the time in mouth of only 45 seconds.

Characteristics

- High dimensional stability
- Quick working and setting times
- Thixotropy
- Pleasant scents
- Hydrocolor 5 is a chromatic alginate which changes colour to guide the dentist during the 3 processing stages

Hydrogum 5 – to nowoczesna monochromatyczna alginatowa masa wyciskowa produkowana z zastosowaniem najnowszych technologii, przeznaczona do pobierania wycisków przy wykonywaniu protez częściowych osiadających i szkieletowych oraz na modele diagnostyczne. Pakowana bez dostępu powietrza atmosferycznego, w obecności argonu, co umożliwia wieloletnie przechowywanie nie otwartych opakowań bez utraty właściwości (5 lat gwarancji). Nowoczesna formuła umożliwia odlanie modelu z wycisku nawet wiele godzin od czasu jego pobrania.

Charakterystyka

- Kolor - fioletowy
- Krótki czas pracy i wiązania w jamie ustnej
- Tiksotropowość
- Twardość po związaniu



DI.1000.04
500g

Orthoprint

Orthoprint is a specific alginate for orthodontic use that combines precision and practicality. Its vanilla scent, with emetic reflex reduction, helps patients to overcome any fears.

Characteristics

- Highly elastic alginate
- Extra-fast working and setting times
- Vanilla scent

Alginatowa monochromatyczna masa wyciskowa o waniliowym zapachu. Przeznaczona do pobierania wycisków przy wykonywaniu ruchomych aparatów ortodontycznych, protez częściowych i szkieletowych oraz na wyciski do wykonywania modeli diagnostycznych.

Charakterystyka

- wysoka elastyczność
- delikatny zapach łagodzący odruch wymiotny
- nie rozpyla się w ustach
- krótki czas wiązania w jamie ustnej
- tiksotropowość



Amalgam alloy / Amalgamat

A single phased, atomised alloy containing reduced mercury. Self activating capsules comprising of a mixture of atomised and irregular shaped particles with regular speed set. Metal composition 40% Silver, 31% Tin and 29% Copper.



PerfectAlloy No. 1

PP010/0061
50 Capsules
50 Kapsulek

PerfectAlloy No. 2

PP010/0062
50 Capsules
50 Kapsulek

PerfectAlloy No. 3

PP010/0063
50 Capsules
50 Kapsulek



Ag 40%, Sn 31%, Cu 29%

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
Strzykawka 2 ml + zestaw aplikatorów

DR.2000.02 10ml
Strzykawka 10 ml + dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów

DR.2000.03 50ml
Strzykawka 50 ml + zestaw dozowników, łącznik, zestaw aplikatorów

Temporary filling material / Wypełnienia tymczasowe

Samotwardniejący materiał dentystyczny w postaci pasty do tymczasowego wypełnienia ubytków zębowych (fleczer).



Zalety

- szczelnie wypełnia ubytki
- jest łatwy do usunięcia z ubytków zębowych
- zawiera środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne
- oszczędza czas i pracę personelu
- eliminuje pracochłonne mieszanie na płytce

DR.1600.05 10g

Gingival retraction cords / Nici retrakcyjne

Polyester-polyamide, impregnated with aluminium chloride
Poliestrowo-poliamidowe, nasączone chlorkiem glinu

254cm Length / Długość



Code / Kod	Size / Rozmiar
DI.1200.00	000
DI.1200.01	00
DI.1200.02	0
DI.1200.03	1
DI.1200.04	2



Articulating papers / Kalki artykulacyjne

Horseshoe, Red-Blue
Podkowiasta, niebiesko- czerwona



PP002/0004
71 microns
o grubości 71 mikronów
6 x 12 sheet / 6 x 12 kartek

Red-Blue
Niebiesko-czerwona
PP002/0005
63 microns
o grubości 63 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0006
71 microns
o grubości 71 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0007
79 microns
o grubości 79 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek





Dental Materials

Materiały stomatologiczne

Mouthwash tablets

Tabletki do płukania jamy ustnej



Pack of 1000 pieces / Opak. 1000 szt.

- PP010/0043 Thymol / tymol
- PP010/0044 Mint / miętowe
- PP010/0045 Orange / pomarańczowe

A mildly antiseptic mouth gargle and mouth rinse for use after and during dental treatment

Środek antyseptyczny do płukania jamy ustnej stosowany w trakcie i po leczeniu.

Prophylaxis pastes fluoride free Pasty polerskie bez fluoru



Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

250 g

- PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
- PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Whitening Toothpaste

Wybielająca pasta do zębów

Opalescence



- DH.3000.12 133g Fluoride Cool Mint
- DH.3000.13 29g Z fluorem smak miętowy


Prophylaxis pastes Pasty polerskie



250 g

- PP010/0001 Medium Mint / Standardowa miętowa
- PP010/0002 Medium Orange / Standardowa pomarańczowa
- PP010/0046 Coarse Mint / Ostra miętowa
- PP010/0047 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Komposite Unidose gun dispenser Podajnik do materiałów w kapsułkach



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FP-NOVOINC-150

Unidose dispenser is designed to be used to deliver composite resin restoratives and cements from unit dose tips to tooth preparations

 Wybielanie – KOSMETYCZNE

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Wykonywanie nakładki



1. Zalej wycisk alginatowy szybko utwardzalnym gipsem. Tuż po zrobieniu wycisku dodaj alginat w celu zapewnienia dokładności. Przycinanie jest mniej pracochłonne, jeśli użyta jest minimalna ilość gipsu.



2. Za pomocą kolornika kontroluj rezultaty pacjenta. Pokaż efekt pacjentowi i zanotuj wyniki w dokumentacji.



3. Aby uformować zbiorniczki na żel, nanieś około 0,5 mm grubości żywicy blokującej Ultradent LC Block-Out na powierzchnie wargowe i polimeryzuj światłem. Zachowaj odległość około 1,5 mm od brzegu dziąsłowego. Nie przechodź poza krawędzie sieci-ane ani powierzchnie żujące.



4. Formierzem ciśnieniowym podgrzewaj materiał na nakładkę (płytki Sof-Tray Classic) aż zacznie zwisać około 2,5 cm. Dopasuj tworzywo sztuczne na formie. Pozostaw do schłodzenia i wyjmij model.



5. Precyzyjnie przytnij nakładkę 0,25 do 0,33 mm od brzegu dziąsłowego przy użyciu ząbkowanych nożyczek Ultradent Ultra-Trim.



6. Ponownie nałóż nakładkę na model. Sprawdź rozszerzenie nakładki.



7. Delikatnie ogrzej krawędzie palnikiem, kwadrant po kwadrancie.



8. Wykończona i precyzyjnie docięta indywidualna nakładka jest gotowa do ostatecznego dopasowania w jamie ustnej pacjenta.

Zestawy dla pacjentów Opalescence® PF Patient Kits

	PF 10%	PF 16%
Mint (miętowy)	5364	4480
Melon (arbuzowy)	5365	4481
Regular (klasyczny)	5366	4482

8 strzykawek po 1,2 ml (1,50 g) Opalescence
1 wybielająca pasta do zębów Opalescence 30 ml (28,03 g)
1 pudełko na nakładki
1 kolornik
1 torebka



Przechowywać w lodówce.

Zestawy dla lekarzy Opalescence® PF Doctor Kits

	PF 10%	PF 16%
Mint (miętowy)	5379	4483
Melon (arbuzowy)	5380	4484
Regular (klasyczny)	5381	4485

8 strzykawek po 1,2 ml (1,50 g) Opalescence
1 strzykawka 1,2 ml (1,38 g) Ultradent LC Block-Out Resin
1 końcówka Black Mini Tip
2 płytki Sof-Tray 0,9 mm
1 wybielająca pasta do zębów Opalescence 30 ml (28,03 g)
1 pudełko na nakładki
1 kolornik
1 torebka



Przechowywać w lodówce.

Opakowania uzupełniające Opalescence® PF Refills

	PF 10%	PF 16%
Mint (miętowy)	5394	4486
Melon (arbuzowy)	5395	4487
Regular (klasyczny)	5396	4488

40 strzykawek po 1,2 ml (1,50 g) Opalescence



Przechowywać w lodówce.



Wybielanie – KOSMETYCZNE

Opalescence
go®

2017¹
REALITY
Four Star Award
★★★★

Certified
GF
Gluten-Free

Opalescence Go® 6%

FABRYCZNIE NAPEŁNIONE NAKŁADKI WYBIELAJĄCE – NADTLENEK WODORU


Instrukcje



1. Wyjmij z opakowania.



2. Ustaw nakładkę centralnie na łuku zębowym.



3. Delikatnie zassij lub przelknij.



4. Zdejmij zewnętrzną łyżkę.



5. Ponownie zassij lub przelknij.



6. Noś od 60 do 90 minut.



Żel Opalescence PF zawierający 6% nadtlenek wodoru dla nadzwyczajnych rezultatów



Miękki, cienki, elastyczny materiał nakładki dostosowuje się do budowy anatomicznej zębów, umożliwiając wygodniejsze dopasowanie

Łyżka służąca wyłącznie do nakładania

4634 Zestaw dla pacjenta Opalescence Go Mint 6% Patient Kit

3592 Zestaw dla pacjenta Opalescence Go Melon 6% Patient Kit

Każdy zestaw zawiera
10 opakowań blistrowych
po 1 nakładce górnej/
1 nakładce dolnej



Przechowywać w lodówce.

4639 Zestaw dla pacjenta Opalescence Go Mint 6% Patient Kit 6 szt.

3593 Zestaw dla pacjenta Opalescence Go Melon 6% Patient Kit 6 szt.

Każdy zestaw zawiera
6 zestawów dla pacjentów



Przechowywać w lodówce.



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01