


www.falconmedical.pl

D₃

Dental Equipment / Sprzęt stomatologiczny



Falcon[®]
Medical Polska
Your Instruments since 1975





Zapytaj o cenę

Falcon *K-Series* 1 Year Guarantee / Rok gwarancji

High speed air turbine fibre optic handpieces
Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe
pneumatyczne z podświetleniem

Ceramic bearings
Quiet operation
Perfect balance
Anti-retraction valve
Push button chuck
Quick coupling fitting

Łożyska ceramiczne
Cicha praca
Małe wibracje
Zawór anti-retrakcyjny
Wymiana wiertel za pomocą przycisku
Wymagana szybkozłączka



DQ.2100.00



DQ.2100.25



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head Główka	Head size Rozmiar głowicy	Maximum speed Maksymalna prędkość	Cooling Aerozol	Bur size Rozmiar wiertel
DQ.2100.00	Torque / Tork	14.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	4-Spray / Poczwórny	Ø 1.59 - 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG
DQ.2100.25	Mini / Mini	12.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	Single / Pojedynczy	Ø 1.59 - 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG

Quick swivel coupling
Szybkozłączka



DQ.2525.00

Fibre optic system
System podświetlenia



DQ.2610.00

2 handpieces output unit
Możliwość podłączenia 2 końcówek
Transformer / Zasilacz

Silicone tubing for fibre optic handpieces
Przewód silikonowy do końcówek z podświetleniem



DQ.2600.06

2.8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem



Falcon

N-Series

1 Year Guarantee / Rok gwarancji

High speed air turbine handpieces

Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe pneumatyczne



Ceramic bearings / Łożyska ceramiczne

Quiet operation / Cicha praca

Perfect balance / Małe wibracje



Fully autoclavable

Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Spare parts are available, please ask for details
Dostępne części zamienne, pytaj o szczegóły

Falcon N-Series

Torque head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Torque



Zapytaj o cenę

Torque head / Główna Torque

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Push button chuck
- Quick coupling fitting
- Zawór anti-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymiana wiertel za pomocą przycisku
- Wymagana szybkozłączka



DQ.2200.00 Mini head / Główna Mini



DQ.2225.00 Standard head / Główna Standard

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2200.00	∅ 11.2 mm	13.2mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000-420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2225.00	∅ 13.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	300,000-350,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓

Quick swivel couplings
Szybkozłączki

- Anti-retraction valve
- 360° swivels
- Fully autoclavable

- Zawór anti-retrakcyjny
- Możliwość obrotu 360°
- Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



DQ.2500.02
2-holes Borden
złącze 2-otworowe Borden



DQ.2500.04
4-holes Midwest
złącze 4-otworowe Midwest



Zapytaj o cenę

Standard head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Standard

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



DQ.2325.00 Standard head / Główka Standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Quick coupling fitting



Standard Torque, wrench type chuck
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



DQ.2375.00 Standard head / Główka Standard

- Zawór anti-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymagana szybkozłączka



Standard Torque, push button chuck, ceramic bearing
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku, łożyska ceramiczne



DQ.2425.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.2425.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest
Standard Head / Główka Standard

Standard Torque, wrench type chuck, ceramic bearing
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza, łożyska ceramiczne



DQ.2475.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.2475.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest
Standard Head / Główka Standard

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2325.00	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2375.00	∅ 10.2 mm	13.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.02	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.04	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.02	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.04	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓

Silicone handpiece tubing, 2-holes Borden
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 2 otworowe Borden



135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.02
2,8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem

Silicone handpiece tubing, 4-holes Midwest
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 4 otworowe Midwest



135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.04
2,8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem



Contra angle handpiece 1:1, push button chuck
Kątnica z przełożeniem 1:1, wymiana wiertel za pomocą przycisku



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Single- spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2800.00	∅ 8 mm	13.7 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	35000 R.P.M.	∅ 2.35 mm	✓

Low speed straight handpiece 1:1
Kątnica z przełożeniem 1:1



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Single- spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2800.01				35000 R.P.M.	2.35mm HP	✓

Microblaster for extraoral use
Piaskarka do użytku zewnętrznego

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.3005.01

3-1 Air water syringes and accessories
Dmuchawki wodno-powietrzne trójdrożne i akcesoria

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.2705.00
Complete with tip
Komplet z końcówką

Polyurethane tube for air water syringe, 2-holes
Poliuretanowy przewód do dmuchawek, 2-otworowy



DQ.2710.02
2 meters long / 2 m długości



DQ.2700.00
Complete with 2 tips
Komplet z 2 końcówkami



Air polisher handpieces / Piaskarki

- For intraoral use
- Light weight and ergonomic design
- Detachable nozzle
- Do użytku wewnątrz jamy ustnej
- Lekka waga i ergonomiczny kształt
- Wymienna końcówka

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Manual cleaning and cold sterilization only
Czyszczenie ręczne i sterylizacja na zimno



P-Mate-II


DQ.3000.06 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.3000.08 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest



P-Mate-I

DQ.3000.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.3000.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest

3-1 Air water syringe tips
Końcówki do dmuchawek



DQ.2707.00

DQ.2708.00
Disposable / Jednorazowe

Polishing powder for P-Mate handpieces
Piasek do piaskarki stomatologicznej



DQ.3001.01 Lemon / Cytrynowy
DQ.3001.02 Mint / Miętowy
DQ.3001.03 Strawberry / Truskawkowy
130 g

Handpiece lubricant spray
Olej do konserwacji końcówek



DQ.2101.00
500ml

DQ.2101.01
500ml

DQ.2101.02
500ml

Sealing machine and accessories
Zgrzewarka i akcesoria

1 year guarantee for equipment, heating element or other parts may need replacement depending on frequency of use or misuse.

1 rok gwarancji – dotyczy wad fabrycznych zgrzewarki. Elementy wymienne do zgrzewania nie są objęte gwarancją.

- Sealing width 10 mm
- Maximum width of sealing 200 mm
- Szerokość zgrzewu 10 mm
- Maksymalna szerokość rękawa 200 mm



DQ.9000.00
Complete with roll stand and working table
Komplet zawiera stojak na rękaw i stolik



DQ.9000.01

Spittoon filter
Sitko z przykrywką do sopluczek



DQ.9100.00

Code / Kod	Product / Produkt
DQ.9000.02	Roll stand only / Stojak na rękaw
DQ.9000.03	Worktable only / Stolik
DQ.9000.04	Heating element / Paski do zgrzewu
DQ.9000.05	Cutting blade and handle / Nóż obcinający z uchwytem
DQ.9000.06	Teflon sealing tape / Taśma teflonowa
DQ.9000.07	Upper rubber strip / Listwa gumowa górna



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01