


D7

Endodontics / Endodoncja





Polycarbonate temporary crowns / Tymczasowe korony



PP003/3404
Polycarbonate crowns kit 180 pieces
Tymczasowe korony, asortyment 180 szt.



Upper central incisors
Siekacze górne, centralne

Left / Lewe

Right / Prawe

Pack of 5 Pieces
Opak. zawiera 5 szt.



Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 102 Fig. 103
PP003/3015 PP003/3016 PP003/3017 PP003/3018 PP003/3019 PP003/3102 PP003/3103



Fig. 100 Fig. 101 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14
PP003/3100 PP003/3101 PP003/3010 PP003/3011 PP003/3012 PP003/3013 PP003/3014

Upper lateral incisors
Siekacze górne, boczne



Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 Fig. 200
PP003/3025 PP003/3026 PP003/3027 PP003/3028 PP003/3029 PP003/3200



Fig. 2 Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24
PP003/3002 PP003/3020 PP003/3021 PP003/3022 PP003/3023 PP003/3024

Upper canines / Kły



Fig. 35 Fig. 36 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39 Fig. 302 Fig. 303
PP003/3035 PP003/3036 PP003/3037 PP003/3038 PP003/3039 PP003/3302 PP003/3303



Fig. 300 Fig. 301 Fig. 30 Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 Fig. 34
PP003/3300 PP003/3301 PP003/3030 PP003/3031 PP003/3032 PP003/3033 PP003/3034

Premolars / Przedtrzonowce

Upper / Górne

Lower / Dolne



Fig. 40 Fig. 41 Fig. 42 Fig. 43 Fig. 44
PP003/3040 PP003/3041 PP003/3042 PP003/3043 PP003/3044



Fig. 50 Fig. 51 Fig. 52 Fig. 53 Fig. 54
PP003/3050 PP003/3051 PP003/3052 PP003/3053 PP003/3054

Lower incisors / Siekacze dolne

Long / Długie

Short / Krótkie



Fig. 60 Fig. 61 Fig. 62 Fig. 63 Fig. 64
PP003/3060 PP003/3061 PP003/3062 PP003/3063 PP003/3064



Fig. 65 Fig. 66 Fig. 67 Fig. 68 Fig. 69
PP003/3065 PP003/3066 PP003/3067 PP003/3068 PP003/3069

Gold screw posts / Wkłady koronowo-korzeniowe, pozłacane



PP012/3001
Assorted kit 240 pieces
Asortyment 240 szt.

PP012/3000
Assorted kit 60 pieces
Asortyment 60 szt.

Short / Krótkie	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	PP012/3002	PP012/3003	PP012/3004	PP012/3005	PP012/3006	PP012/3007

Medium / Średnie	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	PP012/3008	PP012/3009	PP012/3010	PP012/3011	PP012/3012	PP012/3013

Long / Długie	L1	L2	L3	L4	L5	L6
	PP012/3014	PP012/3015	PP012/3016	PP012/3017	PP012/3018	PP012/3019

Pack of 12 Pieces
Opak. zawiera 12 szt.

Keys / Klucze



PP012/0001
female / nasadowy
PP012/0002
male / krzyżowy

Reamers / Poszerzacz



PP012/4030
short / krótkie
PP012/4031
long / długie
Pack of 6 pieces assorted size 1-6
Opak. sortowane zawiera 6 szt.
w różnych rozmiarach



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



NiTi Hedstrom Files
Pilniki NiTi typu Hedstrom

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.



NiTi K-Files
Pilniki NiTi typu K

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
08	DR.3011.08	DR.3012.08	DR.3013.08	DR.3014.08
10	DR.3011.10	DR.3012.10	DR.3013.10	DR.3014.10
15	DR.3011.15	DR.3012.15	DR.3013.15	DR.3014.15
20	DR.3011.20	DR.3012.20	DR.3013.20	DR.3014.20
25	DR.3011.25	DR.3012.25	DR.3013.25	DR.3014.25
30	DR.3011.30	DR.3012.30	DR.3013.30	DR.3014.30
35	DR.3011.35	DR.3012.35	DR.3013.35	DR.3014.35
40	DR.3011.40	DR.3012.40	DR.3013.40	DR.3014.40
45	DR.3011.45	DR.3012.45	DR.3013.45	DR.3014.45
50	DR.3011.50	DR.3012.50	DR.3013.50	
55	DR.3011.55	DR.3012.55	DR.3013.55	
60	DR.3011.60	DR.3012.60	DR.3013.60	
70	DR.3011.70	DR.3012.70	DR.3013.70	
80	DR.3011.80	DR.3012.80	DR.3013.80	
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15-40	DR.3011.00	DR.3012.00	DR.3013.00	DR.3014.00
45-80	DR.3011.01	DR.3012.01	DR.3013.01	DR.3014.01

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
08	DR.3001.08	DR.3002.08	DR.3003.08	DR.3004.08
10	DR.3001.10	DR.3002.10	DR.3003.10	DR.3004.10
15	DR.3001.15	DR.3002.15	DR.3003.15	DR.3004.15
20	DR.3001.20	DR.3002.20	DR.3003.20	DR.3004.20
25	DR.3001.25	DR.3002.25	DR.3003.25	DR.3004.25
30	DR.3001.30	DR.3002.30	DR.3003.30	DR.3004.30
35	DR.3001.35	DR.3002.35	DR.3003.35	DR.3004.35
40	DR.3001.40	DR.3002.40	DR.3003.40	DR.3004.40
45	DR.3001.45	DR.3002.45	DR.3003.45	DR.3004.45
50	DR.3001.50	DR.3002.50	DR.3003.50	
55	DR.3001.55	DR.3002.55	DR.3003.55	
60	DR.3001.60	DR.3002.60	DR.3003.60	
70	DR.3001.70	DR.3002.70	DR.3003.70	
80	DR.3001.80	DR.3002.80	DR.3003.80	
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15-40	DR.3001.00	DR.3002.00	DR.3003.00	DR.3004.00
45-80	DR.3001.01	DR.3002.01	DR.3003.01	DR.3004.01



NiTi finger spreaders
Rozpychacze NiTi do gutaperki

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.



NiTi finger pluggers
Upychadła NiTi do gutaperki

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
15	DR.3041.15	DR.3042.15	DR.3043.15
20	DR.3041.20	DR.3042.20	DR.3043.20
25	DR.3041.25	DR.3042.25	DR.3043.25
30	DR.3041.30	DR.3042.30	DR.3043.30
35	DR.3041.35	DR.3042.35	DR.3043.35
40	DR.3041.40	DR.3042.40	DR.3043.40
45	DR.3041.45	DR.3042.45	DR.3043.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
15-40	DR.3041.00	DR.3042.00	DR.3043.00

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
15	DR.3031.15	DR.3032.15	DR.3033.15
20	DR.3031.20	DR.3032.20	DR.3033.20
25	DR.3031.25	DR.3032.25	DR.3033.25
30	DR.3031.30	DR.3032.30	DR.3033.30
35	DR.3031.35	DR.3032.35	DR.3033.35
40	DR.3031.40	DR.3032.40	DR.3033.40
45	DR.3031.45	DR.3032.45	DR.3033.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)			
15-40	DR.3031.00	DR.3032.00	DR.3033.00


 Autoclavable
 Możliwość sterylizacji w autoklawie

NiTi Reamers
Poszerzacze NiTi

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm
10	DR.3021.10	DR.3022.10	DR.3023.10
15	DR.3021.15	DR.3022.15	DR.3023.15
20	DR.3021.20	DR.3022.20	DR.3023.20
25	DR.3021.25	DR.3022.25	DR.3023.25
30	DR.3021.30	DR.3022.30	DR.3023.30
35	DR.3021.35	DR.3022.35	DR.3023.35
40	DR.3021.40	DR.3022.40	DR.3023.40
45	DR.3021.45	DR.3022.45	DR.3023.45
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)			
15-40	DR.3021.00	DR.3022.00	DR.3023.00


Stainless Steel K-Files
Pilniki stalowe typu K

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
06	DR.3051.06	DR.3052.06	DR.3053.06	DR.3054.06
08	DR.3051.08	DR.3052.08	DR.3053.08	DR.3054.08
10	DR.3051.10	DR.3052.10	DR.3053.10	DR.3054.10
15	DR.3051.15	DR.3052.15	DR.3053.15	DR.3054.15
20	DR.3051.20	DR.3052.20	DR.3053.20	DR.3054.20
25	DR.3051.25	DR.3052.25	DR.3053.25	DR.3054.25
30	DR.3051.30	DR.3052.30	DR.3053.30	DR.3054.30
35	DR.3051.35	DR.3052.35	DR.3053.35	DR.3054.35
40	DR.3051.40	DR.3052.40	DR.3053.40	DR.3054.40
45	DR.3051.45	DR.3052.45	DR.3053.45	DR.3054.45
50	DR.3051.50	DR.3052.50	DR.3053.50	x
55	DR.3051.55	DR.3052.55	DR.3053.55	x
60	DR.3051.60	DR.3052.60	DR.3053.60	x
70	DR.3051.70	DR.3052.70	DR.3053.70	x
80	DR.3051.80	DR.3052.80	DR.3053.80	x
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15-40	DR.3051.00	DR.3052.00	DR.3053.00	DR.3054.00
45-80	DR.3051.01	DR.3052.01	DR.3053.01	DR.3054.01


Stainless Steel Hedstrom Files
Pilniki stalowe typu Hedstrom

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.


ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
06	DR.3061.06	DR.3062.06	DR.3063.06	DR.3064.06
08	DR.3061.08	DR.3062.08	DR.3063.08	DR.3064.08
10	DR.3061.10	DR.3062.10	DR.3063.10	DR.3064.10
15	DR.3061.15	DR.3062.15	DR.3063.15	DR.3064.15
20	DR.3061.20	DR.3062.20	DR.3063.20	DR.3064.20
25	DR.3061.25	DR.3062.25	DR.3063.25	DR.3064.25
30	DR.3061.30	DR.3062.30	DR.3063.30	DR.3064.30
35	DR.3061.35	DR.3062.35	DR.3063.35	DR.3064.35
40	DR.3061.40	DR.3062.40	DR.3063.40	DR.3064.40
45	DR.3061.45	DR.3062.45	DR.3063.45	DR.3064.45
50	DR.3061.50	DR.3062.50	DR.3063.50	x
55	DR.3061.55	DR.3062.55	DR.3063.55	x
60	DR.3061.60	DR.3062.60	DR.3063.60	x
70	DR.3061.70	DR.3062.70	DR.3063.70	x
80	DR.3061.80	DR.3062.80	DR.3063.80	x
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15-40	DR.3061.00	DR.3062.00	DR.3063.00	DR.3064.00
45-80	DR.3061.01	DR.3062.01	DR.3063.01	DR.3064.01


Stainless Steel Reamers
Poszerzacze stalowe

Pack of 6 pcs. / 6 szt. w opak.

ISO Color / No	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
10	DR.3071.10	DR.3072.10	DR.3073.10	DR.3074.10
15	DR.3071.15	DR.3072.15	DR.3073.15	DR.3074.15
20	DR.3071.20	DR.3072.20	DR.3073.20	DR.3074.20
25	DR.3071.25	DR.3072.25	DR.3073.25	DR.3074.25
30	DR.3071.30	DR.3072.30	DR.3073.30	DR.3074.30
35	DR.3071.35	DR.3072.35	DR.3073.35	DR.3074.35
40	DR.3071.40	DR.3072.40	DR.3073.40	DR.3074.40
45	DR.3071.45	DR.3072.45	DR.3073.45	DR.3074.45
50	DR.3071.50	DR.3072.50	DR.3073.50	x
55	DR.3071.55	DR.3072.55	DR.3073.55	x
60	DR.3071.60	DR.3072.60	DR.3073.60	x
70	DR.3071.70	DR.3072.70	DR.3073.70	x
80	DR.3071.80	DR.3072.80	DR.3073.80	x
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6szt.w opak.)				
15-40	DR.3071.00	DR.3072.00	DR.3073.00	DR.3074.00
45-80	DR.3071.01	DR.3072.01	DR.3073.01	DR.3074.01

Stainless Steel Barbed Broach Miążgociągi stalowe




ISO Color / No		21 mm	25 mm
0	XXXXF	DR.4051.10	DR.4052.10
1	XXXF	DR.4051.15	DR.4052.15
2	XXF	DR.4051.20	DR.4052.20
3	XF	DR.4051.25	DR.4052.25
4	F	DR.4051.30	DR.4052.30
5	M	DR.4051.35	DR.4052.35
6	C	DR.4051.40	DR.4052.40
Assorted (10 pcs/-pack) / Różne (10 szt. w opak.)			
0-6	XXXXF - C	DR.4051.00	DR.4052.00
2-4	XXXXF - XF	DR.4051.01	DR.4052.01



Pack of 10 pcs. / 10 szt. w opak.


Stainless Steel paste carriers RA Igly stalowe do wypełniania kanału



ISO Color / No		21 mm	25 mm
25		DR.5009.25	DR.5010.25
30		DR.5009.30	DR.5010.30
35		DR.5009.35	DR.5010.35
40		DR.5009.40	DR.5010.40
Assorted (4 pcs/-pack) / Różne (4 szt. w opak.)			
25-40		DR.5009.00	DR.5010.00




Universal Niti rotary files Pilniki maszynowe Universal NiTi




ISO Color / No		19 mm	21 mm	25 mm
SX		DR.5001.01		
S1			DR.5001.02	DR.5002.02
S2			DR.5001.03	DR.5002.03
F1			DR.5001.04	DR.5002.04
F2			DR.5001.05	DR.5002.05
F3			DR.5001.06	DR.5002.06
F4			DR.5001.07	DR.5002.07
F5			DR.5001.08	DR.5002.08
Assorted (6 pcs/-pack) / Różne (6 szt. w opak.)				
SX - F3			DR.5001.00	DR.5002.00



Universal + Niti rotary files Pilniki maszynowe Universal + NiTi



ISO Color / No		19 mm	21 mm	25 mm
SX		DR.5003.01		
S1			DR.5003.02	DR.5004.02
S2			DR.5003.03	DR.5004.03
F1			DR.5003.04	DR.5004.04
F2			DR.5003.05	DR.5004.05
F3			DR.5003.06	DR.5004.06
F4			DR.5003.07	DR.5004.07
F5			DR.5003.08	DR.5004.08
Assorted (6 pcs/-pack) / Różne (6 szt. w opak.)				
SX - F3			DR.5003.00	DR.5004.00



Niti W files Pilniki maszynowe W NiTi

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

One file system
Motion: Reciprocating

ISO Color / No	21 mm	25 mm
R21	DR.5005.01	DR.5006.01
R25	DR.5005.02	DR.5006.02
R40	DR.5005.03	DR.5006.03
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)		
R21-R40	DR.5005.00	DR.5006.00



Niti W + files Pilniki maszynowe W + NiTi

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

ISO Color / No	21 mm	25 mm
20	DR.5011.01	DR.5012.01
25	DR.5011.02	DR.5012.02
35	DR.5011.03	DR.5012.03
45	DR.5011.04	DR.5012.04
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)		
20 - 45	DR.5011.00	DR.5012.00



Niti V Blue files Pilniki V Blue NiTi

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Suitable for narrow curved root canals
Motion: Reciprocating

ISO Color / No	21 mm	25 mm
R25	DR.5013.01	DR.5014.01
R40	DR.5013.02	DR.5014.02
R50	DR.5013.03	DR.5014.03
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)		
R25-R50	DR.5013.00	DR.5014.00



Niti V files Pilniki maszynowe V NiTi

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Suitable for narrow curved root canals
Motion: Reciprocating

ISO Color / No	21 mm	25 mm
R25	DR.5007.01	DR.5008.01
R40	DR.5007.02	DR.5008.02
R50	DR.5007.03	DR.5008.03
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)		
R25-R50	DR.5007.00	DR.5008.00



Stainless Steel reamers RA / Poszerzaczce stalowe na kątnice

Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Reamers Gates Glidden / Poszerzaczce Gates Glidden

ø mm 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50



Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.

Długość 28 mm

Size / Rozmiar	Code / Kod
1	DR.5100.01
2	DR.5100.02
3	DR.5100.03
4	DR.5100.04
5	DR.5100.05
6	DR.5100.06
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)	
1 - 6	DR.5100.00

Reamers Peeso / Poszerzaczce Peeso

ø mm 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70



Pack of 6 pieces / Opak. 6 szt.

Długość 28 mm

Size / Rozmiar	Code / Kod
1	DR.5200.01
2	DR.5200.02
3	DR.5200.03
4	DR.5200.04
5	DR.5200.05
6	DR.5200.06
Assorted (6 pcs/pack) / Różne (6 szt. w opak.)	
1 - 6	DR.5200.00



Endodontic explorers
Zgłębniki endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 1 DR.584.014



Fig. DG16 DR.584.164

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Fig. DG16 DR.584.161




Fig. DG16/17 DR.584.171



Fig. DG16/23 DR.584.231

Endodontic excavators
Ekskawatory endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt




Fig. 31L DR.577.310

Fig. 32L DR.577.320

Fig. 33L DR.577.330




Fig. 1 DR.582.010 Falcon

Fig. 2 DR.582.020 Falcon

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 1 DR.582.014 Falcon




Fig. 2 DR.582.024 Falcon



Endodontic excavators
Ekskawatory endodontyczne

Classic-8 5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt




Hand pluggers
Upychadła endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Hand spreaders
Rozpychacze endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip




Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Hand pluggers
Upychadła endodontyczne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




- Fig. 1 DR.594.013 Falcon
 - Fig. 2 DR.594.023 Falcon
 - Fig. 3 DR.594.033 Falcon
 - Fig. 4 DR.594.043 Falcon
- Tip sizes: 00.5, 00.7, 00.9, 01.1

- Fig. 1 DR.596.011 Luks
 - Fig. 2 DR.596.021 Luks
 - Fig. 3 DR.596.031 Luks
 - Fig. 4 DR.596.041 Luks
- Tip sizes: 00.4, 00.5, 00.75, 01.0

Hand spreaders
Rozpychacze endodontyczne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



- Fig. 1 DR.602.013 Falcon
- Fig. 2 DR.602.023 Falcon
- Fig. 3 DR.602.033 Falcon
- Fig. 4 DR.602.043 Falcon

- Fig. 5 DR.602.053 Falcon
- Fig. 6 DR.602.063 Falcon
- Fig. 7 DR.602.073 Falcon

Micro endodontic pluggers / burnishers
Przenośniki/Upychadła mikro endodontyczne

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1 DR.040.014

Fig. 2 DR.040.024

NiTi / Stainless steel hand pluggers
Przeñoniki endodontyczne NiTi / Stalowe

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Fig. 1 DR.590.015 Falcon

Fig. 2 DR.590.025 Falcon

Fig. 3 DR.590.035 Falcon

Fig. 4 DR.590.045 Falcon



Endodontic Pluggers set
DR.590.000



Endodontic retractors
Haki endodontyczne

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 1 DS.488.014



Fig. 2 DS.488.024



Fig. 3 DS.488.034

Micro endodontic pluggers / burnishers
Przeñośniki/Upychadła mikro endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 0 DR.041.004



Fig. 1 DR.041.014



Fig. 0 DR.045.004



Fig. 0
Left / Lewy

DR.046.004



Fig. 0
Right / Prawy

DR.047.004

Micro endodontic applicators
Aplikatory mikro endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 1 DR.865.014



Fig. 1 DR.866.014



Fig. 2 DR.866.024




Fig. 1 DR.879.014



Fig. 2 DR.879.024

Splinter forceps
Kleszcyki do odłamków



BD.995.060 60°
Peet
120 mm

Endodontic tweezers
Penseta endodontyczna



DR.586.020
150 mm



Endodontic curettes
Łyzeczki endodontyczne



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 2/4 DS.126.044
Molt




Fig. 1 DS.146.014
Ruddle
Left / Lewa




Fig. 2 DS.146.024
Ruddle
Right / Prawa




Fig. 1 DS.147.014
Ruddle
Left / Lewa




Fig. 2 DS.147.024
Ruddle
Right / Prawa

Endodontic forceps
Kleszeczki endodontyczne



DR.587.030
Straight / Proste

DR.587.040
Upward / Podgięte do góry

DR.587.050
Left / Lewe

DR.587.060
Right / Prawe

Endodontic forceps for silver points
Kleszeczki endodontyczne



DR.587.130
125 mm

Endo Irrigation needles
Igły do endoirygacji



Pack of 100 pieces, Sterile / Opak. 100 szt. Sterylny

DR.1000.01

Single side vented, 0.3 x 25 (30G x 1")
Z jednym bocznym otworem, 0.3 x 25 (30G x 1")

DR.1000.02

Double side vented, 0.3 x 25 (30G x 1")
Z dwoma bocznymi otworami, 0.3 x 25 (30G x 1")

Silicone endo stoppers
Endostopy silikonowe



Code / Kod	Color / Kolor
DR.1001.01	White / Białe
DR.1001.02	Yellow / Żółte
DR.1001.03	Red / Czerwone
DR.1001.04	Black / Czarne
DR.1001.00	Assorted / Asortyment

Code / Kod	Color / Kolor
DR.1002.01	White / Białe
DR.1002.02	Yellow / Żółte
DR.1002.03	Red / Czerwone
DR.1002.04	Black / Czarne
DR.1002.05	Blue / Niebieskie
DR.1002.06	Purple / Purpurowe
DR.1002.00	Assorted / Asortyment

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01