


D₁₂

Impression Accessories / Akcesoria do wycisków





all for 1 – 1 for all

DI.1150.00

Universal dispenser kit for all ratios of 25ml and 50ml cartridges
Uniwersalny zestaw pasuje do wszystkich proporcji 25ml i 50ml naboji

Contents / Zawiera:

- 1 x Dispenser / 1 x Pistolet
- 1 x Cartridge holder for rectangular flange cartridges (old type) / 1 x Uchwyt do prostokątnych naboji (stary typ)
- 1 x Cartridge holder for round flange cartridges (new type) / 1 x Uchwyt do okrągłych naboji (nowy typ)
- 1 x Plunger for 1:1/2:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 1:1/2:1
- 1 x Plunger for 4:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 4:1
- 1 x Plunger for 10:1 ratio / 1 x Wspornik dla proporcji 10:1



DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™

Disposable mixing tips

Jednorazowe końcówki do mieszania dużej



DI.1107.00
Red, pack of 50
Czerwone opak.50 szt.



DI.1107.01
Blue, pack of 50
Niebieskie opak.50 szt.



DI.1107.02
Green, pack of 50
Zielone opak.50 szt.



DI.1107.03
White, pack of 50
Białe opak.50 szt.



DI.1107.04
Yellow, pack of 50
Żółte opak.50 szt.





DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™


Intraoral tips / Końcówki wewnętrzne



DR.9800.03
Pack of 50
Opak.50 szt.



D1.1100.06
Pack of 50
Opak.50 szt.



DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™

Disposable impression syringes
Jednorazowe strzykawki do masy



DI.016.000
Pack of 25 / Opak. zawiera 25 szt.



DI.1100.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DI.1100.01
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DI.1100.03
Green, pack of 50
Zielone, Opak.50 szt.



DI.1100.04
Pink, pack of 50
Różowe, Opak.50 szt.



DI.1100.02
Yellow, pack of 50
Żółte, Opak.50 szt.



DI.1100.05
Yellow, pack of 100
Żółte, Opak.100 szt.



DR.9801.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.



DR.9800.00
Clear, pack of 50
Przeźroczyste,
Opak.50 szt.

DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™

Mixing tips 1:1 ratio

Końcówki do mieszania (proporcja 1:1)



DI.1106.01
Green, pack of 50
Zielone, Opak.50 szt.



DI.1106.02
Pink, pack of 50
Różowe, Opak.50 szt.



DI.1106.03
Yellow, pack of 50
Żółte, Opak.50 szt.



DR.9815.01
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.



DR.9815.02
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.



DR.9814.01
Brown, pack of 50
Brązowe, Opak.50 szt.

For 50 ml round flange dual cartridges
Pasują do 50 ml okrągłych naboji

For 25 ml round flange dual cartridges
Pasują do 25 ml okrągłych naboji



Gingival cord packers / Upychadła do nici retrakcyjnych




Bite gauge / Linijka pomiarowa


A simple measuring instrument as an aid in the re-establishment of correct facial contour during full or partial denture work.
Instrument do mierzenia odcinków twarzy



Slide **B** is fully adjustable and reversible along shaft **A** and may be fixed in any position by means of its locking-screw as shown.
Suwak **B** jest regulowany i może być dostosowany do każdej pozycji dzięki śrubie blokującej.



Bio-Art fox ruler
Płytki Foxa do okluzji




Made in Brazil



BIO.1.18A
Fox ruler aluminium / Płytki Foxa aluminiowa

BIO.1.18P
Fox ruler polymer / Płytki Foxa plastikowa

Carvers for silicone impression materials / Nożyki do silikonu



Gingival cord packers / Upychadła do nici retrakcyjnych





Disposable impression trays for implants
Jednorazowe łyżki wyciskowe do implantów

Trial Pack
DI.028.000
10 assorted trays
Mix 10 łyżek

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Fig.1
Upper L / górna L
DI.028.010



Fig.3
Upper M / górna M
DI.028.030



Fig.5
Upper S / górna S
DI.028.050



Fig.9
Upper Anterior / Górna przednia
DI.028.090



Fig.10
Lower Anterior / Dolna przednia
DI.028.100



Fig.2
Lower L / Dolna L
DI.028.020



Fig.4
Lower M / Dolna M
DI.028.040



Fig.6
Lower S / Dolna S
DI.028.060



Fig.8
Prawa góra / Lewy dół
DI.028.080



Fig.7
Lewa góra / Prawy dół
DI.028.070

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists™

1-2-3 impression trays
1-2-3 łyżki wyciskowe

For simultaneous crown and bridge impression,
counter impression and bite registration.

Zapewniają jednoczesne wykonanie wycisku górnego,
wycisku dolnego oraz rejestracji zgryzu.



Fig.1
DI.040.010
posterior
ćwiartkowa z wysokim brzegiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.2
DI.040.020
anterior
przednia częściowa

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.3
DI.040.030
posterior sideless
połówkowa z niskim brzegiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.4
DI.040.040
quadrant
połówkowa z wysokim brzegiem

Pack of 36 pieces
Opak. 36 szt.



Fig.5
DI.040.050
full arch
przednia całkowita

Pack of 24 pieces
Opak. 24 szt.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L
DI.023.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.023.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M
DI.023.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.023.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych górna L
DI.023.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.023.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych górna M
DI.023.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.023.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna górna L
DI.023.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.023.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M
DI.023.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.023.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.023.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa górna / Prawy dół
DI.023.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Prawa górna / Lewy dół
DI.023.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie

Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L
DI.024.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.024.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M
DI.024.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.024.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych górna L
DI.024.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.024.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych górna M
DI.024.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.024.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna górna L
DI.024.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.024.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M
DI.024.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.024.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.024.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa górna / Prawy dół
DI.024.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa górna / Prawy dół
DI.024.220



Upper / Górna

Lower / Dół

Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie

Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonałe trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE®
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L
DI.025.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.025.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M
DI.025.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.025.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych górna L
DI.025.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.025.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych górna M
DI.025.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.025.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna górna L
DI.025.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.025.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M
DI.025.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.025.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.025.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa górna / Prawy dół
DI.025.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa górna / Prawy dół
DI.025.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonale trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyt.
Nie zawierają lateksu.



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyty



Fig. 3
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L
DI.026.030



Fig. 4
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L
DI.026.040



Fig. 5
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M
DI.023.050



Fig. 6
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M
DI.026.060



Fig. 11
Dentate upper L
do ubytków częściowych górna L
DI.026.110



Fig. 12
Dentate lower L
do ubytków częściowych dolna L
DI.026.120



Fig. 13
Dentate upper M
do ubytków częściowych górna M
DI.026.130



Fig. 14
Dentate lower M
do ubytków częściowych dolna M
DI.026.140



Fig. 15
Orthodontic upper L
Ortodontyczna górna L
DI.026.150



Fig. 16
Orthodontic lower L
Ortodontyczna dolna L
DI.026.160



Fig. 17
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M
DI.026.170



Fig. 18
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M
DI.026.180



Fig. 20
Partial anterior
Połówkowa przód
DI.026.200



Fig. 21
Upper left / Lower right
Lewa górna / Prawy dół
DI.026.210



Fig. 22
Upper right / Lower left
Lewa górna / Prawy dół
DI.026.220



Spare metal handle / Uchwyt metalowy do łyżki wyciskowej



DI.020.010
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji
w autoklawie



Upper / Góra



Lower / Dół

Constructed of durable plastic for optimum strength.
All trays are perforated to ensure excellent retention of impression material.
Each box contains 25 trays of one size and 1 handle.
Latex-free.

Łyżki wyciskowe wykonane są z plastiku o odpowiedniej wytrzymałości.
Posiadają perforację, która zapewnia doskonale trzymanie masy wyciskowej.
Pudełko zawiera 25 łyżek wyciskowych jednego rozmiaru oraz 1 uchwyty.
Nie zawierają lateksu.



Pro-Lock Disposable orthodontic impression trays
Pro-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru



Fig.1
DI.036.010
Upper XXS
Górna XXS



Fig.2
DI.036.020
Upper XS
Górna XS



Fig.3
DI.036.030
Upper S
Górna S



Fig.4
DI.036.040
Upper M
Górna M



Fig.5
DI.036.050
Upper L
Górna L



Fig.6
DI.036.060
Upper XL
Górna XL



Fig.1
DI.035.010
Lower XXS
Dolna XXS



Fig.2
DI.035.020
Lower XS
Dolna XS



Fig.3
DI.035.030
Lower S
Dolna S



Fig.4
DI.035.040
Lower M
Dolna M



Fig.5
DI.035.050
Lower L
Dolna L



Fig.6
DI.035.060
Lower XL
Dolna XL

Tuff-Lock Disposable orthodontic impression trays
Tuff-Lock Jednorazowe Ortodontyczne łyżki wyciskowe

Pack includes 10 trays of 1 size
Opak. zawiera 10 łyżek z 1 rozmiaru



Fig.5
DI.038.050
Upper XS
Górna XS



Fig.4
DI.038.040
Upper S
Górna S



Fig.3
DI.038.030
Upper M
Górna M



Fig.2
DI.038.020
Upper L
Górna L



Fig.1
DI.038.010
Upper L
Górna L



Fig.5
DI.037.050
Lower XS
Dolna XS



Fig.4
DI.037.040
Lower S
Dolna S



Fig.3
DI.037.030
Lower M
Dolna M



Fig.2
DI.037.020
Lower L
Dolna L



Fig.1
DI.037.010
Lower XL
Dolna XL



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE[®]
The Single-Use Product Specialists™

Pack includes 25 trays of 1 size and 1 handle
Opak. zawiera 25 łyżek z (1 rozmiaru)+1 uchwyt



Fig. 3
DI.027.030
Edentulous upper L
Do bezzębia górna L



Fig. 4
DI.027.040
Edentulous lower L
Do bezzębia dolna L



Fig. 5
DI.027.050
Edentulous upper M
Do bezzębia górna M



Fig. 6
DI.027.060
Edentulous lower M
Do bezzębia dolna M



Fig. 9
DI.027.090
Dentate upper XL
Do ubytków częściowych górna XL



Fig. 10
DI.027.100
Dentate lower XL
Do ubytków częściowych dolna XL



Fig. 11
DI.027.110
Dentate upper L
Do ubytków częściowych górna L



Fig. 12
DI.027.120
Dentate lower L
Do ubytków częściowych dolna L



Fig. 13
DI.027.130
Dentate upper M
Do ubytków częściowych górna M



Fig. 14
DI.027.140
Dentate lower M
Do ubytków częściowych dolna M



Fig. 15
DI.027.150
Orthodontic upper M
Ortodontyczna górna M



Fig. 16
DI.027.160
Orthodontic lower M
Ortodontyczna dolna M



Fig. 17
DI.027.170
Orthodontic upper S
Ortodontyczna górna S



Fig. 18
DI.027.180
Orthodontic lower S
Ortodontyczna dolna S

Metal handle
Uchwyt metalowy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DI.020.020
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.





Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE

Disposable transparent impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe przezroczyste

Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt.



Fig.1
Upper / Górna L
DI.032.010



Fig.3
Upper / Górna M
DI.032.030



Fig.5
Upper / Górna S
DI.032.050



Fig.7
UL/LR
DI.032.070



Fig.9
Anterior lower / Boczna dolna
DI.032.090



Fig.2
Lower / Dolna L
DI.032.020



Fig.4
Lower / Dolna M
DI.032.040



Fig.6
Lower / Dolna S
DI.032.060



Fig.8
UR/LL
DI.032.080



Fig.10
Anterior upper / Boczna Górna
DI.032.100

DENTALINE

Disposable transparent impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe przezroczyste

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Trial Pack
DI.029.000
9 assorted trays
Mix 9 łyżek



Fig.1
Upper / Górna L
DI.029.010



Fig.2
Lower / Dolna L
DI.029.020



Fig.3
Upper / Górna M
DI.029.030



Fig.4
Lower / Dolna M
DI.029.040



Fig.5
Upper / Górna S
DI.029.050



Fig.6
Lower / Dolna S
DI.029.060



Fig.7
UL/LR
DI.029.070



Fig.8
UR/LL
DI.029.080



Fig.9
Partial anterior / Połówkowa dolna
DI.029.090



Disposable impression trays / Jednorazowe łyżki wyciskowe

DENTALINE

Disposable impression trays
Jednorazowe łyżki wyciskowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

For simultaneous crown and bridge impression,
counter impression and bite registration.

Zapewniają jednoczesne wykonanie wycisku górnego,
wycisku dolnego oraz rejestracji zgryzu.

Trial Pack
DI.039.000
10 assorted trays / Mix 10 łyżek




Fig.3
Quadrant / Połówkowa z wysokim brzegiem
DI.039.030

Fig.5
Anterior / Przednia częściowa
DI.039.050

Fig.2
Posterior sideless / Połówkowa z niskim brzegiem
DI.039.020

Fig.1
Posterior / ćwiartkowa z wysokim brzegiem
DI.039.010

Fig.4
Full arch / Przednia całkowita
DI.039.030

D-Color

Impression Trays / łyżki wyciskowe

- Color Coded for easy identification of size
- Micro etched inner surface for better retention
- Available perforated or solid

- Łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki zastosowaniu kolorowych oznaczeń.
- Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.
- W ofercie łyżki gładkie lub perforowane.



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



ID-Color

Regular Impression trays with rim, perforated
łyżki wyciskowe do ubytków częściowych perforowane z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XL	80	63	DI.801.010	Purple / Purpurowy
L2	L	78	59	DI.801.020	Green / Zielony
L3	M	76	57	DI.801.030	Blue / Niebieski
L4	S	72	57	DI.801.040	Red / Czerwony
L5	XS	69	50	DI.801.050	Yellow / Żółty

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XL	81	63	DI.811.010	Purple / Purpurowy
U2	L	74	60	DI.811.020	Green / Zielony
U3	M	71	55	DI.811.030	Blue / Niebieski
U4	S	67	53	DI.811.040	Red / Czerwony
U5	XS	65	51	DI.811.050	Yellow / Żółty

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.851.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.851.000

ID-Color

Regular Impression trays with rim, solid
łyżki wyciskowe do ubytków częściowych pełne z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
L1	XL	80	63	DI.821.010	Purple / Purpurowy
L2	L	78	59	DI.821.020	Green / Zielony
L3	M	76	57	DI.821.030	Blue / Niebieski
L4	S	72	57	DI.821.040	Red / Czerwony
L5	XS	69	50	DI.821.050	Yellow / Żółty

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod	Color / Kolor
U1	XL	81	63	DI.831.010	Purple / Purpurowy
U2	L	74	60	DI.831.020	Green / Zielony
U3	M	71	55	DI.831.030	Blue / Niebieski
U4	S	67	53	DI.831.040	Red / Czerwony
U5	XS	65	51	DI.831.050	Yellow / Żółty

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.861.060
10 pieces / sztuk	L1,U2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.861.000



Impression Accessories Akcesoria do wycisków




Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.



Impression trays regular / Łyżki wyciskowe do ubytków częściowych


Perforated without rim Perforowane bez brzegu retencyjnego



Lower / Dolna


No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XXS	55	47	DI.700.010
L2	XS	60	49	DI.700.020
L3	S	72	54	DI.700.030
L4	M	74	57	DI.700.040
L5	L	76	59	DI.700.050
L6	XL	78	61	DI.700.060

Perforated with rim Perforowane z brzegiem retencyjnym




Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XXS	55	47	DI.750.010
L2	XS	60	49	DI.750.020
L3	S	72	54	DI.750.030
L4	M	74	57	DI.750.040
L5	L	76	59	DI.750.050
L6	XL	78	61	DI.750.060



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XXS	61	47	DI.705.010
U2	XS	64	51	DI.705.020
U3	S	66	53	DI.705.030
U4	M	69	57	DI.705.040
U5	L	71	60	DI.705.050
U6	XL	73	62	DI.705.060



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XXS	61	47	DI.755.010
U2	XS	64	51	DI.755.020
U3	S	66	53	DI.755.030
U4	M	69	57	DI.755.040
U5	L	71	60	DI.755.050
U6	XL	73	62	DI.755.060




Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.720.060
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.720.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.720.000



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.770.060
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.770.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.770.000

Solid without rim Pełne bez brzegu retencyjnego



Lower / Dolna


No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XXS	55	47	DI.710.010
L2	XS	60	49	DI.710.020
L3	S	72	54	DI.710.030
L4	M	74	57	DI.710.040
L5	L	76	59	DI.710.050
L6	XL	78	61	DI.710.060

Solid with rim Pełne z brzegiem retencyjnym




Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XXS	55	47	DI.760.010
L2	XS	60	49	DI.760.020
L3	S	72	54	DI.760.030
L4	M	74	57	DI.760.040
L5	L	76	59	DI.760.050
L6	XL	78	61	DI.760.060



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XXS	61	47	DI.715.010
U2	XS	64	51	DI.715.020
U3	S	66	53	DI.715.030
U4	M	69	57	DI.715.040
U5	L	71	60	DI.715.050
U6	XL	73	62	DI.715.060



Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XXS	61	47	DI.765.010
U2	XS	64	51	DI.765.020
U3	S	66	53	DI.765.030
U4	M	69	57	DI.765.040
U5	L	71	60	DI.765.050
U6	XL	73	62	DI.765.060



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.725.060
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.725.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.725.000



Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L3,L4,L5,U3,U4,U5	DI.780.060
8 pieces / sztuk	L3,L4,L5,L6,U3,U4,U5,U6	DI.780.080
12 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5,L6 U1,U2,U3,U4,U5,U6	DI.780.000



Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikroźłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.

Impression Accessories Akcesoria do wycisków



Impression trays regular / łyżki wyciskowe do ubytków częściowych

Perforated with rim Perforowane z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	80	63	DI.800.010
L2	L	78	59	DI.800.020
L3	M	76	57	DI.800.030
L4	S	72	57	DI.800.040
L5	XS	69	50	DI.800.050

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	81	63	DI.810.010
U2	L	74	60	DI.810.020
U3	M	71	55	DI.810.030
U4	S	67	53	DI.810.040
U5	XS	65	51	DI.810.050

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.850.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.850.000

Solid with rim Pełne z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	80	63	DI.820.010
L2	L	78	59	DI.820.020
L3	M	76	57	DI.820.030
L4	S	72	57	DI.820.040
L5	XS	69	50	DI.820.050

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	81	63	DI.830.010
U2	L	74	60	DI.830.020
U3	M	71	55	DI.830.030
U4	S	67	53	DI.830.040
U5	XS	65	51	DI.830.050

Upper / Górna

Sets / Zestawy	Contents / Zawierają	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L2,L3,L4,U2,U3,U4	DI.860.060
10 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,L5 U1,U2,U3,U4,U5	DI.860.000

Impression trays for children / łyżki wyciskowe dla dzieci

Perforated with rim Perforowane z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	54	47	DI.200.010
L2	M	62	51	DI.200.020
L3	L	70	55	DI.200.030

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	55	43	DI.210.010
U2	M	60	45	DI.210.020
U3	L	63	49	DI.210.030

Upper / Górna

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.250.000

Solid with rim Pełne z brzegiem retencyjnym

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	54	47	DI.220.010
L2	M	62	51	DI.220.020
L3	L	70	55	DI.220.030

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	55	43	DI.230.010
U2	M	60	45	DI.230.020
U3	L	63	49	DI.230.030

Upper / Górna

Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.260.000

Impression trays regular Ehrlicke pattern perforated / łyżki wyciskowe do ubytków częściowych perforowane mod. Ehrlicke

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
UB0	XS	65	46	DI.600.000
UB1	S	67	50	DI.600.010
UB2	M	76	54	DI.600.020
UB3	L	79	56	DI.600.030
UB4	XL	79	61	DI.600.040

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
OB0	XS	59	52	DI.610.000
OB1	S	66	52	DI.610.010
OB2	M	71	62	DI.610.020
OB3	L	71	64	DI.610.030
OB4	XL	80	70	DI.610.040



Upper / Górna

DI.640.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 szt.
Contents / Zawiera
UB0,UB1,UB2,UB3,UB4
OB0,OB1,OB2,OB3,OB4





Impression trays edentulous / Łyżki wyciskowe do bezzębia

Perforated with rim
Perforowane z brzegiem retencyjnym


No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	84	65	DI.300.010
L2	L	77	64	DI.300.020
L3	M	76	60	DI.300.030
L4	S	68	57	DI.300.040

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	80	62	DI.310.010
U2	L	77	60	DI.310.020
U3	M	70	60	DI.310.030
U4	S	72	56	DI.310.040

Upper / Górna





Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
8 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,U1,U2,U3,U4	DI.350.000

Solid with rim
Pełne z brzegiem retencyjnym


No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	XL	84	65	DI.320.010
L2	L	77	64	DI.320.020
L3	M	76	60	DI.320.030
L4	S	68	57	DI.320.040

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	XL	80	62	DI.330.010
U2	L	77	60	DI.330.020
U3	M	70	60	DI.330.030
U4	S	72	56	DI.330.040

Upper / Górna



Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
8 pieces / sztuk	L1,L2,L3,L4,U1,U2,U3,U4	DI.360.000

Impression trays anterior depressed / Łyżki wyciskowe do ubytków częściowych (saneczkowe)

Perforated with rim
Perforowane z brzegiem retencyjnym





No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	65	48	DI.500.010
L2	M	72	57	DI.500.020
L3	L	75	57	DI.500.030

Lower / Dolna






No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	64	56	DI.510.010
U2	M	67	60	DI.510.020
U3	L	72	63	DI.510.030

Upper / Górna





Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.550.000

Solid with rim
Pełne z brzegiem retencyjnym


No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L1	S	65	48	DI.520.010
L2	M	72	57	DI.520.020
L3	L	75	57	DI.520.030

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U1	S	64	56	DI.530.010
U2	M	67	60	DI.530.020
U3	L	72	63	DI.530.030



Upper / Górna



Set / Zestaw	Contents / Zawiera	Code / Kod
6 pieces / sztuk	L1,L2,L3,U1,U2,U3	DI.560.000

Impression trays edentulous Ehrlicke pattern perforated / Łyżki wyciskowe do bezzębia perforowane mod. Ehrlicke

Lower / Dolna



No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
UU1	S	70	48	DI.400.010
UU2	M	70	53	DI.400.020
UU3	L	72	57	DI.400.030



DI.450.000

Set of 6 pieces / Zestaw 6 szt.
Contents / Zawiera
UU1,UU2,UU3, OU1,OU2,OU3

Upper / Górna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
OU1	S	64	46	DI.410.010
OU2	M	68	53	DI.410.020
OU3	L	79	61	DI.410.030



Made of high quality non-magnetic stainless steel (AISI304).
Micro etched inner surface for better retention.

Wykonane z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej (AISI304).
Mikrożłobienia na wewnętrznej powierzchni łyżki w celu uzyskania lepszej retencji.



Partial impression trays for crown and bridge work / łyżki wyciskowe połówkowe

Perforated with rim / Perforowane z brzegiem retencyjnym



Fig. 30
DI.900.300
Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa



Fig. 31
DI.900.310
Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa



Fig. 32
DI.900.320
Lower jaw
Dolna przednia



Fig. 33
DI.900.330
Upper jaw
Górna przednia



Fig. 99
DI.900.990
Lateral
Boczna

Solid with rim / Pełne z brzegiem retencyjnym



Fig. 30
DI.905.300
Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa



Fig. 31
DI.905.310
Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa



Fig. 32
DI.905.320
Lower jaw
Dolna przednia



Fig. 33
DI.905.330
Upper jaw
Górna przednia



Fig. 99
DI.905.990
Lateral
Boczna

Perforated without rim / Perforowane bez brzegu retencyjnego



Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2D	S	DI.899.040
Fig. L4D	M	DI.899.050
Fig. L6D	L	DI.899.060



Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2S	S	DI.899.010
Fig. L4S	M	DI.899.020
Fig. L6S	L	DI.899.030

Perforated with rim / Perforowane z brzegiem retencyjnym



Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2D	S	DI.901.040
Fig. L4D	M	DI.901.050
Fig. L6D	L	DI.901.060



Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. L2S	S	DI.901.010
Fig. L4S	M	DI.901.020
Fig. L6S	L	DI.901.030



Impression Accessories Akcesoria do wycisków

Łyżki wyciskowe perforowane aluminiowe

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
L0	XXS	63	44	DI.950.010
L1	XS	69	47	DI.950.020
L2	S	72	48	DI.950.030
L3	M	74	50	DI.950.040
L4	L	75	53	DI.950.050
L5	XL	83	58	DI.950.060

Lower / Dolna

No.	Size	A mm	B mm	Code / Kod
U0	XXS	66	55	DI.960.010
U1	XS	69	56	DI.960.020
U2	S	71	57	DI.960.030
U3	M	73	58	DI.960.040
U4	L	75	62	DI.960.050
U5	XL	78	64	DI.960.060

Upper / Górna



DI.970.000
Set of 12 pieces / Zestaw 12 szt.
Contents / Zawiera
L0,L1,L2,L3,L4,L5, U0,U1,U2,U3,U4,U5

Łyżki wyciskowe perforowane połówkowe aluminiowe

Lower left / Upper right
Dolna lewa / Górna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. 1	S	DI.985.010
Fig. 2	M	DI.985.020
Fig. 3	L	DI.985.030

Upper left / Lower right
Górna lewa / Dolna prawa

No.	Size	Code / Kod
Fig. 1	S	DI.980.010
Fig. 2	M	DI.980.020
Fig. 3	L	DI.980.030

Rubber model bases Gumowa forma do modeli

Set of 6 pieces, assorted sizes, upper and lower
Zestaw 6 szt., różne rozmiary, górne i dolne



DL.091.010

Plastic model bases Jednorazowa plastikowa forma do modeli kontrolnych



Complete upper and lower with hinges
Komplet górny i dolny z zawiasami

DL.090.010 Standard / Standard
DL.090.020 Large / Duża

D-Color

Silicone buttons for impression trays / Oznaczenia silikonowe

Fit any impression tray, easy identification of size
Pasują do wszystkich metalowych łyżek wyciskowych
Łatwa identyfikacja rozmiaru łyżki

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DI.999.000
Assorted pack of 24 buttons
6 colors, 4 of each color
Opak. zawiera 24 szt.
różnych oznaczeń silikonowych w
6 kolorach, po 4 szt. z każdego

Available in 6 colors / Dostępne w 6 kolorach:



Blue
Niebieskim



White
Białym



Green
Zielonym



Red
Czerwonym



Purple
Purpurowym



Yellow
Żółtym





Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01