

D14

Orthodontics / Ortodoncja



FREE

Slide self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Free slide self Ligating are passive Self Ligating brackets system. The easy sliding door make the ligating much easier. To change one set of archwires can take less than one minute and passive mechanical design can provide the lowest friction . Free slide SL brackets make the orthodontic treatment easy and affective.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0019.01



FREE

Clip self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

It's made of hard 17-4 stainless steel metal, MIM advanced technology. Newest aesthetic design metal brackets, with Interactive Self-Ligating Clip, Contoured appearance for maximum comfort!



Nickel Free
Bezniklowe

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0018.01




DISGUISE

Lingual bracket system / Zamki lingwalne

Lingual brackets are our second generation invisible lingual orthodontic treatment. Ling-2 system is made with CNC technology and hard stainless steel metal. Ling-2 brackets are most effective Lingual brackets system in the market and need professional skill to operate.



Nickel Free
Bezniklowe



Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Edgewise
		Slot .018" Slot .022"
7 x 7	X	DO.1808.00 DO.1818.00



MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth	MBT
		Slot .022"	Slot .022"
7 x 7	on 3 / na 3	DO.0319.01	DO.0369.01

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Roth	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0308.00	DO.0318.00
5 x 5	3	DO.0308.01	DO.0318.01
5 x 5	3,4,5	DO.0308.03	DO.0318.03

Roth System / System Rotha


Maxillary Szczęka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	Each / Sztuka	
					.018"	.022"
● UR 1	+12°	+5°	3.0	0.6	DO.0300.10	DO.0310.10
● UL 1					DO.0301.10	DO.0310.20
● UR 2	+8°	+9°	2.6	1.1	DO.0300.20	DO.0311.10
● UL 2					DO.0301.20	DO.0311.20
● UR 3	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.30	DO.0310.30
● UL 3					DO.0301.30	DO.0311.30
● UR 3 (hook / haczyk)	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.31	DO.0310.31
● UL 3 (hook / haczyk)					DO.0301.31	DO.0311.31
● UR 4/5	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.40	DO.0310.40
● UL 4/5					DO.0301.40	DO.0311.40
● UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.41	DO.0310.41
● UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0301.41	DO.0311.41

Falcon's version of Roth is not implied to be an exact version of any other system,
nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	Each / Sztuka	
					.018"	.022"
● Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0303.10	DO.0313.10
● LR 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.30	DO.0313.30
● LL 3					DO.0304.30	DO.0314.30
● LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.31	DO.0313.31
● LL 3 (hook / haczyk)					DO.0304.31	DO.0314.31
● LR 4	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.40	DO.0313.40
● LL 4					DO.0304.40	DO.0314.40
● LR 4 (hook / haczyk)	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.41	DO.0313.41
● LL 4 (hook / haczyk)					DO.0304.41	DO.0314.41
● LR 5	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.50	DO.0313.50
● LL 5					DO.0304.50	DO.0314.50
● LR 5 (hook / haczyk)	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.51	DO.0313.51
● LL 5 (hook / haczyk)					DO.0304.51	DO.0314.51

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Edgewise System / System Edgewise

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1	0°	0°	3.0	0.65	DO.0330.10	DO.0340.10
Universal 2	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.20	DO.0340.20
Universal 3	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.30	DO.0340.30
UR 3 (hook / haczyk) UL 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.31 DO.0331.31	DO.0340.31 DO.0341.31
Universal 4/5	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.40	DO.0340.40
UR 4/5 (hook / haczyk) UL 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.41 DO.0331.41	DO.0340.41 DO.0341.41

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Mclaughlin, Bennett and Trevisi System

Each / Sztuka

	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● UR 1 ● Maxillary ● Szczeka	+17°	+4°	3.4	0.6	DO.0350.10 DO.0351.10	DO.0360.10 DO.0361.10
● UL 2	+17°	+4°	2.8	1.0	DO.0351.20	DO.0361.20
● UR 3 ● UL 3	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.30 DO.0351.30	DO.0360.30 DO.0361.30
● UR 3 (hook / haczyk) ● UL 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.31 DO.0351.31	DO.0360.31 DO.0361.31
● UR 4/5 ● UL 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.40 DO.0351.40	DO.0360.40 DO.0361.40
● UR 4/5 (hook / haczyk) ● UL 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.41 DO.0351.41	DO.0360.41 DO.0361.41

Falcon's version of Mclaughlin, Bennett and Trevisi System is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of the doctors.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Edgewise	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0338.00	DO.0348.00
5 x 5	3	DO.0338.01	DO.0348.01
5 x 5	3,4,5	DO.0338.03	DO.0348.03

Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal ½	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0333.10	DO.0343.10
Universal 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.30	DO.0343.30
LR 3 (hook / haczyk) LL 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.31 DO.0334.31	DO.0343.31 DO.0344.31
Universal 4/5	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.40	DO.0343.40
LR 4/5 (hook / haczyk) LL 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.41 DO.0334.41	DO.0343.41 DO.0344.41



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	MBT	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0358.00	DO.0368.00
5 x 5	3	DO.0358.01	DO.0368.01
5 x 5	3,4,5	DO.0358.03	DO.0368.03


Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● Universal ½	-6°	0°	2.4	1.0	DO.0353.10	DO.0363.10
● LR 3 ● LL 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.30 DO.0354.30	DO.0363.30 DO.0364.30
● LR 3 (hook / haczyk) ● LL 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.31 DO.0354.31	DO.0363.31 DO.0364.31
● LR 4 ● LL 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.40 DO.0354.40	DO.0363.40 DO.0364.40
● LR 4 (hook / haczyk) ● LL 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.41 DO.0354.41	DO.0363.41 DO.0364.41
● LR 5 ● LL 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.50 DO.0354.50	DO.0363.50 DO.0364.50
● LR 5 (hook / haczyk) ● LL 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.51 DO.0354.51	DO.0363.51 DO.0364.51

MARK I

Nickel free one piece MIM bracket system
Zamki bezniklowe z jednego kawałka metalu
Wykonane metodą wtryskową MIM



Nickel Free
Bezniklowe



Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.0108.01	DO.0118.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0108.03	DO.0118.03




MARK II

Nickel free two piece bracket system, laser welded
Zamki bezniklowe z dwóch kawałków metalu
Zgrzewane laserowo



Nickel Free
Bezniklowe



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.0208.01	DO.0218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0208.03	DO.0218.03





One piece MIM, twin design bracket system
Zamki Twin MIM z jednego kawałka metalu



Metal injection molded (MIM)
One piece, metal injection molded from high grade stainless steel alloy.
Highly resistant to corrosion
Mesh bonding pad
Provides maximum retention
Ultra low profile
For added patient comfort
Torque-in-base

each / sztuka



Metal Injection Molded (MIM)
Zamki z jednego kawałka najwyższej jakościowo metalu wykonane metodą wtryskową MIM. Niezwykle odporne na korozję.
Podstawa pokryta siateczką
Zapewniona maksymalna retencja
Bardzo niski profil
Dla polepszenia komfortu pacjenta
Tork w podstawie

Roth System / System Rotha

Turbo II brackets are also available in following perscriptions on special orders / Zamki Turbo II są dostępne w następujących systemach na specjalne zamówienie
Roth 'V' Slot, Ricketts/Hilgers, standard Edgewise and MBT

Maxillary / Szczerka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
Right / Yellow Prawa / Żółty	1 FDI 11	+12°	+5°	3.5	DO.0500.10	DO.0510.10
Left / Red Lewa / Czerwony	1 FDI 21	+12°	+5°	3.5	DO.0501.10	DO.0511.10
Centrals Siekacze centralne						
Right / Yellow Prawa / Żółty	2 FDI 12	+8°	+9°	3.0	DO.0500.20	DO.0510.20
Left / Red Lewa / Czerwony	2 FDI 22	+8°	+9°	3.0	DO.0501.20	DO.0511.20
Laterals Siekacze boczne						
Right / Yellow Prawa / Żółty	3 FDI 13	+0°	+11°	3.5	DO.0500.31	DO.0510.31
Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.5	DO.0501.31	DO.0511.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
Right / Yellow Prawa / Żółty	3 FDI 13	+0°	+11°	3.5	DO.0500.30	DO.0510.30
Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.5	DO.0501.30	DO.0511.30
Cuspids Kły						
Right / Yellow Prawa / Żółty	5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.0	DO.0500.41	DO.0510.41
Left / Red Lewa / Czerwony	4, 5 FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	DO.0501.41	DO.0511.41
Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem						
Right / Yellow Prawa / Żółty	5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.0	DO.0500.40	DO.0510.40
Left / Red Lewa / Czerwony	4, 5 FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	DO.0501.40	DO.0511.40
Bicuspids Przedtrzonowce						

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
Universal Uniwersalna	FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	0°	0°	2.5	DO.0503.10	DO.0513.10
Anteriors Siekacze						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 43 3	-11°	+5°	3.0	DO.0503.31	DO.0513.31
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 53 3	-11°	+5°	3.0	DO.0504.31	DO.0514.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 43 3	-11°	+5°	3.0	DO.0503.30	DO.0513.30
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 53 3	-11°	+5°	3.0	DO.0504.30	DO.0514.30
Cuspids Kły						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 44 4	-17°	0°	3.0	DO.0503.41	DO.0513.41
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 54 4	-17°	0°	3.0	DO.0504.41	DO.0514.41
1st Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 44 4	-17°	0°	3.0	DO.0503.40	DO.0513.40
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 54 4	-17°	0°	3.0	DO.0504.40	DO.0514.40
1st Bicuspids Przedtrzonowce 1						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 45 5	-22°	0°	3.0	DO.0503.51	DO.0513.51
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 55 5	-22°	0°	3.0	DO.0504.51	DO.0514.51
2nd Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2						
Right / Black Prawa / Czarny	FDI 45 5	-22°	0°	3.0	DO.0503.50	DO.0513.50
Left / Blue Lewa / Niebieski	FDI 55 5	-22°	0°	3.0	DO.0504.50	DO.0514.50
2nd Bicuspids Przedtrzonowce 2						

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0508.00	DO.0518.00
5 x 5	3	DO.0508.01	DO.0518.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0508.03	DO.0518.03



Brackets organizer
Organizer na zamki



DO.1992.00
for 20 sets of brackets
mięsi 20 zestawów

Ceramika

CERAMIC BRACKET SYSTEM

Ceramic bracket system Zamki ceramiczne

- Made of 99.9% pure Polycrystalline Alumina
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Najwyższej jakości materiał 99,9% glinki polikrystalicznej
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



Identification System



Roth System / System Rotha

each / sztuka

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Right / Orange Prawa / Pomarańczowy	+12°	+5°	3.9	DO.1200.10	DO.1210.10
	Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	+12°	+5°	3.9	DO.1201.10	DO.1211.10
	Right / Green Prawa / Zielony	+8°	+9°	3.4	DO.1200.20	DO.1210.20
	Left / Green Lewa / Zielony	+8°	+9°	3.4	DO.1201.20	DO.1211.20
	Right / Red Prawa / Czerwony	+0°	+11°	3.4	DO.1200.31	DO.1210.31
	Left / Red Lewa / Czerwony	+0°	+11°	3.4	DO.1201.31	DO.1211.31
	Right / Red Prawa / Czerwony	+0°	+11°	3.4	DO.1200.30	DO.1210.30
	Left / Red Lewa / Czerwony	+0°	+11°	3.4	DO.1201.30	DO.1211.30
	Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	-7°	0°	3.3	DO.1200.41	DO.1210.41
	Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

each / sztuka

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .022"	
	Universal Uniwersalna	0°	0°	2.8	DO.1203.10	DO.1213.10
	Right / Yellow Prawa / Żółty	-11°	+5°	3.4	DO.1203.31	DO.1213.31
	Left / Yellow Lewa / Żółty	-11°	+5°	3.4	DO.1204.31	DO.1214.31
	Right / Yellow Prawa / Żółty	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30	DO.1213.30
	Left / Yellow Lewa / Żółty	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30	DO.1214.30
	Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	-17°	0°	3.4	DO.1203.41	DO.1213.41
	Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	-17°	0°	3.4	DO.1203.40	DO.1213.40
	Universal / Black Uniwersalna / Czarny	-22°	0°	3.4	DO.1203.51	DO.1213.51
	Universal / Black Uniwersalna / Czarny	-22°	0°	3.4	DO.1203.50	DO.1213.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	X	DO.1208.00	DO.1218.00
5 x 5	3	DO.1208.01	DO.1218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1208.03	DO.1218.03





CERAMIKA-I

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1008.01	DO.1018.01	DO.1009.01	DO.1019.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1008.03	DO.1018.03	DO.1009.03	DO.1019.03



CERAMIKA-II

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1108.01	DO.1118.01	DO.1109.01	DO.1119.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1108.03	DO.1118.03	DO.1109.03	DO.1119.03



CERAMIKA-III

Ceramic bracket system with nickel free metal slot
Zamki ceramiczne z metalowym slotem bez niklu




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1308.01	DO.1318.01



AQUA

Transparent aesthetic bracket system
Zamki kosmetyczne transparentne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1408.01	DO.1418.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1408.03	DO.1418.03



Komposito

COMPOSITE BRACKET SYSTEM


Composite bracket system / Zamki kompozytowe

- Made of medical grade Polyurethane
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets











- Niezwykła wytrzymałość zawdzięczają poliuretanowi
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe












each / sztuka



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy FDI 11	1	+12°	+5°	3.9	DO.0900.10	DO.0910.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy FDI 21	1	+12°	+5°	3.9	DO.0901.10	DO.0911.10
Centrals Siekacze centralne						
 Right / Green Prawa / Zielony FDI 12	2	+8°	+9°	3.4	DO.0900.20	DO.0910.20
 Left / Green Lewa / Zielony FDI 22	2	+8°	+9°	3.4	DO.0901.20	DO.0911.20
Laterals Siekacze boczne						
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	3	+0°	+11°	3.4	DO.0900.31	DO.0910.31
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	3	+0°	+11°	3.4	DO.0901.31	DO.0911.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
 Right / Red Prawa / Czerwony FDI 13	3	+0°	+11°	3.4	DO.0900.30	DO.0910.30
 Left / Red Lewa / Czerwony FDI 23	3	+0°	+11°	3.4	DO.0901.30	DO.0911.30
Cuspids Kły						
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	5, 4 4, 5	-7°	0°	3.3	DO.0900.41	DO.0910.41
Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem						
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski FDI 14, 15, 24, 25	5, 4 4, 5	-7°	0°	3.3	DO.0900.40	DO.0910.40
Bicuspid Przedtrzonowce						

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal Uniwersalna FDI 31,32,41,42 2,1 1,2	Anterior Siekacze	0°	0°	2.8	DO.0903.10	DO.0913.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	DO.0903.31	DO.0913.31
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.4	DO.0904.31	DO.0914.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty FDI 43 3	Cuspids Kły	-11°	+5°	3.4	DO.0903.30	DO.0913.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty FDI 33 3	Cuspids Kły	-11°	+5°	3.4	DO.0904.30	DO.0914.30
1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1						
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34,44 4 4	1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.4	DO.0903.41	DO.0913.41
1st Bicuspid Przedtrzonowce 1						
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy FDI 34,44 4 4	1st Bicuspid Przedtrzonowce 1	-17°	0°	3.4	DO.0903.40	DO.0913.40
2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2						
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35,45 5 5	2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.4	DO.0903.51	DO.0913.51
2nd Bicuspid Przedtrzonowce 2						
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny FDI 35,45 5 5	2nd Bicuspid Przedtrzonowce 2	-22°	0°	3.4	DO.0903.50	DO.0913.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0908.00	DO.0918.00
5 x 5	3	DO.0908.01	DO.0918.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0908.03	DO.0918.03



RAV COMPOSITE BRACKET SYSTEM











Composite bracket system Zamki kompozytowe

- Made of high quality composite
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Also available in Standard Edgewise system, please ask for details

- Zamki wykonane z wysokiej jakości kompozytu
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe
- Dostępne również w wersji Standard Edgewise










Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Right / Black Prawa / Czarny 1 FDI 11					
	Left / Black Lewa / Czarny 1 FDI 21	+12°	+5°	3.6	DO.0801.10	DO.0811.10
	Right / Red Prawa / Czerwony 2 FDI 12	+8°	+9°	3.2	DO.0800.20	DO.0810.20
	Left / Red Lewa / Czerwony 2 FDI 22	+8°	+9°	3.2	DO.0801.20	DO.0811.20
	Right / Green Prawa / Zielony 3 FDI 13	0°	+11°	3.5	DO.0800.31	DO.0810.31
	Left / Green Lewa / Zielony 3 FDI 23	0°	+11°	3.5	DO.0801.31	DO.0811.31
	Right / Orange Prawa / Pomarańczowy 5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.2	DO.0800.41	DO.0810.41
	Left / Orange Lewa / Pomarańczowy 4, 5 FDI 24, 25	-7°	0°	3.2	DO.0801.41	DO.0811.41



The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2 Universal / Yellow Uniwersalna / Żółta					
	Right / Purple Prawa / Fiolet FDI 43 3	-11°	+5°	3.5	DO.0803.31	DO.0813.31
	Left / Purple Lewa / Fiolet FDI 33 3	-11°	+5°	3.5	DO.0804.31	DO.0814.31
	Right / Brown Prawa / Brązowy FDI 44 4	-17°	0°	3.2	DO.0803.41	DO.0813.41
	Left / Brown Lewa / Brązowy FDI 34 4	-17°	0°	3.2	DO.0804.41	DO.0814.41
	Right / Navy blue Prawa / Granatowy FDI 45 5	-22°	0°	3.2	DO.0803.51	DO.0813.51
	Left / Navy blue Lewa / Granatowy FDI 35 5	-22°	0°	3.2	DO.0804.51	DO.0814.51



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3, 4, 5	DO.0808.03	DO.0818.03

Stackable brackets organizer Kaseta do zamków



DO.1995.00
with 4 disposable bonding trays with mixing wells
z 4 jednorazowe podstawki do zamków z miejscem do mieszania



Sure-Fit

Upper 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
x	x	x	x	30
x	x	x	x	30.5
31	31	3	8	31
31.5	31.5	4	x	31.5
32	32	5	9	32
32.5	32.5	6	10	32.5
33	33	7	11	33
33.5	33.5	8	12	33.5
34	34	9	13	34
34.5	34.5	10	14	34.5
35	35	11	16	35
35.5	35.5	12	17	35.5
36	36	13	18	36
36.5	36.5	14	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
44	44	29	x	x
44.5	44.5	30	x	x

Sure-Fit

Lower 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
30	30	x	x	30
30.5	30.5	2	x	30.5
31	31	x	8	31
31.5	31.5	x	x	31.5
32	32	x	9	32
32.5	32.5	x	10	32.5
33	33	x	11	33
33.5	33.5	x	12	33.5
34	34	x	13	34
34.5	34.5	x	14	34.5
35	35	x	16	35
35.5	35.5	7	17	35.5
36	36	8	18	36
36.5	36.5	9	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
x	x	29	x	x
x	x	30	x	x

Sure-Fit

1st Molar bands plain / Pierścienie gładkie na pierwsze trzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia

Fast, placement and accurate fit

Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia

For increased bond strength

Zapewnia maksymalne utrzymanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi

No sharp edges for patient comfort

Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring

Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane

są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie

For easy identification

Zapewnia łatwą identyfikację

Band Size / Rozmiar	Upper Left / Góra lewa	Upper Right / Góra prawa	Lower Left / Dół lewy	Lower Right / Dół prawy
30	x	x	DO.2020.04	DO.2030.04
30.5	x	x	DO.2020.05	DO.2030.05
31	DO.2000.06	DO.2010.06	DO.2020.06	DO.2030.06
31.5	DO.2000.07	DO.2010.07	DO.2020.07	DO.2030.07
32	DO.2000.08	DO.2010.08	DO.2020.08	DO.2030.08
32.5	DO.2000.09	DO.2010.09	DO.2020.09	DO.2030.09
33	DO.2000.10	DO.2010.10	DO.2020.10	DO.2030.10
33.5	DO.2000.11	DO.2010.11	DO.2020.11	DO.2030.11
34	DO.2000.12	DO.2010.12	DO.2020.12	DO.2030.12
34.5	DO.2000.13	DO.2010.13	DO.2020.13	DO.2030.13
35	DO.2000.14	DO.2010.14	DO.2020.14	DO.2030.14
35.5	DO.2000.15	DO.2010.15	DO.2020.15	DO.2030.15
36	DO.2000.16	DO.2010.16	DO.2020.16	DO.2030.16
36.5	DO.2000.17	DO.2010.17	DO.2020.17	DO.2030.17
37	DO.2000.18	DO.2010.18	DO.2020.18	DO.2030.18
37.5	DO.2000.19	DO.2010.19	DO.2020.19	DO.2030.19
38	DO.2000.20	DO.2010.20	DO.2020.20	DO.2030.20
38.5	DO.2000.21	DO.2010.21	DO.2020.21	DO.2030.21
39	DO.2000.22	DO.2010.22	DO.2020.22	DO.2030.22
39.5	DO.2000.23	DO.2010.23	DO.2020.23	DO.2030.23
40	DO.2000.24	DO.2010.24	DO.2020.24	DO.2030.24
40.5	DO.2000.25	DO.2010.25	DO.2020.25	DO.2030.25
41	DO.2000.26	DO.2010.26	DO.2020.26	DO.2030.26
41.5	DO.2000.27	DO.2010.27	DO.2020.27	DO.2030.27
42	DO.2000.28	DO.2010.28	DO.2020.28	DO.2030.28
42.5	DO.2000.29	DO.2010.29	DO.2020.29	DO.2030.29
43	DO.2000.30	DO.2010.30	DO.2020.30	DO.2030.30
43.5	DO.2000.31	DO.2010.31	DO.2020.31	DO.2030.31
44	DO.2000.32	DO.2010.32	x	x
44.5	DO.2000.33	DO.2010.33	x	x

1st Molar bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 400 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce

Zestawy również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 400 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free
Gratis

Stackable bands organizer Organizer do pierścieni



DO.2000.00
Set of 4 cassettes
Zestaw zawiera 4 kasety

Sure-Fit


1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami i wejściem na łuk podniebny

Pre-welded bands offer convenience and time saving
 Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
 Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / sztuka



Option 1.1 / Wersja 1.1



Band / Pierścień

Non-convertible single buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza rurka .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 2.1 / Wersja 2.1



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Option 3.1 / Wersja 3.1



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Sheath
Rurka językowa

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2061.06	RU31	DO.2071.06
LU31.5	DO.2061.07	RU31.5	DO.2071.07
LU32	DO.2061.08	RU32	DO.2071.08
LU32.5	DO.2061.09	RU32.5	DO.2071.09
LU33	DO.2061.10	RU33	DO.2071.10
LU33.5	DO.2061.11	RU33.5	DO.2071.11
LU34	DO.2061.12	RU34	DO.2071.12
LU34.5	DO.2061.13	RU34.5	DO.2071.13
LU35	DO.2061.14	RU35	DO.2071.14
LU35.5	DO.2061.15	RU35.5	DO.2071.15
LU36	DO.2061.16	RU36	DO.2071.16
LU36.5	DO.2061.17	RU36.5	DO.2071.17
LU37	DO.2061.18	RU37	DO.2071.18
LU37.5	DO.2061.19	RU37.5	DO.2071.19
LU38	DO.2061.20	RU38	DO.2071.20
LU38.5	DO.2061.21	RU38.5	DO.2071.21
LU39	DO.2061.22	RU39	DO.2071.22
LU39.5	DO.2061.23	RU39.5	DO.2071.23
LU40	DO.2061.24	RU40	DO.2071.24
LU40.5	DO.2061.25	RU40.5	DO.2071.25
LU41	DO.2061.26	RU41	DO.2071.26
LU41.5	DO.2061.27	RU41.5	DO.2071.27
LU42	DO.2061.28	RU42	DO.2071.28
LU42.5	DO.2061.29	RU42.5	DO.2071.29
LU43	DO.2061.30	RU43	DO.2071.30
LU43.5	DO.2061.31	RU43.5	DO.2071.31
LU44	DO.2061.32	RU44	DO.2071.32
LU44.5	DO.2061.33	RU44.5	DO.2071.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2062.06	RU31	DO.2072.06
LU31.5	DO.2062.07	RU31.5	DO.2072.07
LU32	DO.2062.08	RU32	DO.2072.08
LU32.5	DO.2062.09	RU32.5	DO.2072.09
LU33	DO.2062.10	RU33	DO.2072.10
LU33.5	DO.2062.11	RU33.5	DO.2072.11
LU34	DO.2062.12	RU34	DO.2072.12
LU34.5	DO.2062.13	RU34.5	DO.2072.13
LU35	DO.2062.14	RU35	DO.2072.14
LU35.5	DO.2062.15	RU35.5	DO.2072.15
LU36	DO.2062.16	RU36	DO.2072.16
LU36.5	DO.2062.17	RU36.5	DO.2072.17
LU37	DO.2062.18	RU37	DO.2072.18
LU37.5	DO.2062.19	RU37.5	DO.2072.19
LU38	DO.2062.20	RU38	DO.2072.20
LU38.5	DO.2062.21	RU38.5	DO.2072.21
LU39	DO.2062.22	RU39	DO.2072.22
LU39.5	DO.2062.23	RU39.5	DO.2072.23
LU40	DO.2062.24	RU40	DO.2072.24
LU40.5	DO.2062.25	RU40.5	DO.2072.25
LU41	DO.2062.26	RU41	DO.2072.26
LU41.5	DO.2062.27	RU41.5	DO.2072.27
LU42	DO.2062.28	RU42	DO.2072.28
LU42.5	DO.2062.29	RU42.5	DO.2072.29
LU43	DO.2062.30	RU43	DO.2072.30
LU43.5	DO.2062.31	RU43.5	DO.2072.31
LU44	DO.2062.32	RU44	DO.2072.32
LU44.5	DO.2062.33	RU44.5	DO.2072.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2063.06	RU31	DO.2073.06
LU31.5	DO.2063.07	RU31.5	DO.2073.07
LU32	DO.2063.08	RU32	DO.2073.08
LU32.5	DO.2063.09	RU32.5	DO.2073.09
LU33	DO.2063.10	RU33	DO.2073.10
LU33.5	DO.2063.11	RU33.5	DO.2073.11
LU34	DO.2063.12	RU34	DO.2073.12
LU34.5	DO.2063.13	RU34.5	DO.2073.13
LU35	DO.2063.14	RU35	DO.2073.14
LU35.5	DO.2063.15	RU35.5	DO.2073.15
LU36	DO.2063.16	RU36	DO.2073.16
LU36.5	DO.2063.17	RU36.5	DO.2073.17
LU37	DO.2063.18	RU37	DO.2073.18
LU37.5	DO.2063.19	RU37.5	DO.2073.19
LU38	DO.2063.20	RU38	DO.2073.20
LU38.5	DO.2063.21	RU38.5	DO.2073.21
LU39	DO.2063.22	RU39	DO.2073.22
LU39.5	DO.2063.23	RU39.5	DO.2073.23
LU40	DO.2063.24	RU40	DO.2073.24
LU40.5	DO.2063.25	RU40.5	DO.2073.25
LU41	DO.2063.26	RU41	DO.2073.26
LU41.5	DO.2063.27	RU41.5	DO.2073.27
LU42	DO.2063.28	RU42	DO.2073.28
LU42.5	DO.2063.29	RU42.5	DO.2073.29
LU43	DO.2063.30	RU43	DO.2073.30
LU43.5	DO.2063.31	RU43.5	DO.2073.31
LU44	DO.2063.32	RU44	DO.2073.32
LU44.5	DO.2063.33	RU44.5	DO.2073.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
 Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
 Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami


Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza
nurka .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzstrefnego od strony
płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą
do wyciągu zewnątrzstrefnego od
strony płaszczyzny zgryzowej .022"

Lingual Cleat
Klit

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2001.06	RU31	DO.2011.06
LU31.5	DO.2001.07	RU31.5	DO.2011.07
LU32	DO.2001.08	RU32	DO.2011.08
LU32.5	DO.2001.09	RU32.5	DO.2011.09
LU33	DO.2001.10	RU33	DO.2011.10
LU33.5	DO.2001.11	RU33.5	DO.2011.11
LU34	DO.2001.12	RU34	DO.2011.12
LU34.5	DO.2001.13	RU34.5	DO.2011.13
LU35	DO.2001.14	RU35	DO.2011.14
LU35.5	DO.2001.15	RU35.5	DO.2011.15
LU36	DO.2001.16	RU36	DO.2011.16
LU36.5	DO.2001.17	RU36.5	DO.2011.17
LU37	DO.2001.18	RU37	DO.2011.18
LU37.5	DO.2001.19	RU37.5	DO.2011.19
LU38	DO.2001.20	RU38	DO.2011.20
LU38.5	DO.2001.21	RU38.5	DO.2011.21
LU39	DO.2001.22	RU39	DO.2011.22
LU39.5	DO.2001.23	RU39.5	DO.2011.23
LU40	DO.2001.24	RU40	DO.2011.24
LU40.5	DO.2001.25	RU40.5	DO.2011.25
LU41	DO.2001.26	RU41	DO.2011.26
LU41.5	DO.2001.27	RU41.5	DO.2011.27
LU42	DO.2001.28	RU42	DO.2011.28
LU42.5	DO.2001.29	RU42.5	DO.2011.29
LU43	DO.2001.30	RU43	DO.2011.30
LU43.5	DO.2001.31	RU43.5	DO.2011.31
LU44	DO.2001.32	RU44	DO.2011.32
LU44.5	DO.2001.33	RU44.5	DO.2011.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2002.06	RU31	DO.2012.06
LU31.5	DO.2002.07	RU31.5	DO.2012.07
LU32	DO.2002.08	RU32	DO.2012.08
LU32.5	DO.2002.09	RU32.5	DO.2012.09
LU33	DO.2002.10	RU33	DO.2012.10
LU33.5	DO.2002.11	RU33.5	DO.2012.11
LU34	DO.2002.12	RU34	DO.2012.12
LU34.5	DO.2002.13	RU34.5	DO.2012.13
LU35	DO.2002.14	RU35	DO.2012.14
LU35.5	DO.2002.15	RU35.5	DO.2012.15
LU36	DO.2002.16	RU36	DO.2012.16
LU36.5	DO.2002.17	RU36.5	DO.2012.17
LU37	DO.2002.18	RU37	DO.2012.18
LU37.5	DO.2002.19	RU37.5	DO.2012.19
LU38	DO.2002.20	RU38	DO.2012.20
LU38.5	DO.2002.21	RU38.5	DO.2012.21
LU39	DO.2002.22	RU39	DO.2012.22
LU39.5	DO.2002.23	RU39.5	DO.2012.23
LU40	DO.2002.24	RU40	DO.2012.24
LU40.5	DO.2002.25	RU40.5	DO.2012.25
LU41	DO.2002.26	RU41	DO.2012.26
LU41.5	DO.2002.27	RU41.5	DO.2012.27
LU42	DO.2002.28	RU42	DO.2012.28
LU42.5	DO.2002.29	RU42.5	DO.2012.29
LU43	DO.2002.30	RU43	DO.2012.30
LU43.5	DO.2002.31	RU43.5	DO.2012.31
LU44	DO.2002.32	RU44	DO.2012.32
LU44.5	DO.2002.33	RU44.5	DO.2012.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2003.06	RU31	DO.2013.06
LU31.5	DO.2003.07	RU31.5	DO.2013.07
LU32	DO.2003.08	RU32	DO.2013.08
LU32.5	DO.2003.09	RU32.5	DO.2013.09
LU33	DO.2003.10	RU33	DO.2013.10
LU33.5	DO.2003.11	RU33.5	DO.2013.11
LU34	DO.2003.12	RU34	DO.2013.12
LU34.5	DO.2003.13	RU34.5	DO.2013.13
LU35	DO.2003.14	RU35	DO.2013.14
LU35.5	DO.2003.15	RU35.5	DO.2013.15
LU36	DO.2003.16	RU36	DO.2013.16
LU36.5	DO.2003.17	RU36.5	DO.2013.17
LU37	DO.2003.18	RU37	DO.2013.18
LU37.5	DO.2003.19	RU37.5	DO.2013.19
LU38	DO.2003.20	RU38	DO.2013.20
LU38.5	DO.2003.21	RU38.5	DO.2013.21
LU39	DO.2003.22	RU39	DO.2013.22
LU39.5	DO.2003.23	RU39.5	DO.2013.23
LU40	DO.2003.24	RU40	DO.2013.24
LU40.5	DO.2003.25	RU40.5	DO.2013.25
LU41	DO.2003.26	RU41	DO.2013.26
LU41.5	DO.2003.27	RU41.5	DO.2013.27
LU42	DO.2003.28	RU42	DO.2013.28
LU42.5	DO.2003.29	RU42.5	DO.2013.29
LU43	DO.2003.30	RU43	DO.2013.30
LU43.5	DO.2003.31	RU43.5	DO.2013.31
LU44	DO.2003.32	RU44	DO.2013.32
LU44.5	DO.2003.33	RU44.5	DO.2013.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands



Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving
 Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
 Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Mandibular / Żuchwa

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single buccal tube .022"

Niezamienna rurka pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible single buccal tube .022"

Zamienna rurka pojedyncza .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube .022"

Zamienna rurka podwójna .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 4 / Wersja 4



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyny zgryzewej .022"

Lingual Cleat
Klit

Option 1 / Wersja 1

Option 2 / Wersja 2

Option 3 / Wersja 3

Option 4 / Wersja 4

Size / Rozmiar	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
LL30	DO.2021.04	DO.2031.04	DO.2022.04	DO.2032.04	DO.2023.04	DO.2033.04	DO.2024.04	DO.2034.04
LL30.5	DO.2021.05	DO.2031.05	DO.2022.05	DO.2032.05	DO.2023.05	DO.2033.05	DO.2024.05	DO.2034.05
LL31	DO.2021.06	DO.2031.06	DO.2022.06	DO.2032.06	DO.2023.06	DO.2033.06	DO.2024.06	DO.2034.06
LL31.5	DO.2021.07	DO.2031.07	DO.2022.07	DO.2032.07	DO.2023.07	DO.2033.07	DO.2024.07	DO.2034.07
LL32	DO.2021.08	DO.2031.08	DO.2022.08	DO.2032.08	DO.2023.08	DO.2033.08	DO.2024.08	DO.2034.08
LL32.5	DO.2021.09	DO.2031.09	DO.2022.09	DO.2032.09	DO.2023.09	DO.2033.09	DO.2024.09	DO.2034.09
LL33	DO.2021.10	DO.2031.10	DO.2022.10	DO.2032.10	DO.2023.10	DO.2033.10	DO.2024.10	DO.2034.10
LL33.5	DO.2021.11	DO.2031.11	DO.2022.11	DO.2032.11	DO.2023.11	DO.2033.11	DO.2024.11	DO.2034.11
LL34	DO.2021.12	DO.2031.12	DO.2022.12	DO.2032.12	DO.2023.12	DO.2033.12	DO.2024.12	DO.2034.12
LL34.5	DO.2021.13	DO.2031.13	DO.2022.13	DO.2032.13	DO.2023.13	DO.2033.13	DO.2024.13	DO.2034.13
LL35	DO.2021.14	DO.2031.14	DO.2022.14	DO.2032.14	DO.2023.14	DO.2033.14	DO.2024.14	DO.2034.14
LL35.5	DO.2021.15	DO.2031.15	DO.2022.15	DO.2032.15	DO.2023.15	DO.2033.15	DO.2024.15	DO.2034.15
LL36	DO.2021.16	DO.2031.16	DO.2022.16	DO.2032.16	DO.2023.16	DO.2033.16	DO.2024.16	DO.2034.16
LL36.5	DO.2021.17	DO.2031.17	DO.2022.17	DO.2032.17	DO.2023.17	DO.2033.17	DO.2024.17	DO.2034.17
LL37	DO.2021.18	DO.2031.18	DO.2022.18	DO.2032.18	DO.2023.18	DO.2033.18	DO.2024.18	DO.2034.18
LL37.5	DO.2021.19	DO.2031.19	DO.2022.19	DO.2032.19	DO.2023.19	DO.2033.19	DO.2024.19	DO.2034.19
LL38	DO.2021.20	DO.2031.20	DO.2022.20	DO.2032.20	DO.2023.20	DO.2033.20	DO.2024.20	DO.2034.20
LL38.5	DO.2021.21	DO.2031.21	DO.2022.21	DO.2032.21	DO.2023.21	DO.2033.21	DO.2024.21	DO.2034.21
LL39	DO.2021.22	DO.2031.22	DO.2022.22	DO.2032.22	DO.2023.22	DO.2033.22	DO.2024.22	DO.2034.22
LL39.5	DO.2021.23	DO.2031.23	DO.2022.23	DO.2032.23	DO.2023.23	DO.2033.23	DO.2024.23	DO.2034.23
LL40	DO.2021.24	DO.2031.24	DO.2022.24	DO.2032.24	DO.2023.24	DO.2033.24	DO.2024.24	DO.2034.24
LL40.5	DO.2021.25	DO.2031.25	DO.2022.25	DO.2032.25	DO.2023.25	DO.2033.25	DO.2024.25	DO.2034.25
LL41	DO.2021.26	DO.2031.26	DO.2022.26	DO.2032.26	DO.2023.26	DO.2033.26	DO.2024.26	DO.2034.26
LL41.5	DO.2021.27	DO.2031.27	DO.2022.27	DO.2032.27	DO.2023.27	DO.2033.27	DO.2024.27	DO.2034.27
LL42	DO.2021.28	DO.2031.28	DO.2022.28	DO.2032.28	DO.2023.28	DO.2033.28	DO.2024.28	DO.2034.28
LL42.5	DO.2021.29	DO.2031.29	DO.2022.29	DO.2032.29	DO.2023.29	DO.2033.29	DO.2024.29	DO.2034.29
LL43	DO.2021.30	DO.2031.30	DO.2022.30	DO.2032.30	DO.2023.30	DO.2033.30	DO.2024.30	DO.2034.30
LL43.5	DO.2021.31	DO.2031.31	DO.2022.31	DO.2032.31	DO.2023.31	DO.2033.31	DO.2024.31	DO.2034.31

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
 Buy 100 bands custom kit and get band organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
 Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



**Free
Gratis**

Weldable buccal tubes Rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single non-convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22°	Roth	x	DO.2230.20	DO.2230.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22°	Roth	x	DO.2240.20	DO.2240.21



Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22°	Roth	x	DO.2200.20	DO.2200.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22°	Roth	x	DO.2220.20	DO.2220.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22°	Roth	.045°	DO.2205.20	DO.2205.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22°	Roth	.045°	DO.2225.20	DO.2225.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22°	Roth	.045°	DO.2210.20	DO.2210.21



Deluxe weldable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	x	DO.2300.10	DO.2300.11
-14°	8°	0.22°	Roth	x	DO.2300.20	DO.2300.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18°	Roth	x	DO.2320.10	DO.2320.11
-25°	5°	0.22°	Roth	x	DO.2320.20	DO.2320.21



Buccal tube Double convertible 1st molar
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	.018 x .025°	DO.2303.10	DO.2303.11
-14°	8°	0.22°	Roth	.018 x .025°	DO.2303.20	DO.2303.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18°	Roth	.018 x .025°	DO.2323.10	DO.2323.11
-25°	5°	0.22°	Roth	.018 x .025°	DO.2323.20	DO.2323.21



Deluxe weldable buccal tubes
Deluxe rurki policzkowe do grzewania


Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2305.10	DO.2305.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2305.20	DO.2305.21



Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony dziąsła

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2307.10	DO.2307.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2307.20	DO.2307.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2325.10	DO.2325.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2325.20	DO.2325.21



Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2330.10	DO.2330.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.12	DO.2330.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.14	DO.2330.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2330.20	DO.2330.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.22	DO.2330.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.24	DO.2330.25



Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2340.10	DO.2340.11
-0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.12	DO.2340.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.14	DO.2340.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2340.20	DO.2340.21
-0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.22	DO.2340.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.24	DO.2340.25



Buccal Double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczeka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2333.10	DO.2333.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.12	DO.2333.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.14	DO.2333.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2333.20	DO.2333.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.22	DO.2333.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.24	DO.2333.25

Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2280.20	DO.2280.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2282.20	DO.2282.21

Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2290.20	DO.2290.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2292.20	DO.2292.21



Buccal tube single non-convertible 2nd molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na drugi trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2281.20	DO.2281.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2283.20	DO.2283.21

Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2291.20	DO.2291.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2293.20	DO.2293.21



Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2250.20	DO.2250.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2251.20	DO.2251.21

Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2270.20	DO.2270.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2271.20	DO.2271.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2255.20	DO.2255.21
-14°	10°	0.18"	MBT	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	045°	DO.2256.20	DO.2256.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2260.20	DO.2260.21



Buccal tube double rectangle non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2284.20	DO.2284.21



Buccal tube double convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2273.20	DO.2273.21





Bondable buccal tubes
Rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA



Buccal tube double convertible, lip bumper tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do peloty wargowej na pierwszy trzonowiec

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22"	Roth	.045"	DO.2275.20	DO.2275.21
-20°	0°	0.22"	MBT	.045"	DO.2276.20	DO.2276.21

Mandibular / Żuchwa

Deluxe bondable buccal tubes
Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA



Buccal tube single convertible 1st molar
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2350.10	DO.2350.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2350.20	DO.2350.21


Maxillary / Szczęka



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2370.10	DO.2370.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2370.20	DO.2370.21

Mandibular / Żuchwa



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube Double convertible 1st molar
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.10	DO.2353.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2353.20	DO.2353.21

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.10	DO.2373.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2373.20	DO.2373.21

Mandibular / Żuchwa



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2355.10	DO.2355.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2355.20	DO.2355.21

Maxillary / Szczęka

Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony dziąsła

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2357.10	DO.2357.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2357.20	DO.2357.21

Maxillary / Szczęka



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2375.10	DO.2375.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2375.20	DO.2375.21

Mandibular / Żuchwa



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2360.10	DO.2360.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2360.20	DO.2360.21

Maxillary / Szczęka

Deluxe bondable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.10	DO.2380.11
0°	0°	0.22"	Roth	x	x	DO.2380.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.11	DO.2380.10
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2380.21	x



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.12	DO.2380.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.22	DO.2380.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.12	DO.2390.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.22	DO.2390.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



Large Indented Pad

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2383.10	DO.2383.11
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2383.14	DO.2383.15
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2383.20	DO.2383.21
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2383.24	DO.2383.25



Large Indented Pad

.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Mini buccal tubes bondable Rurki mini do przyklejania



Specially designed for partially erupted 2nd molars

Zaprojektowane dla częściowo wyrżniętych drugich trzonowców

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx	Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-10°	0°	Roth	UR	DO.2381.12
-10°	0°	Roth	UL	DO.2381.13

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx	Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-25°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	LR	DO.2381.13
-25°	0°	Roth	LL	DO.2391.12



Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands plain / Pierścienie gładkie na przedtrzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta



Micro-Etched interior surface / Mikrowytłowana wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowany materiał, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację



No.	Size Rozmiar	Upper left, right Góra lewa, prawa	Upper left Góra lewa	Upper right Góra prawa
1	22.7	DO.2103.01	DO.2104.01	DO.2105.01
2	23.1	DO.2103.02	DO.2104.02	DO.2105.02
3	23.4	DO.2103.03	DO.2104.03	DO.2105.03
4	23.7	DO.2103.04	DO.2104.04	DO.2105.04
5	24.3	DO.2103.05	DO.2103.05	DO.2105.05
6	24.7	DO.2103.06	DO.2104.06	DO.2105.06
7	24.9	DO.2103.07	DO.2104.07	DO.2105.07
8	25.4	DO.2103.08	DO.2104.08	DO.2105.08
9	25.7	DO.2103.09	DO.2104.09	DO.2105.09
10	26.2	DO.2103.10	DO.2104.10	DO.2105.10
11	26.5	DO.2103.11	DO.2104.11	DO.2105.11
12	26.9	DO.2103.12	DO.2104.12	DO.2105.12
13	27.2	DO.2103.13	DO.2104.13	DO.2105.13
14	27.6	DO.2103.14	DO.2104.14	DO.2105.14
15	27.9	DO.2103.15	DO.2104.15	DO.2105.15
16	28.2	DO.2103.16	DO.2104.16	DO.2105.16
17	28.8	DO.2103.17	DO.2104.17	DO.2105.17
18	29.4	DO.2103.18	DO.2104.18	DO.2105.18
19	29.7	DO.2103.19	DO.2104.19	DO.2105.19
20	30.0	DO.2103.20	DO.2104.20	DO.2105.20
21	30.4	DO.2103.21	DO.2104.21	DO.2105.21
22	30.8	DO.2103.22	DO.2104.22	DO.2105.22
23	31.1	DO.2103.23	DO.2104.23	DO.2105.23
24	31.5	DO.2103.24	DO.2104.24	DO.2105.24
25	31.8	DO.2103.25	DO.2104.25	DO.2105.25
26	32.1	DO.2103.26	DO.2104.26	DO.2105.26
27	32.4	DO.2103.27	DO.2104.27	DO.2105.27
28	32.8	DO.2103.28	DO.2104.28	DO.2105.28

No.	Size Rozmiar	Lower left, right Dół lewy, prawy	Lower left Dół lewy	Lower right Dół prawy
3	21.2	DO.2123.03	DO.2124.03	DO.2125.03
4	21.4	DO.2123.04	DO.2124.04	DO.2125.04
5	21.8	DO.2123.05	DO.2124.05	DO.2125.05
6	22.4	DO.2123.06	DO.2124.06	DO.2125.06
7	23.0	DO.2123.07	DO.2124.07	DO.2125.07
8	23.3	DO.2123.08	DO.2124.08	DO.2125.08
9	23.7	DO.2123.09	DO.2124.09	DO.2125.09
10	24.2	DO.2123.10	DO.2124.10	DO.2125.10
11	24.6	DO.2123.11	DO.2124.11	DO.2125.11
12	25.4	DO.2123.12	DO.2124.12	DO.2125.12
13	25.8	DO.2123.13	DO.2124.13	DO.2125.13
14	26.1	DO.2123.14	DO.2124.14	DO.2125.14
15	26.4	DO.2123.15	DO.2124.15	DO.2125.15
16	26.8	DO.2123.16	DO.2124.16	DO.2125.16
17	27.3	DO.2123.17	DO.2124.17	DO.2125.17
18	27.8	DO.2123.18	DO.2124.18	DO.2125.18
19	28.2	DO.2123.19	DO.2124.19	DO.2125.19
20	28.7	DO.2123.20	DO.2124.20	DO.2125.20
21	29.1	DO.2123.21	DO.2124.21	DO.2125.21
22	29.5	DO.2123.22	DO.2124.22	DO.2125.22
23	30.1	DO.2123.23	DO.2124.23	DO.2125.23
24	30.5	DO.2123.24	DO.2124.24	DO.2125.24
25	30.8	DO.2123.25	DO.2124.25	DO.2125.25
26	31.2	DO.2123.26	DO.2124.26	DO.2125.26

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich

Note: Custom made band kits can be supplied on special order, furthermore we can supply pre-welded bands with accessories shown below.
Uwaga: Zestawy pierścieni dostępne na indywidualne zamówienie jak również pierścienie uzbrojone z poniższymi akcesoriami.

Brackets weldable for premolar bands Zamki do zgrzewania z pierścieniami na przedtrzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Roth .022*	1st premolar Pierwsze przedtrzonowce	2nd premolar Drugie przedtrzonowce
Upper right / Góra prawa	DO.2410.01	DO.2410.03
Upper left / Góra lewa	DO.2410.02	DO.2410.04
Lower right / Dół prawy	DO.2411.01	DO.2413.03
Lower left / Dół 4 lewy	DO.2411.02	DO.2411.04

Lingual cleat weldable for premolar bands Klit językowy do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.2441.20

Weldable accessories for molar bands / Akcesoria do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce

Lingual cleats
Klity językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2441.01



DO.2441.02

Lingual buttons
Guziczki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2424.01
Round / Okragłe



DO.2423.02
Oval / Owalne

Lingual sheaths
Rurki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2430.01



DO.2432.01
Upper left / Lower right
Góra lewa / Dół prawy
DO.2432.02
Upper right / Lower left
Góra prawa / Dół lewy

Bondable accessories / Akcesoria do przyklejania

Lingual cleats
Klity językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2442.01

Lingual buttons
Guziczki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2420.01
Round / Okragłe



DO.2420.03
Round / Okragłe



DO.2420.02
Round perforated base
Podstawa perforowana



DO.2420.04
Round / Okragłe



DO.2421.02
Oval / Owalne

Lingual buttons composite
Guziczki językowe kompozytowe

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.01

Lingual pulling rings
Guziczki językowe do ekstruzji z oczkiem

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.03
Round / Okragłe

Lingual buttons ceramic
Guziczki językowe ceramiczne

Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.



DO.2425.02

Eyelet
Zaczep oczkowy

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.01



DO.2450.02

Eruption appliance
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych zębów do łuku

each / sztuka



DO.2455.01
Round eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, okrągła podstawa

each / sztuka



DO.2455.11
Rectangular eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, prostokątna podstawa



DO.2450.04
Composite / kompozytowe



DO.2450.05
Ceramic / Ceramiczne



DO.2455.02
Round eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, okrągła podstawa



DO.2455.12
Rectangular eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, prostokątna podstawa




MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




Made in USA



Euro-Form



Full-Form



Reverse Curve Archwire

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3100.12	DO.3101.12	DO.3110.12	DO.3111.12	DO.3300.12	DO.3301.12
.014"	DO.3100.14	DO.3101.14	DO.3110.14	DO.3111.14	DO.3300.14	DO.3301.14
.016"	DO.3100.16	DO.3101.16	DO.3110.16	DO.3111.16	DO.3300.16	DO.3301.16
.018"	DO.3100.18	DO.3101.18	DO.3110.18	DO.3111.18	DO.3300.18	DO.3301.18
.020"	DO.3100.20	DO.3101.20	DO.3110.20	DO.3111.20	DO.3300.20	DO.3301.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3102.16	DO.3103.16	DO.3112.16	DO.3113.16	DO.3302.16	DO.3303.16
.018" x .018"	DO.3102.18	DO.3103.18	DO.3112.18	DO.3113.18	DO.3302.18	DO.3303.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3104.62	DO.3107.62	DO.3114.62	DO.3117.62	DO.3304.62	DO.3307.62
.017" x .025"	DO.3104.75	DO.3107.75	DO.3114.75	DO.3117.75	DO.3304.75	DO.3307.75
.018" x .025"	DO.3104.85	DO.3107.85	DO.3114.85	DO.3117.85	DO.3304.85	DO.3307.85
.019" x .025"	DO.3104.95	DO.3107.95	DO.3114.95	DO.3117.95	DO.3304.95	DO.3307.95
.021" x .025"	DO.3105.15	DO.3108.15	DO.3115.15	DO.3118.15	DO.3305.15	DO.3308.15

Dentalline®

orthodontic products

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300000-E	DL300037-E	DL300000	DL300037
.012"	DL300001-E	DL300007-E	DL300001	DL300007
.013"	DL300002-E	DL300008-E	DL300002	DL300008
.014"	DL300003-E	DL300009-E	DL300003	DL300009
.016"	DL300004-E	DL300010-E	DL300004	DL300010
.018"	DL300005-E	DL300011-E	DL300005	DL300011
.020"	DL300006-E	DL300012-E	DL300006	DL300012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.010"	DL300200
.012"	DL300201
.013"	DL300202
.014"	DL300203
.016"	DL300204
.018"	DL300205
.020"	DL300206



High quality wires


Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości luki


Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300013-E	DL300025-E	DL300013	DL300025
.016" x .022"	DL300015-E	DL300027-E	DL300015	DL300027
.016" x .025"	DL300016-E	DL300028-E	DL300016	DL300028
.017" x .022"	DL300017-E	DL300029-E	DL300017	DL300029
.017" x .025"	DL300018-E	DL300030-E	DL300018	DL300030
.018" x .022"	DL300020-E	DL300032-E	DL300020	DL300032
.018" x .025"	DL300021-E	DL300033-E	DL300021	DL300033
.019" x .025"	DL300022-E	DL300034-E	DL300022	DL300034
.021" x .025"	DL300024-E	DL300036-E	DL300024	DL300036

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300213
.016" x .022"	DL300215
.016" x .025"	DL300216
.017" x .022"	DL300217
.017" x .025"	DL300218
.018" x .022"	DL300220
.018" x .025"	DL300221
.019" x .025"	DL300222
.021" x .025"	DL300224


Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300014-E	DL300026-E	DL300014	DL300026
.018" x .018"	DL300019-E	DL300031-E	DL300019	DL300031
.020" x .020"	DL300023-E	DL300035-E	DL300023	DL300035


Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300214
.018" x .018"	DL300219
.020" x .020"	DL300223


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300038-E	DL300039-E	DL300038	DL300039
.012"	DL300040-E	DL300046-E	DL300040	DL300046
.013"	DL300041-E	DL300047-E	DL300041	DL300047
.014"	DL300042-E	DL300048-E	DL300042	DL300048
.016"	DL300043-E	DL300049-E	DL300043	DL300049
.018"	DL300044-E	DL300050-E	DL300044	DL300050
.020"	DL300045-E	DL300051-E	DL300045	DL300051

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL300240
.013"	DL300241
.014"	DL300242
.016"	DL300243
.018"	DL300244
.020"	DL300245

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300052-E	DL300064-E	DL300052	DL300064
.016" x .022"	DL300054-E	DL300066-E	DL300054	DL300066
.016" x .025"	DL300055-E	DL300067-E	DL300055	DL300067
.017" x .022"	DL300056-E	DL300068-E	DL300056	DL300068
.017" x .025"	DL300057-E	DL300069-E	DL300057	DL300069
.018" x .022"	DL300059-E	DL300071-E	DL300059	DL300071
.018" x .025"	DL300060-E	DL300072-E	DL300060	DL300072
.019" x .025"	DL300061-E	DL300073-E	DL300061	DL300073
.021" x .025"	DL300063-E	DL300075-E	DL300063	DL300075

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300252
.016" x .022"	DL300254
.016" x .025"	DL300255
.017" x .022"	DL300256
.017" x .025"	DL300257
.018" x .022"	DL300259
.018" x .025"	DL300260
.019" x .025"	DL300261
.021" x .025"	DL300263

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300053-E	DL300065-E	DL300053	DL300065
.018" x .018"	DL300058-E	DL300070-E	DL300058	DL300070
.020" x .020"	DL300062-E	DL300074-E	DL300062	DL300074

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300253
.018" x .018"	DL300258
.020" x .020"	DL300262



Invisa-Flex™

Tooth-Tone nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe kosmetyczne



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe	Full-Form		Reverse Curve Archwire	
○	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3800.14	DO.3801.14	DO.3880.14	DO.3881.14
.016"	DO.3800.16	DO.3801.16	DO.3880.16	DO.3881.16
.018"	DO.3800.18	DO.3801.18	DO.3880.18	DO.3881.18
.020"	DO.3800.20	DO.3801.20	DO.3880.20	DO.3881.20

Square / kwadratowe	Upper / Góra		Lower / Dół	
□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.018" x .018"	DO.3802.18	DO.3803.18	DO.3882.18	DO.3883.18
.020" x .020"	DO.3802.20	DO.3803.20		

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra		Lower / Dół	
▭	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3804.62	DO.3807.62		
.018" x .024"	DO.3804.84	DO.3807.84	DO.3884.84	DO.3887.84
.019" x .027"	DO.3804.97	DO.3807.97		
.021" x .027"	DO.3805.17	DO.3808.17		

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires
Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality. Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Dośkonale połączenie estetyki i funkcjonalności. Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekaone.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"


Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-Flex™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi archwires
Łuki NiTi kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Round / okrągłe	Each / Sztuka	
○	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3820.12	DO.3821.12
.014"	DO.3820.14	DO.3821.14
.016"	DO.3820.16	DO.3821.16
.018"	DO.3820.18	DO.3821.18
.020"	DO.3820.20	DO.3821.20


Square / kwadratowe	Upper / Góra		Lower / Dół	
□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3822.16	DO.3823.16		

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra		Lower / Dół	
▭	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3824.62	DO.3827.62		
.017" x .025"	DO.3824.75	DO.3827.75		
.018" x .025"	DO.3824.85	DO.3827.85		
.019" x .025"	DO.3824.95	DO.3827.95		
.021" x .025"	DO.3825.15	DO.3828.15		



Pre-Torqued NiTi archwires / Łuki NiTi torujące

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Rectangle Prostokątne	Upper / Góra 34 mm	Upper / Góra 38 mm	Lower / Dół 28 mm
.016 x .025"	DL300281	DL300282	DL300280
.017 x .025"	DL300284	DL300285	DL300283
.019 x .025"	DL300287	DL300288	DL300286

MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium wires / Drut Niklowo-Tytanowy na szpuli

- Posiada zalety produktów niklowo - tytanowych
- Stała, delikatna siła
- Jest bardzo elastyczny i sprężysty



Made in USA



15" na szpuli (381mm)

○	Round / okrągły
.012"	DO.3486.12
.014"	DO.3486.14
.016"	DO.3486.16
.018"	DO.3486.18
.020"	DO.3486.20

TempFlex™


Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne

Thermal is a heat-activated (thermal) wire specifically designed for consistent AI performance and low tooth-moving forces. Thermal wire provides outstanding resiliency and exhibits true thermal performance. Soft at room temperature and in the doctor's hand, Advanced Thermal allows easy ligation. Outstanding shape integrity. 1: Specially designed wire for consistent AI performance. Every production lot of Advanced Thermal wires is water bath tested to verify AI of 80-90°F (26.7-32.2°C). Soft at room temperature; very easy to ligate. Great resiliency. Ideal for significant crowding cases. Gentle forces provide for greater patient comfort. Very responsive to chilling. Square and Rectangle wire sizes provide low, consistent toothmoving forces to address torque control early in treatment




Made in USA

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągły

○	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3600.14	DO.3601.14	DO.3601.14	DO.3611.14
.016"	DO.3600.16	DO.3601.16	DO.3601.16	DO.3611.16
.018"	DO.3600.18	DO.3601.18	DO.3601.18	DO.3611.18
.020"	DO.3600.20	DO.3601.20	DO.3601.20	DO.3611.20

Square / kwadratowe

□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3602.16	DO.3603.16	DO.3612.16	DO.3613.16
.018" x .018"	DO.3602.18	DO.3603.18	DO.3612.18	DO.3613.18

Rectangle / prostokątne

▭	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3604.62	DO.3607.62	DO.3614.62	DO.3617.62
.017" x .025"	DO.3604.75	DO.3607.75	DO.3614.75	DO.3617.75
.018" x .025"	DO.3604.85	DO.3607.85	DO.3614.85	DO.3617.85
.019" x .025"	DO.3604.95	DO.3607.95	DO.3614.95	DO.3617.95
.021" x .025"	DO.3605.15	DO.3608.15	DO.3615.15	DO.3618.15

High quality wires



Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301013-E	DL301025-E	DL301013	DL301025
.016" x .022"	DL301015-E	DL301027-E	DL301015	DL301027
.016" x .025"	DL301016-E	DL301028-E	DL301016	DL301028
.017" x .022"	DL301017-E	DL301029-E	DL301017	DL301029
.017" x .025"	DL301018-E	DL301030-E	DL301018	DL301030
.018" x .022"	DL301020-E	DL301032-E	DL301020	DL301032
.018" x .025"	DL301021-E	DL301033-E	DL301021	DL301033
.019" x .025"	DL301022-E	DL301034-E	DL301022	DL301034
.021" x .025"	DL301024-E	DL301036-E	DL301024	DL301036

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301213
.016" x .022"	DL301215
.016" x .025"	DL301216
.017" x .022"	DL301217
.017" x .025"	DL301218
.018" x .022"	DL301220
.018" x .025"	DL301221
.019" x .025"	DL301222
.021" x .025"	DL301224




Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301014-E	DL301026-E	DL301014	DL301026
.018" x .018"	DL301019-E	DL301031-E	DL301019	DL301031
.020" x .020"	DL301023-E	DL301035-E	DL301023	DL301035

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301214
.018" x .018"	DL301219
.020" x .020"	DL301223

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206




High quality wires
Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki
Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301052-E	DL301064-E	DL301052	DL301064
.016" x .022"	DL301054-E	DL301066-E	DL301054	DL301066
.016" x .025"	DL301055-E	DL301067-E	DL301055	DL301067
.017" x .022"	DL301056-E	DL301068-E	DL301056	DL301068
.017" x .025"	DL301057-E	DL301069-E	DL301057	DL301069
.018" x .022"	DL301059-E	DL301071-E	DL301059	DL301071
.018" x .025"	DL301060-E	DL301072-E	DL301060	DL301072
.019" x .025"	DL301061-E	DL301073-E	DL301061	DL301073
.021" x .025"	DL301063-E	DL301075-E	DL301063	DL301075

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301053-E	DL301065-E	DL301053	DL301065
.018" x .018"	DL301058-E	DL301070-E	DL301058	DL301070
.020" x .020"	DL301062-E	DL301074-E	DL301062	DL301074

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301252
.016" x .022"	DL301254
.016" x .025"	DL301255
.017" x .022"	DL301256
.017" x .025"	DL301257
.018" x .022"	DL301259
.018" x .025"	DL301260
.019" x .025"	DL301261
.021" x .025"	DL301263

Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301253
.018" x .018"	DL301258
.020" x .020"	DL301262

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires
Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.
Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"


Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



Invisa-TempTM Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi thermal archwires
Łuki NiTi termalne kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form



Made in USA

Round / okrągłe

Each / Sztuka

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3900.12	DO.3901.12
.014"	DO.3900.14	DO.3901.14
.016"	DO.3900.16	DO.3901.16
.018"	DO.3900.18	DO.3901.18
.020"	DO.3900.20	DO.3901.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3902.16	DO.3903.16

Rectangle / prostokątne


	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3904.62	DO.3907.62
.017" x .025"	DO.3904.75	DO.3907.75
.018" x .025"	DO.3904.85	DO.3907.85
.019" x .025"	DO.3904.95	DO.3907.95
.021" x .025"	DO.3905.15	DO.3908.15

UltiMax™


Stainless steel archwires / Łuki stalowe




Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Standard-Form

Round / okrągłe

○	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4100.12	DO.4101.12	DO.4110.12	DO.4111.12	DO.4120.12	DO.4121.12
.014"	DO.4100.14	DO.4101.14	DO.4110.14	DO.4111.14	DO.4120.14	DO.4121.14
.016"	DO.4100.16	DO.4101.16	DO.4110.16	DO.4111.16	DO.4120.16	DO.4121.16
.018"	DO.4100.18	DO.4101.18	DO.4110.18	DO.4111.18	DO.4120.18	DO.4121.18
.020"	DO.4100.20	DO.4101.20	DO.4110.20	DO.4111.20	DO.4120.20	DO.4121.20

Square / kwadratowe

□	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.4102.16	DO.4103.16	DO.4112.16	DO.4113.16	DO.4122.16	DO.4123.16
.018" x .018"	DO.4102.18	DO.4103.18	DO.4112.18	DO.4113.18	DO.4122.18	DO.4123.18


Rectangle / prostokątne

▭	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4104.62	DO.4107.62	DO.4114.62	DO.4117.62	DO.4124.62	DO.4127.62
.017" x .022"	DO.4104.72	DO.4107.72	DO.4114.72	DO.4117.72	DO.4124.72	DO.4127.72
.017" x .025"	DO.4104.75	DO.4107.75	DO.4114.75	DO.4117.75	DO.4124.75	DO.4127.75
.018" x .022"	DO.4104.82	DO.4107.82	DO.4114.82	DO.4117.82	DO.4124.82	DO.4127.82
.018" x .025"	DO.4104.85	DO.4107.85	DO.4114.85	DO.4117.85	DO.4124.85	DO.4127.85
.019" x .025"	DO.4104.95	DO.4107.95	DO.4114.95	DO.4117.95	DO.4124.95	DO.4127.95
.021" x .025"	DO.4105.15	DO.4108.15	DO.4115.15	DO.4118.15	DO.4125.15	DO.4128.15


SANI-PAK UltiMax™

Stainless steel archwires
Łuki stalowe

Pack of 25 pieces / Opak. 25 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągłe

○	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4140.12	DO.4141.12	DO.4150.12	DO.4151.12
.014"	DO.4140.14	DO.4141.14	DO.4150.14	DO.4151.14
.016"	DO.4140.16	DO.4141.16	DO.4150.16	DO.4151.16
.018"	DO.4140.18	DO.4141.18	DO.4150.18	DO.4151.18
.020"	DO.4140.20	DO.4141.20	DO.4150.20	DO.4151.20

Rectangle / prostokątne

▭	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4144.62	DO.4147.62	DO.4154.62	DO.4157.62
.017" x .025"	DO.4144.75	DO.4147.75	DO.4154.75	DO.4157.75
.018" x .025"	DO.4144.85	DO.4147.85	DO.4154.85	DO.4157.85
.019" x .025"	DO.4144.95	DO.4147.95	DO.4154.95	DO.4157.95
.021" x .025"	DO.4145.15	DO.4148.15	DO.4155.15	DO.4158.15

InvisaMax™

Tooth-Tone stainless steel archwires / Łuki stalowe kosmetyczne






Full-Form



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe	Full-Form	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.4900.14	DO.4901.14
.016"	DO.4900.16	DO.4901.16
.018"	DO.4900.18	DO.4901.18
.020"	DO.4900.20	DO.4901.20
Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół
		
.018" x .018"	DO.4902.18	DO.4903.18
.020" x .020"	DO.4902.20	DO.4903.20
Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół
		
.016" x .022"	DO.4904.62	DO.4907.62
.018" x .025"	DO.4904.84	DO.4907.84
.019" x .025"	DO.4904.97	DO.4907.97
.021" x .025"	DO.4905.17	DO.4908.17

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires
Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.




InvisaMax™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated stainless steel archwires
Łuki stalowe kosmetyczne pokryte mikro-warstwą






Made in USA



Euro-Form

Each / Sztuka




Round / okrągłe	Full-Form	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4920.12	DO.4921.12
.014"	DO.4920.14	DO.4921.14
.016"	DO.4920.16	DO.4921.16
.018"	DO.4920.18	DO.4921.18
.020"	DO.4920.20	DO.4921.20
Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół
		
.016" x .016"	DO.4922.16	DO.4923.16
Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół
		
.016" x .022"	DO.4924.62	DO.4927.62
.017" x .025"	DO.4924.75	DO.4927.75
.018" x .025"	DO.4924.85	DO.4927.85
.019" x .025"	DO.4924.95	DO.4927.95
.021" x .025"	DO.4925.15	DO.4928.15

UltiMax 3

3 Strand twist stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe




Made in USA



Full-Form

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe	Full-Form	
	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4820.15	DO.4821.15
.0175"	DO.4820.17	DO.4821.17
.0195"	DO.4820.19	DO.4821.19




UltiMax 6

3 Strand twist stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Made in USA



Full-Form

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
○		
.0155"	DO.4830.15	DO.4831.15
.0175"	DO.4830.17	DO.4831.17
.0195"	DO.4830.19	DO.4831.19

Bio-B³


Beta titanium archwires / Łuki Beta-Tytanowe



Made in USA



Nickel Free
Bezniklowe



Full-Form

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
○		
.016"	DO.3000.16	DO.3001.16
.018"	DO.3000.18	DO.3001.18

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
□		
.018" x .018"	DO.3002.18	DO.3003.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
▭		
.016" x .022"	DO.3004.62	DO.3007.62
.017" x .025"	DO.3004.75	DO.3007.75
.018" x .025"	DO.3004.85	DO.3007.85
.019" x .025"	DO.3004.95	DO.3007.95
.021" x .025"	DO.3005.15	DO.3008.15

UltiMax™

Stainless steel wires, straight lengths
Drut stalowy w sztańdze



Round / okrągłe		Square / kwadratowe		Rectangle / prostokątne	
○		□		▭	
.012"	DO.4280.12	.016" x .016"	DO.4281.16	.016" x .022"	DO.4282.62
.014"	DO.4280.14	.018" x .018"	DO.4281.18	.017" x .025"	DO.4282.75
.016"	DO.4280.16			.018" x .025"	DO.4282.85
.018"	DO.4280.18			.019" x .025"	DO.4282.95
.020"	DO.4280.20			.021" x .025"	DO.4283.15

14" (356mm) long, pack of 25 pieces / 14" (356mm) długość, opak. 25 szt.

Crimpable tubes and stops Zaciskane stopery na łuk



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5330.00	0.30 x 1.9mm, 0.018"
DO.5330.01	0.30 x 1.9mm, 0.022"
DO.5330.03	0.30 x 2.4mm, 0.022"



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5331.01	0.015", 2mm
DO.5331.02	0.019", 2mm



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5332.01	0.022"



Mini Titan

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na luk

Made of 100% pure titanium / Wykonane z czystego tytanu 100%

Pack of 20 pieces / Opak. 20 szt

Closed / Zamknięte

For round wires / Na luki okrągłe



.010" - .016"	DL500033
.016" - .020"	DL500052

For rectangular wires / Na luki prostokątne

.014"x.025" - .020"x.020"	DL500034
.016"x.025" - .021"x.025"	DL500053

Open / Otwarte

For round wires / Na luki okrągłe



.010" - .025"	DL500066
---------------	----------

For rectangular wires / Na luki prostokątne

.014"x.025" - .021"x.025"	DL500054
---------------------------	----------

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na luk



DL500032
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt

**Crimpable hooks
Zaciskane haczyki na luk**

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.00
Short / Krótkie
.022", 1.3mm



DO.5325.02
Medium / Średnie
.022", 2.3mm



DO.5325.01
Long / Długie
.022", 3mm



DO.5325.03 Left / Lewy
DO.5325.04 Right / Prawy
.022"x.025", 5.5mm



DO.5325.07 Left / Lewy
DO.5325.08 Right / Prawy
.022"x.025", 10mm

DO.5325.09 Left / Lewy
DO.5325.10 Right / Prawy
.022"x.025", 5.5mm



**Crimpable ball hooks tooth tone
Haczyk z kuleczką zaciskany kosmetyczne**

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5325.05
Short / Krótkie
.022"x.028", 2.3mm



DO.5325.06
Long / Długie
.022"x.028", 4mm

**Disposable archwire markers
Jednorazowe oznaczniki do luków**



Made in USA

DO.5395.01 Markers without dispenser / Oznaczniki bez dozownika
(Pack of 100 / Opak. 100 szt.)

DO.5395.02 Empty Dispenser / Dozownik

MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe



Made in USA

**NiTi preformed open coil springs, 15mm long
Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe, 15mm długość**

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cal	mm	Inches/Cal	mm	
100gm	.009"	.23	.035"	.89	DO.5109.01
150gm	.010"	.25	.035"	.89	DO.5109.02
200gm	.011"	.28	.035"	.89	DO.5109.03

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



Wire / Drut Ø	Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cal	mm	
.010"	.25	.030"	.76 DO.5110.01
.012"	.30	.030"	.76 DO.5110.02
.014"	.36	.036"	.91 DO.5110.03

7" (180mm) long, pack of 3 pieces / 7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe



Wire / Drut Ø	Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cal	mm	
.010"	.25	.030"	.76 DO.5111.01
.012"	.30	.030"	.76 DO.5111.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

**NiTi distalizing springs
Sprężyny Niklowo-Tytanowe do dystalizacji zębów**

Wire / Drut Ø	Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cal	mm	
.010"	.25	.045"	1.14 DO.5115.01

7" (180mm) long, pack of 3 pieces
7" (180mm) długość, opak. 3 szt.



MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe



Made in USA

NiTi closed coil springs
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.010"	.25	.030"	.76	DO.5125.01
.010"	.25	.035"	.89	DO.5125.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

MaxiFlex™

NiTi closed coil springs with stainless steel eyelets
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe z zaczepami



Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5150.90
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5150.91
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5150.92

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5151.20
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5151.21
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5151.22

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

MaxiFlex™

NiTi separating and De-Impaction springs
Sprężynki rozklinowujące i separacyjne NiTi

.016" x .022" wide
Separating spring
Sprężynka separacyjna szeroka



.017" x .025" long
De-Impactor
Sprężynka rozklinowująca długa

.016" x .022" narrow
Separating spring
Sprężynka separacyjna wąska

Treatment 4 weeks using .017x .025 De-Impaction spring
4 tygodniowy okres leczenia przy użyciu sprężynki rozklinowującej



Pre-Treatment / Przed leczeniem



Post-Treatment / Po leczeniu

De-Impaction / Rozklinowanie
DO.5170.01
.017" x .025"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Separating / Separacja
DO.5171.01 Narrow / Wąska
DO.5171.02 Wide / Szeroka
.016" x .022"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

UltiMax™

Stainless steel springs / Sprężynki stalowe



Made in USA

Open coil springs / Sprężyny otwarte



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5120.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5120.01
.010"	.25	.036"	.91	DO.5120.02

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Closed coil springs / Sprężyny zamknięte



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
.008"	.20	.022"	.56	DO.5130.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5130.01

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Rotating springs / Sprężyny do obracania zębów

Used to rotate individual teeth

Używane do obrotu pojedynczych zębów



DO.5180.01

Clockwise

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5180.02

Anti-clockwise

Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Uprighting springs

Sprężyny do prostowania pochylonych zębów

Used to upright individual teeth mesiodistally

Do prostowania zębów mezo-dystalnie



DO.5185.01

Clockwise

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5185.02

Anti-clockwise

Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Steiner rotation spring wedges

Sprężyna Steiner



DO.5190.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.


MaxiFlex™

Separating springs / Sprężynki separacyjne



DO.5172.01 Bicuspids, small / Przedtrzonowce, małe
DO.5172.02 Molars, large / Trzonowce, duże
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Preformed ligature ties long / Ligatury długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.009"	.23	DO.5005.09	1000
.010"	.25	DO.5005.10	1000
.011"	.28	DO.5005.11	1000
.012"	.30	DO.5005.12	1000

Ligature ties Kobayashi long / Ligatury Kobayashi długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5000.12	100
.014"	.36	DO.5000.14	100

Preformed coated ligature ties long / Ligatury kosmetyczne długie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5011.12	100

Ligature wire / Drut ligaturowy



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Spool / Szula
.010"	.25	DO.5090.10	454g

Preformed ligature ties short / Ligatury krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5006.10	1000
.010"	.25	DO.5007.10	500

Ligature ties Kobayashi short / Ligatury Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5001.12	100
.014"	.36	DO.5001.14	100

Preformed coated ligature ties short / Ligatury kosmetyczne krótkie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5020.12	100

Ligature ties Kobayashi coated short / Ligatury kosmetyczne Kobayashi krótkie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5030.12	100



Tongue tamer bondable
Kolce językowe do przyklejania



DO.2520.01

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.
Eliminates Detrimental Forces
Discourages Over-Active Muscle Activity
Bonds to Upper or Lower Arches
80 Gauge Foil Mesh Bonding Base


Composite / kompozytowe



DO.2520.02

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

UltiMax™
Palatal arch bars Goshgarian
Łuki Goshgarian



	Distal	Mesial
34mm	DO.5300.34	DO.5301.34
37mm	DO.5300.37	DO.5301.37
39mm	DO.5300.39	DO.5301.39
41mm	DO.5300.41	DO.5301.41
43mm	DO.5300.43	DO.5301.43
45mm	DO.5300.45	DO.5301.45
47mm	DO.5300.47	DO.5301.47
49mm	DO.5300.49	DO.5301.49
52mm	DO.5300.52	DO.5301.52
55mm	DO.5300.55	DO.5301.55

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



22 mm	DO.5316.22
24 mm	DO.5316.24
26 mm	DO.5316.26
28 mm	DO.5316.28
30 mm	DO.5316.30

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



14 mm	DO.5317.14
16 mm	DO.5317.16
18 mm	DO.5317.18

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane



Mandibular / Żuchwa

Fig. 29	DO.5310.29
Fig. 31	DO.5310.31
Fig. 33	DO.5310.33
Fig. 35	DO.5310.35
Fig. 37	DO.5310.37

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.




Maxillary / Szczeka

Fig. 38	DO.5315.38
Fig. 40	DO.5315.40
Fig. 42	DO.5315.42
Fig. 45	DO.5315.45
Fig. 47	DO.5315.47

Lingual retainers bondable
Retainery językowe przyklejane



Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



Universal / Uniwersalne

Ø 1.2 mm	DO.5319.12
Ø 2.0 mm	DO.5319.20


Lingual retainer wire
Drut na retainery językowe płaski

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390005

.010" x .028", 8 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 8-nitek 15cm, 6"



DO.5320.00

.010" x .028", 6 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 6-nitek 15cm, 6"

Wires organizers / Stojaki na łuki



DO.5390.00



DO.5390.01

Grid for symmetric measurements
Karta do pomiarów symetrycznych

Made of plexiglas, for symmetric measurements of dental arch on plaster casts, in millimetres.

Do symetrycznych pomiarów łuków zębowych na modelach gipsowych. Wykonana z plexiglasu.



DO.154.000

ElastoMAX™

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Staly i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu



Uno ligatures
Ligatury Uno



Style -1
Cat
W kształcie głowy kota



Style -2
Flower
W kształcie kwiatka



Colors / Kolory	Code / Kod	Code / Kod	Code / Kod
assorted / w różnych kolorach	DO.5500.00	DO.5540.00	DO.5541.00
clear / przezroczyste	DO.5500.01		
white / białe	DO.5500.02		
tooth color / kolorze zębów	DD.5500.03		
grey / szare	DD.5500.05	DO.5540.05	DO.5541.05
black / czarne	DD.5500.09	DO.5540.09	DO.5541.09
Matelic blue / niebieski metallic	DD.5500.12		
blue / niebieskie	DD.5500.13	DO.5540.13	DO.5541.13
pearl blue / niebieskie perłowe	DD.5500.15		
turkus / turkusowe	DD.5500.17	DO.5540.17	DO.5541.17
sky blue / błękitne	DD.5500.21	DO.5540.21	DO.5541.21
golden / złote	DD.5500.28	DO.5540.28	DO.5541.28
light green / jasnozielone	DD.5500.30	DO.5540.30	DO.5541.30
green / zielone	DD.5500.34	DD.5541.34	DD.5541.34
red / czerwone	DD.5500.47	DO.5540.47	DO.5541.47
hot pink / ostry róż	DD.5500.51	DD.5540.51	DD.5541.51
light pink / jasnoróżowe	DD.5500.53	DD.5540.53	DD.5541.53
dark pink / ciemny róż	DD.5500.55		
purple / purpurowe	DD.5500.59	DD.5540.59	DD.5541.59
light purple / jasnopurpurowe	DD.5500.60		
violet / fioletowe	DD.5500.61		
orange / pomarańczowe	DD.5500.70	DO.5540.70	DO.5541.70
yellow / żółte	DD.5500.77	DO.5540.77	DO.5541.77

26 ligatures per stick
26 ligatur na pasku

Pack of 1040 ligatures
Opak. zawiera 1040 ligatur

40 ligatures per ring
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures
Opak. zawiera 1000 ligatur

40 ligatures per ring
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures
Opak. zawiera 1000 ligatur

Elastomeric ligatures and chains organizers Stojaki na ligatury elastyczne i łańcuszki



DO.5980.01



DO.5980.02



DO.5981.03

Hook cushions / Nakładki na haczyki



Pack of 140 cushions
Opak. zawiera 140 nakładek

DO.5830.01

To place over bracket hooks to avoid discomfort
Do nakładania na haczyki zamków aby zapewnić lepszy komfort

Elastomeric ligature placement gun Pistolet do zakładania ligatur elastycznych



DO.5980.00

ElastoMAX™

Elastomeric ligatures / Ligatury elastyczne

Latex Free / Bez lateksu

Made in USA

- High elasticity
- Excellent rebound
- Fade resistant
- Medical grade Polyurethane


- Wysoka elastyczność
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Z wysokiej jakości poliuretanu

B Link modules

Elastomery moduł B-Link

Elastomeric ligatures with connecting bridges.
 Elastomeryczne ligatury połączone są ze sobą mostkami.

- Closing intra arch spaces
- Rotating individual teeth
- Connecting bracket hooks
- Zamykają przestrzenie
- Rotacja pojedynczych zębów
- Łączą haczyki zamków



Clear / Przezroczyste DO.5690.00
 Gray / Szare DO.5692.00
 Pack of 100 pieces, 25 pieces of each size
 Opakowanie zawiera 100 ligatur, po 25 sztuk z każdego rozmiaru

ElastoMAX™

Uno Elastomeric chains / Uno Łańcuszki elastyczne



4.5m per spool
 4,5m na szpuli

Colors / Kolory	Closed / Ciągłe	Short / Krótkie	Long / Długie
clear / przezroczysty	DO.5760.01	DO.5770.01	DO.5780.01
silver / srebrny	DO.5760.02	DO.5770.02	DO.5780.02
dark blue / ciemnoniebieski	DO.5760.13	DO.5770.13	DO.5780.13
sky blue / błękitny	DO.5760.21	DO.5770.21	DO.5780.21
light green / jasnozielony	DO.5760.30	DO.5770.30	DO.5780.30
green / zielony	DO.5760.34	DO.5770.34	DO.5780.34
red / czerwony	DO.5760.47	DO.5770.47	DO.5780.47
hot pink / ostry róż	DO.5760.51	DO.5770.51	DO.5780.51
light pink / jasnoróżowy	DO.5760.53	DO.5770.53	DO.5780.53
dark pink / ciemnoróżowy	DO.5760.55	DO.5770.55	DO.5780.55
dark purple / ciemnopurpurowy	DO.5760.60	DO.5770.60	DO.5780.60
violet / fioletowy	DO.5760.61	DO.5770.61	DO.5780.61
yellow / żółty	DO.5760.77	DO.5770.77	DO.5780.77

Ultra .120

Made of Silicone infused material
 Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu




Ultra .120	Ultra 126	Duo 115	Solo 120
Pearl / Perłowy			
pearl / perłowy		DO.5530.01	DO.5510.01
champaign / szampan			DO.5510.03
blue / niebieski			DO.5510.21
green / zielony			DO.5510.30
Colors / Kolory			
assorted / w różnych kolorach		DO.5531.00	DO.5511.00
clear / przezroczysty	DO.5501.01	DO.5531.01	DO.5511.01
white / biały			DO.5511.02
tooth color / w kolorze zębów			DO.5511.03
gray / szary	DO.5501.05		DO.5511.05
black / czarny			DO.5511.09
blue / niebieski		DO.5531.13	DO.5511.13
azure / turkus			DO.5511.17
light blue / jasnoniebieski			DO.5511.19
sky blue / błękitny		DO.5531.21	DO.5511.21
aqua / morski			DO.5511.25
light green / jasnozielony			DO.5511.30
spring green / zielen wiosenna			DO.5511.32
emerald green / aquamaryna			DO.5511.34
red / czerwony		DO.5531.47	DO.5511.47
hot pink / ostry róż		DO.5531.51	DO.5511.51
light pink / jasnoróżowy			DO.5511.53
fuchsia / fukcja			DO.5511.55
purple / purpurowy			DO.5511.59
violet / fioletowy			DO.5511.61
orange / pomarańczowy			DO.5511.70
yellow / żółty			DO.5511.77
Metallic / Metalik			
silver / srebrny	DO.5502.04	DO.5532.04	DO.5512.04
blue / niebieski			DO.5512.13
red / czerwony			DO.5512.47
pink / różowy			DO.5512.53
gold / złoty			DO.5512.86
Flourescent / Fluorescencyjny			
green / zielony			DO.5513.30
red / czerwony			DO.5513.47
pink / różowy			DO.5513.53
orange / pomarańczowy			DO.5513.70
yellow / żółty			DO.5513.77
Glow in the dark / Świecący w ciemności			
classic / klasyczny			DO.5515.01
blue / niebieski			DO.5515.19
green / zielony			DO.5515.30
red / czerwony			DO.5515.47
orange / pomarańczowy			DO.5515.70
purple / purpurowy			DO.5515.77
22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur		52 ligatures per stick, pack of 1040 ligatures 52 ligatury na pasku, opak. 1040 ligatur	22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur

ElastoMAX™

Elastomeric chains / Łańcuszki elastyczne
Latex Free / Bez lateksu



4.5m per spool
4,5m na szpuli



4.5m per spool
4,5m na szpuli

Ultra

- Made of Silicone infused material
- Low friction
- Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu
- Niska ścieralność

	Standard			Ultra		
	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
Pearl / Perłowy <i>new</i>						
pearl / perłowy	DO.5710.01	DO.5720.01	DO.5740.01			
blue / niebieski	DO.5710.21	DO.5720.21	DO.5740.21			
green / zielony	DO.5710.30	DO.5720.30	DO.5740.30			
Colors / Kolory						
clear / przezroczysty	DO.5711.01	DO.5721.01	DO.5741.01	DO.5700.01	DO.5701.01	DO.5703.01
white / biały	DO.5711.02	DO.5721.02	DO.5741.02			
tooth color / w kolorze zębów	DO.5711.03	DO.5721.03	DO.5741.03			
gray / szary	DO.5711.05	DO.5721.05	DO.5741.05	DO.5700.05	DO.5701.05	DO.5703.05
black / czarny	DO.5711.09	DO.5721.09	DO.5741.09			
blue / niebieski	DO.5711.13	DO.5721.13	DO.5741.13			
sky blue / błękitny	DO.5711.21	DO.5721.21	DO.5741.21			
aqua / morski	DO.5711.25	DO.5721.25	DO.5741.25			
spring green / zielony	DO.5711.32	DO.5721.32	DO.5741.32			
red / czerwony	DO.5711.47	DO.5721.47	DO.5741.47			
hot pink / ostry róż	DO.5711.51	DO.5721.51	DO.5741.51			
light pink / jasnoróżowy	DO.5711.53	DO.5721.53	DO.5741.53			
purple / purpurowy	DO.5711.59	DO.5721.59	DO.5741.59			
orange / pomarańczowy	DO.5711.70	DO.5721.70	DO.5741.70			
yellow / żółty	DO.5711.77	DO.5721.77	DO.5741.77			
Metallic / Metalik						
silver / srebrny	DO.5712.04	DO.5722.04	DO.5742.04	DO.5700.04	DO.5701.04	DO.5703.04
Glow in the dark / Świecący w ciemności						
classic / klasyczny	DO.5715.01	DO.5725.01	DO.5745.01			

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

S - 4/1000
Light Blue
Jasnoniebieski



DO.5804.01
70 separators per dispenser - Pack of 1050 pieces
70 separatorów na pasku - Opakowanie zawiera 1050 sztuk

Non-Radiopaque anterior separators
Separatory Non-Radiopaque, anterior

Umn
Clear / Przezroczysty



DO.5801.01
10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Elastic thread solid round
Niść elastyczna, okrągła pełna

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5880.01
.030" DO.5881.01
Grey / Szara
.025" DO.5880.02
.030" DO.5881.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Sole standard
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5806.01
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Sole extra large / Bardzo duży
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5810.01
4 separators per stick, Pack of 32 pieces
4 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 32 sztuki

Elastic thread solid square
Niść elastyczna, kwadratowa pełna

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5883.01
.030" DO.5884.01
Grey / Szara
.025" DO.5883.02
.030" DO.5884.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Sole large / Duży
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5808.01
10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne



A: Standard wedge / Klin standardowy
Clear / Przezroczysty DO.5850.01
Grey / Szary DO.5850.02

B: Increased wedge / Klin powiększony
Clear / Przezroczysty DO.5851.01
Grey / Szary DO.5851.02

10 wedges per stick, Pack of 100 pieces
10 klinów na pasku, Opakowanie zawiera 100 sztuk

Elastic thread hollow round
Niść elastyczna, okrągła pusta

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5887.01
.030" DO.5888.01
Grey / Szara
.025" DO.5887.02
.030" DO.5888.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli

Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior

Sole
Dark blue
Ciemnoniebieski
Visible on X-ray / Widoczne na zdjęciach rtg



DO.5812.01
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Archwire sleeves
Oślanki na luki

Clear / Przezroczysta
.018" DO.5892.01
.027" DO.5893.01
Grey / Szara
.018" DO.5892.02
.027" DO.5893.02



3 m per spool / 3m na szpuli

Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior



DO.5816.01
Pack of 1000 pieces / Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne

Pack of 100 pieces
Opakowanie zawiera 100 sztuk



Clear / Przezroczysty DO.5853.01
Grey / Szary DO.5853.02

Lip bumper sleeves
Oślanki na pelotę wargową

Clear / Przezroczysta
.046" DO.5894.01
Grey / Szara
.046" DO.5894.02




3 m per spool / 3m na szpuli

Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk



Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka	2.5 oz. = 71gm
Medium Force / Siła wyciągu średnia	3.5 oz. = 100gm
Heavy Force / Siła wyciągu duża	4.5 oz. = 130gm
X-Heavy Force / Siła wyciągu bardzo duża	6.0 oz. = 170gm



Light force level / Siła wyciągu lekka 2.5 oz. (71 gm)



Medium force level / Siła wyciągu średnia 3.5 oz. (100 gm)



Heavy force level / Siła wyciągu duża 4.5 oz. (130 gm)



X-Heavy force level / Siła wyciągu bardzo duża 6.0 oz. (170 gm)



Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Latex free clear / Przezroczyste wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5950.32	DO.5951.32	DO.5952.32	DO.5953.32
3/16" (4.8mm)	DO.5950.48	DO.5951.48	DO.5952.48	DO.5953.48
1/4" (6.4mm)	DO.5950.64	DO.5951.64	DO.5952.64	DO.5953.64
5/16" (7.9mm)	DO.5950.79	DO.5951.79	DO.5952.79	DO.5953.79
3/8" (9.5mm)	DO.5950.95	DO.5951.95	DO.5952.95	DO.5953.95



Latex free neon colors / Kolorowe wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5956.32	DO.5957.32	DO.5958.32	DO.5959.32
3/16" (4.8mm)	DO.5956.48	DO.5957.48	DO.5958.48	DO.5959.48
1/4" (6.4mm)	DO.5956.64	DO.5957.64	DO.5958.64	DO.5959.64
5/16" (7.9mm)	DO.5956.79	DO.5957.79	DO.5958.79	DO.5959.79
3/8" (9.5mm)	DO.5956.95	DO.5957.95	DO.5958.95	DO.5959.95

Elastic directors / Nakładacze do wyciągów elastycznych

Elastic directors make placing and removing elastics easy for patients

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Nakładacze do wyciągów elastycznych ułatwiają pacjentowi ich nakładanie i usuwanie.



DO.5985.01

DO.5985.02

DO.5985.03

DO.5985.04



alpha-dent®
One-Step Adhesive syringe
Klej One-Step w strzykawce



DT.301-0104-001

3.5 g syringe / strzykawka 3,5g

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®
Enamel catalyst primer
Aktywator



DT.209-0101-001

Enamel catalyst primer 12ml / Aktywator 12ml

alpha-dent®
LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW
ŚWIATŁOUTWARDZALNY

Alpha-Dent® Light Cure Bracket Adhesive is a Paste Adhesive system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler combination used in the paste produces an ideal bond and a smooth tacky consistency minimizing bracket flotation. By using light cure adhesive technology we have eliminated working time constraints.

Klej światłoutwardzalny jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowy materiał klejący gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwają się. Korzystanie z technologii utwardzenia kleju światłem oszczędza czas pracy lekarza.



DT.303-0002-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 1 x 3.5gm Syringes
- 1 x Strzykawki po 3,5g
- 1 x 3ml Sealant Resin
- 1 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



DT.303-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawki po 3,5g
- 2 x 3ml Sealant Resin
- 2 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatki do mieszania
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich





alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY



Made in USA



**DENTAL
TECHNOLOGIES**

Improving smiles around the world

Alpha-Dent® One-Step Bracket Adhesive is a Paste-Primer system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler and primer combination used produces an ideal bond and a smooth tacky viscosity minimizing bracket flotation.

Klej chemoutwardzalny One-Step jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowe połączenie materiału klejącego i aktywatora gwarantuje lekkość, dzięki której zamki nie przesuwają się.



DT.301-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawki po 3,5g
- 1 x 12ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 12ml Aktywator
- 1 x 7g Green Gel Etchant
- 1 x 7g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Brush Holder
- 1 x Uchwyt do pędzelków
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

ONE STEP BRACKET ADHESIVE ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY

Starter kit / Zestaw startowy

DT.301-0008-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 1 x 3.5gm Syringe
- 1 x Strzykawkę po 3.5g
- 1 x 5ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 5ml Aktywator
- 1 x 3g Green Gel Etchant
- 1 x 3g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW
ŚWIATŁOUTWARDZALNY



DENTAL
TECHNOLOGIES
Improving smiles around the world

Starter kit / Zestaw startowy

DT.303-0003-001

Contents / Zestaw zawiera:

- 1 x 3.5gm Syringe
- 1 x Strzykawkę 3.5g
- 1 x 3ml Sealant Resin
- 1 x 3ml Aktywator
- 1 x 5ml Green Gel Etchant
- 1 x 5ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



alpha-dent®

Light Cure adhesive syringe
Klej światłoutwardzalny w strzykawce



DT.303-0202-001

3.5 g syringe / 3,5 g strzykawkka

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

alpha-dent®

Sealant resin
Aktywator



DT.208-0101-001

Sealant resin 7ml / Aktywator 7ml

alpha-dent®

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny Blue

Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesive is a single paste resin-based, fluoride containing band adhesive. The single paste adhesive requires no mixing; resulting in reducing adhesive waste, consistent adhesive performance and now working time constraints. Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesives distinctive blue color allows you to easily see the adhesive during banding, making clean up easy. When used with a high performance curing light, cure time is 20 seconds.

Cement do pierścieni jest pastą na bazie żywicy, zawierającą fluor. Nie wymaga mieszania, oszczędza czas, redukuje marnowanie materiału. Niebieski kolor wskazuje na ewentualny nadmiar kleju przed utwardzeniem oraz ułatwia zlokalizowanie resztek kleju po usunięciu pierścienia. Należy naświetlać lampą 20 sekund.



DT.320-0000-001

Contents / Zestaw zawiera:
6 x 5gm Syringes
6 x Strzykawek po 5 g

alpha-dent[®]

Light Cure blue band cement syringes
Cement do pierścieni światłoutwardzalny
Blue w strzykawce




DENTAL TECHNOLOGIES
Improving smiles around the world



DT-320-0101-001
5 gm Syringes / 5 g Strzykawka


Adhesive removers latex free
Gumki polerskie do usuwania kleju / cementu bez latexu

Latex free polymer polishers with blend of soft glass granules for the removal of orthodontic cements without scratching or scraping the enamel  max. 20'000 rpm



Code / Kod	S191	S192	S193
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

Adhesive remover sets
Zestawy gumek do usuwania kleju/cementu


 max. 20'000 rpm



SET1017
Adhesive remover set I - 9 pieces
Zestaw I - 9 sztuk.



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

 max. 20'000 rpm



SET1018
Adhesive remover set II - 12 pieces
Zestaw II - 12 sztuk.



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0	4,3
Ø mm	3,0	5,0	6,0	1,6

Prophylaxis pastes fluoride free 250g
Pasty polerskie bez fluoru 250g



Jar / Słoiczek
250 g.

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured
Pasty polerskie bez fluoru, miętowe



Jar / Słoiczek
50 g.

PAS009 Fine / Drobnziarnista
PAS001 Medium / Średnioziarnista

Made of 100% natural ingredients.
Zawierają 100% naturalnych składników.

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
DR.2000.02 10ml
DR.2000.03 50ml

alpha-dent®

Orthodontic Paste
Pasta polerska bez fluoru



DENTAL TECHNOLOGIES
Improving smiles around the world

Alpha-Pro® Orthodontic Paste is a splatter-free formula that rinses easily and completely. Alpha-Pro® Orthodontic Paste comes without added color pigments, flavor and fluoride for patients who may be allergic to additives. The paste is available in medium grit and is recommended for normal cleaning, polishing, and plaque removal. The medium grit paste is ideal for use prior to composite bonding, sealants, and orthodontic bracket applications



Made in USA



DT.560-1301-002
Pack of 200 single dose / Opak. 200 szt.
2 gm dispensers / 2 gm kapsułki

Bond brushes micro
Pędzelki do bondingu mikro

Made in Germany

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.



DZ.8610.01



DZ.8610.02



DZ.8610.03



DZ.8610.04

Bond brushes standerd
Pędzelki do bondingu standardowe

Pack of 100 pieces
Opak. 100 szt.



DZ.8611.01



DZ.8611.02



Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnicę

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.

Czyszczą i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamatowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.



each / sztuka


Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005
------------	------	------	------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



Code / Kod	DH.5015.01	DH.5015.02
------------	------------	------------

Pack / Opak 50 pieces / szt. 100 pieces / szt.



each / sztuka

Code / Kod	P006	P007
------------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



SMART

Color coded prophy cups latex free RA
Gumki do polerowania bez lateksu na kątnicę

max. 10'000 rpm

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską
Pink soft / Różowe miękkie
Purple medium / Purpurowe średnio-twarde
Blue hard / Niebieskie twarde



each / sztuka

Code / Kod	PSRA001	PSRA002	PSRA003	DH.5009.01
------------	---------	---------	---------	------------

50 pieces / szt.



each / sztuka

Code / Kod	PRA001	PRA002	PRA003
------------	--------	--------	--------

Disposable prophy cups and brushes
Jednorazowe gumki i szczoteczki

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



DH.5010.01
Regular / Standardowe



DH.5010.02
Soft / Miękkie



DH.5010.03
Standard brush
Szcoteczka standardowa



DH.5010.04
Pointed brush
Szcoteczka stożkowa

Bonding tray with sliding cover
Etui do zamków



DO.1991.10	DO.1991.20	DO.1991.30
------------	------------	------------

Disposable bonding trays
Podstawki do zamków



with mixing wells z miejscem do mieszania	without mixing wells bez miejsca do mieszania
DO.1990.11	DO.1990.10
DO.1990.21	DO.1990.20

Disposable bonding trays organizer
Stojak na podstawki do zamków



DO.1990.00



Safety release modules with stainless steel clamps / Moduły bezpieczeństwa ze stalową klamrą

Pair / Para



Force / Siła	Dark Blue Granatowy	Light Blue Jasnoniebieski	Green Zielony	Purple Purpurowy	Red Czerwony
600 gm	DO.6121.01	DO.6121.02	DO.6121.04	DO.6121.05	DO.6121.06
750 gm	DO.6122.01	DO.6122.02	DO.6122.04	DO.6122.05	DO.6122.06

High pull head caps / Wyciągi czaszkowe



Each / Sztuka

- DO.6140.01 Small / Male
- DO.6140.02 Medium / Średnie
- DO.6140.03 Large / Duże

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



DO.6130.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.01
Blue / Niebieskie
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.02
Green / Zielone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.03
Red / Czerwone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Headgear bags / Etui na wyciągi czaszkowe



DO.6145.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Each / Sztuka

- DO.6145.01 Blue / Male
- DO.6145.02 Red / Średnie
- DO.6145.03 Yellow / Żółty
- DO.6145.04 Grey / Szary
- DO.6145.05 White / Biały

224 x 120 mm

Econo
Cervical neck pads / Wyciągi karkowe




Without safety modules
Bez modułów bezpieczeństwa

DO.6131.00
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Extraoral elastics / Wyciągi zewnętrzne



Pack of 1000 pieces
Opak. 1000 szt.



Extraoral elastics			
Force / Siła	8.0 oz	14.0 oz	16.0 oz
1/4" (6.4mm)	DO.6170.01	DO.6171.01	DO.6172.01
5/16" (7.9mm)	DO.6170.02	DO.6171.02	DO.6172.02
3/8" (9.4mm)	DO.6170.03	DO.6171.03	DO.6172.03
1/2" (12.7mm)	DO.6170.04	DO.6171.04	DO.6172.04

Facebows / Łuki twarzowe

Facebows with loops / Łuki twarzowe z pętlą



Outer bow is available in 3 lengths
Zewnętrzny łuk dostępny w 3 długościach

#	Intermolar parameter Rozpiętość	Short Krótki	Medium Średni	Long Długi
1	83 mm	DO.6107.01	DO.6108.01	DO.6109.01
2	90 mm	DO.6107.02	DO.6108.02	DO.6109.02
3	97 mm	DO.6107.03	DO.6108.03	DO.6109.03
4	104 mm	DO.6107.04	DO.6108.04	DO.6109.04
5	111 mm	DO.6107.05	DO.6108.05	DO.6109.05



Universal colored facebows / Łuki twarzowe uniwersalne kolorowe
Standard - Form

Outer bow / Łuk zewnętrzny \varnothing .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny \varnothing .045"

- DO.6105.01 White / Biały
- DO.6105.02 Blue / Niebieski
- DO.6105.03 Purple / Purpurowy
- DO.6105.04 Yellow / Żółty
- DO.6105.05 Black / Czarny
- DO.6105.06 Orange / Pomarańczowy
- DO.6105.07 Dark Green / Ciemna zieleń
- DO.6105.08 Lime Green / Jasna zieleń



Universal facebows / Łuki twarzowe uniwersalne

Outer bow / Łuk zewnętrzny \varnothing .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny \varnothing .045"



Full-Form DO.6103.01
Standard-Form DO.6104.01

Lip Bumpers / Peloty wargowe
Wire \varnothing .045" / Drut \varnothing .045"



Color Kolor	Standard-Form		Full-Form	
	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami
Blue / Niebieskie	DO.6115.01	DO.6116.01	DO.6117.01	DO.6118.01
Pink / Różowe	DO.6115.02	DO.6116.02	DO.6117.02	DO.6118.02
Red / Czerwone	DO.6115.03	DO.6116.03	DO.6117.03	DO.6118.03
White / Białe	DO.6115.04	DO.6116.04	DO.6117.04	DO.6118.04
Yellow / Żółte	DO.6115.05	DO.6116.05	DO.6117.05	DO.6118.05

Plain facebows / Łuki twarzowe

Outer bow \varnothing .072"
Łuk zewnętrzny \varnothing .072"



Inner bow \varnothing / Łuk wewnętrzny \varnothing .045" DO.6102.01

Chin cups / Proce bródkowe

Color Kolor	For child Dla dzieci	For adult Dla dorosłych
<input checked="" type="radio"/> Red / Czerwone	DO.6141.01	DO.6142.01
<input checked="" type="radio"/> Green / Zielony	DO.6141.02	DO.6142.02
<input type="radio"/> Skin / Cielista	DO.6141.03	DO.6142.03



High Pull Head Caps / Czepiec do procy bródkowej

- DO.6140.04 Red / Czerwone
- DO.6140.06 Blue / Niebieski
- DO.6140.05 Green / Zielony




Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Reverse pull face masks Delaire / Maski twarzowe Delaire

Made in Italy



Blue
Niebieska

Green
Zielona

Red
Czerwona

White
Biała

Yellow
Żółta

Mini	DO.6150.01	DO.6150.02	DO.6150.03	DO.6150.04	DO.6150.05
Maxi	DO.6151.01	DO.6151.02	DO.6151.03	DO.6151.04	DO.6151.05

Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Fully-Adjustable face masks
Regulowane maski twarzowe



Blue
Niebieska

Clear
Przeźroczysta

Pearl
Perłowa

Red
Czerwona

Teal
Jasnozielona

Spider red
Czerwona pajęczyna

DO.6154.01	DO.6154.02	DO.6154.03	DO.6154.04	DO.6154.05	DO.6154.06
------------	------------	------------	------------	------------	------------



Heart
Serca

Graffiti
Graffiti

Camouflage
Moro

Zebra
Zebra

violet
Fioletowa

DO.6154.07	DO.6154.08	DO.6154.09	DO.6154.10	DO.6154.11
------------	------------	------------	------------	------------

Face mask bags / Etui na maski twarzowe



DO.6159.00 For face masks Delaire / Na maski twarzowe Delaire
DO.6159.01 For fully-adjustable face masks / Na maski twarzowe regulowane
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



Bruxism splint / Szyna nagryzowa z zaczepami



DO.6580.01 Clear Przeźroczysta
DO.6580.02 Pink / Bubble gum Różowa / Guma do żucia

Prevents the constant grinding that leads to TMJ disorder. Can be used over braces without effecting tooth movement.

Szyna jest skutecznym sposobem leczenia objawów zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) tj. zaciskania, ścierania czy zgrzytania zębami. Odpowiednia dla pacjentów noszący aparat stały

Ortho-LipGuard



DO.6245.00
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Provides temporary relief from direct pressure to the lips caused by orthodontic appliances. Medical grade plastic material that can be heated and formed to the contours of the patients mouth, creating a custom guard for each application. The strip can be re-heated and formed throughout orthodontic treatment, to compensate for moving teeth.

Chroni i zabezpiecza usta pacjenta przed otarciami. Plastikowy materiał pod wpływem ciepła dostosowuje się do jamy ustnej pacjenta. Paski mogą być wielokrotnie na nowo formowane podczas całego leczenia ortodontycznego.

**Silicone comfort covers
Ochraniające wargowe silikonowe**



DO.6240.00
Pair / Para

**Soft plastic comfort covers
Ochraniające wargowe plastikowe**



DO.6241.00
Pair / Para

**Aligner seaters
Nagryzaczki do elastycznych aparatów retencyjnych**



Simple solution for properly seating aligners with imperfect fit.
Proste rozwiązanie dla dokładnego umiejscowienia aparatu retencyjnego.

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Scent / Zapach
DO.6502.01  Mint / Miętowy
DO.6502.02  Bubble gum / Guma do żucia
DO.6502.03  Grape / Winogrono
DO.6502.04  Unscented / Bez zapachu
DO.6502.05  Pineapple / Ananas

**Retainer retrievers
Instrument do zdejmowania elastycznych aparatów retencyjnych**



DO.6500.01 Blue / Niebieski
DO.6500.02 Green / Zielony
DO.6500.03 Pink / Różowy
DO.6500.04 Orange / Pomarańczowy
DO.6500.05 White / Biały

**Aligner patient kits
Zestawy dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny**



Kit-1 / Zestaw 1
DO.6505.01

Kit-2 / Zestaw 2
DO.6505.02

Contents:
1 x Euro retainer case
1 x Slim-Line retainer case
2 x Retainer retrievers
2 x Aligner seaters

Zawiera:
Pudełko Euro na retainer
Pudełko Slim-Line na retainer
Instrumenty do zdejmowania aparatu retencyjnego
Nagryzaczki do retainerów

Kit 1 and 2 have same contents, only difference is colors of products
Obydwa zestawy mają taką samą zawartość, różnią się kolorem produktów

Relief wax / Wosk osłonowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego

Clear unscented wax
Przeźroczysty wosk bezzapachowy



DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Purple / Purpurowy	Blue / Niebieski
Code / Kod	DO.6204.02	DO.6204.03	DO.6204.05	DO.6204.06



Box color / Kolor pudełka	Green / Zielony	Orange / Pomarańcz	Pink / Różowy
Code / Kod	DO.6204.07	DO.6204.08	DO.6204.09

Clear scented wax
Przeźroczysty wosk zapachowy

DENTALINE®

The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego zapachu



Scent / Zapach	Apple / Jabłko	Blueberry / Jagoda	Bubblegum / Guma do żucia	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6205.01	DO.6205.02	DO.6205.03	DO.6205.05



Scent / Zapach	Chocolate / Czekolada	Cinnamon / Cynamon	Coconut / Kokos	Cotton candy / Cukierek
Code / Kod	DO.6205.06	DO.6205.07	DO.6205.08	DO.6205.09



Scent / Zapach	Grape / Winogrono	Mint / Mięta	Orange / Pomarańcza	Pineapple / Ananas
Code / Kod	DO.6205.10	DO.6205.11	DO.6205.12	DO.6205.13



Scent / Zapach	Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
Code / Kod	DO.6205.16

Relief wax / Wosk osłonowy

Clear unscented wax

Przeźroczysty wosk bezzapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Sparkle cool mint / Miętowy brokatowy	Tropical sparkle blue / Niebieski brokatowy
Code / Kod	DO.6200.02	DO.6200.03	DO.6200.05	DO.6200.06



Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle green / Zielony brokatowy	Tropical sparkle orange / Pomarańcz brokatowy	Tropical sparkle pink / Różowy brokatowy	Tropical sparkle red / Czerwony brokatowy
Code / Kod	DO.6200.07	DO.6200.08	DO.6200.09	DO.6200.10



Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle black / Czarny brokatowy	Tropical sparkle green / Ciemnozielony brokatowy	Tropical sparkle gold / Złoty brokatowy	Tropical sparkle plum / Śliwkowy brokatowy
Code / Kod	DO.6200.11	DO.6200.12	DO.6200.13	DO.6200.14

Color scented wax in clear cases

Kolorowy wosk zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Wax color / Kolor wosku	White / Biały	Yellow / Żółty	Purple / Purpurowy	Green / Zielony
Scent / Zapach	Mint / Mięta	Lemon / Cytryna	Grapes / Winogrono	Lime / Limonka
Code / Kod	DO.6203.01	DO.6203.02	DO.6203.03	DO.6203.04



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru

Wax color / Kolor wosku	Orange / Pomarańczowy	Red / Czerwony
Scent / Zapach	Orange / Pomarańcza	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6203.05	DO.6203.06



Relief wax / Wosk osłonowy

Clear wax in scented cases
Przeźroczysty wosk zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Made in USA



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Scent / Zapach Apple / Jabłko
Code / Kod DO.6202.01

Blueberry / Jagoda
DO.6202.02

Bubblegum / Guma do żucia
DO.6202.03

Cherry / Wiśnia
DO.6202.05



Scent / Zapach Chocolate / Czekolada
Code / Kod DO.6202.06

Cinnamon / Cynamon
DO.6202.07

Coconut / Kokos
DO.6202.08

Cotton candy / Cukierek
DO.6202.09



Scent / Zapach Grape / Winogrono
Code / Kod DO.6202.10

Mint / Mięta
DO.6202.11

Orange / Pomarańcza
DO.6202.12

Pineapple / Ananas
DO.6202.13



Scent / Zapach Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
Code / Kod DO.6202.16

Relief aid kit / Zestaw osłonowy dla pacjenta z aparatem stałym



Made in USA

DO.6215.00
Contents:
Relief wax
Elasti-Bite Wafer
Ortho-LipGuard

Zawiera:
Wosk osłonowy
Wafel do nagryzania
Ochroniacze wargowe na zęby przednie

Aligner patient kit Zestaw dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny



Made in USA

Contents:
1 x Pontic wax
1 x Retainer retriever
3 x Aligner seaters
Zawiera:
1 x Wosk Pontic
1 x Instrument do zdejmowania
aparatu retencyjnego
3 x Nagryzacze do retainerów

Kit-3 / Zestaw 3
DO.6505.03



Glow in the dark unscented relief wax
Wosk świecący w ciemności, bezzapachowy



Box color / Kolor pudełka	Code / Kod
Clear / Przezroczysty	DO.6201.02
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.	

Elasti-Bite
Therapy wafers scented / Wafel do nagryzania zapachowy



- DO.6230.01 Cherry / Wiśnia
 - DO.6230.02 Grape / Winogrono
 - DO.6231.01 Bubblegum / Guma do żucia
 - DO.6231.02 Mint / Mięta
- Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Relief silicone / Silikon osłonowy

Will not melt or dry out
Nie topi się i nie wysycha



DO.6210.00
Assorted sparkle boxes
Mix brokatowych pudełeczek
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

- Orthosil™ Silicone Patient Boxes
- Silicone used for temporary relief from appliance irritation
- Transparent and waterproof
- Resistant to hot liquid



Relief wax organizer / Stojak na wosk



- Made from strong, high quality clear acrylic
- Removable cover slides on and off for easy dispensing and re-stocking
- Holds 100 boxes

DO.6220.00

Orthosil Bracket Protector / Orthosil Silikon osłonowy



DO.6209.00
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Thicker strips of silicone for covering an entire arch, one piece covers cuspid to cuspid. Ideal for patients who play musical instruments or extra protection when used with a mouth guard.

Cienkie paski silikonu osłaniają pełny łuk, jeden pasek osłania od kła do kła. Przeznaczony dla pacjentów grających na instrumentach muzycznych lub jako dodatkowa ochrona podczas noszenia ochraniacza do warg.

Pontic wax / Wosk Pontic

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.6510.00
Creates the appearance of teeth inside aligners with extraction areas of missing teeth. Przeznaczony dla pacjentów noszących aparat retencyjny.

Euro retainer cases Maxi
Pudełka ortodontyczne Euro Maxi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

38 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



DO.6306.01
Sparkle aqua
Metallic morski



DO.6306.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6306.03
Sparkle blue
Metallic niebieski



DO.6306.04
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6306.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6306.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6306.08
Yellow
Żółty



DO.6306.11
Sparkle cool mint
Metallic miętowy



DO.6306.12
Sparkle plum
Metallic śliwkowy



DO.6307.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski




DO.6307.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6307.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6307.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6308.01
Splash
W kleksy



DO.6308.02
Kiwi w kleksy



DO.6308.03
Splash ocean
Ocean w kleksy



DO.6308.04
Splash tangerine
Mandarynka w kleksy



DO.6309.01
Glow in the dark
Świecące w ciemności

DO.6306.00

Assorted colours / Asortyment

- DO.6306.01 Sparkle aqua / Metallic morski
- DO.6306.02 Sparkle black / Metallic czarny
- DO.6306.03 Sparkle blue / Metallic niebieski
- DO.6306.04 Sparkle green / Metallic zielony
- DO.6306.05 Sparkle purple / Metallic purpurowy
- DO.6306.06 Sparkle red / Metallic czerwony
- DO.6307.01 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
- DO.6307.02 Tropical green / Fluorescencyjny zielony
- DO.6307.03 Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
- DO.6307.04 Tropical pink / Fluorescencyjny różowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro retainer cases Midi
Pudełka ortodontyczne Euro Midi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

31 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



DO.6300.02
Sparkle black
Metallic czarny



DO.6300.03
Sparkle green
Metallic zielony



DO.6300.05
Sparkle purple
Metallic purpurowy



DO.6300.06
Sparkle red
Metallic czerwony



DO.6301.01
Tropical Blue
Fluorescencyjny niebieski




DO.6301.02
Tropical green
Fluorescencyjny zielony



DO.6301.03
Tropical orange
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6301.04
Tropical pink
Fluorescencyjny różowy



DO.6302.01
Splash
W kleksy



DO.6303.01
Glow in the dark
Świecące w ciemności

DO.6300.00
Assorted colours / Asortyment

- DO.6300.02 Sparkle black / Metallic czarny
- DO.6300.03 Sparkle green / Metallic zielony
- DO.6300.05 Sparkle purple / Metallic purpurowy
- DO.6300.06 Sparkle red / Metallic czerwony
- DO.6301.01 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
- DO.6301.02 Tropical green / Fluorescencyjny zielony
- DO.6301.03 Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
- DO.6301.04 Tropical pink / Fluorescencyjny różowy
- DO.6302.01 Splash / W kleksy
- DO.6303.01 Glow in the dark / Świecące w ciemności

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Retainer cases classic mini
Pudełka classic mini na retainery

Size / Rozmiar

22 mm	Deep / Głębokość
72 mm	Wide / Szerokość
65 mm	Long / Długość



DO.6321.00
Assorted / Asortyment
Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



DO.6322.00
Assorted / Asortyment
Pack of 15 pieces / Opak. 15 szt.



Retainer cases classic Midi / Pudełka protetyczne Classic Midi



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

32 mm Deep / Głębokość
70 mm Wide / Szerokość
60 mm Long / Długość



Black
Czarne



Blue Dark
Ciemnoniebieskie



Blue Light
Jasnoniebieskie



Green Flourescent
Fluorescencyjna zieleń



Orange
Pomarańczowe



Pink Hot
Ostry róż



Purple
Purpurowe



Red
Czerwone



Violet
Fioletowe



Yellow
Żółte

Orthodontic retainer or bleaching tray cases
Pudełka ortodontyczne na retainery i szyny wybielające

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.6314.00
Assorted colors / Asortyment



Color / Kolor	Midi	Midi with mirror z lusterkiem
Assorted / Mix kolorów	DO.6320.00	DO.6350.00
Black / Czarne	DO.6320.01	DO.6350.01
Blue Dark / Ciemnoniebieskie	DO.6320.02	DO.6350.02
Blue Light / Jasnoniebieskie	DO.6320.03	DO.6350.03
Green Flourescent / Fluorescencyjna zieleń	DO.6320.04	DO.6350.04
Orange / Pomarańczowe	DO.6320.05	DO.6350.05
Pink Hot / Ostry róż	DO.6320.06	DO.6350.06
Purple / Purpurowe	DO.6320.07	DO.6350.07
Red / Czerwone	DO.6320.08	DO.6350.08
Violet / Fioletowe	DO.6320.10	DO.6350.10
Yellow / Żółte	DO.6320.11	DO.6350.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Slim-Line retainer cases / Slim-Line Pudełka ortodontyczne

-  DO.6311.01
Sparkle Black / Metallic czarny
-  DO.6312.01
Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
-  DO.6312.02
Tropical Green / Fluorescencyjny zielony
-  DO.6312.03
Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
-  DO.6312.04
Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy

-  DO.6311.13
Sparkle Cool Mint / Metallic miętowy
-  DO.6311.14
Sparkle Plum / Metallic śliwkowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.6311.00
Assorted / Asortyment

**Retainer case clips
Klips do pudełka ortodontycznego**



DO.6390.00
Assorted / Asortyment
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.





Ultima Guard
Ultimate mouth guard
Ochraniacz sportowy do warg

Color / Kolory	Without strap Bez paska	With strap Z paskiem
Blue / Niebieski	DO.6250.02	DO.6251.02
Clear / Przezroczysty	DO.6250.03	DO.6251.03
Green / Zielony	DO.6250.04	DO.6251.04
Silver / Srebrny	DO.6250.06	DO.6251.06
Yellow / Żółty	DO.6250.07	DO.6251.07

- The first truly breathable mouth guard
- Protect lips, cheeks and gums from contact with braces while playing sports
- Three breathing vents to maximise airflow
- Tongue guard protects the tongue from protruding through the vents
- Comfortable and easy to wear
- Can be heated and customised for each patient

- Pierwszy nieutrudniający oddychania ochraniacz do warg
- Ochronia wargi, policzki i dziąsła przed kontaktem z zamkami podczas uprawiania sportu.
- Trzy otwory ułatwiające przepływ powietrza.
- Skutecznie ochrania język
- Wygodny i łatwy w użyciu.
- Pod wpływem ciepła dopasowuje się do jamy ustnej pacjenta

Functional vestibular appliance- Schönherr's plates / Płytki przedsionkowe Schönherra



DO.8090.01
Small – under 3 years
Mała – dla dzieci poniżej 3 lat



DO.8090.02
Medium – 3 to 5 years
Średnia – dla dzieci 3-5 lat



DO.8090.03
Large – 5 to 7 years
Duża – dla dzieci 5-7 lat

Intraoral & extraoral elastic band case / Pudeleczka na wyciągi wewnętrzne lub zewnętrzne z nakładaczem

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



DO.5986.00
Assorted / Asortyment

**ICON
Interdental brushes standard / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych standard**

High tensile strength, plastic coated, stainless steel wire at the core prevents the brushes from bending. Brush is also fully flexible and after bending will retain its original shape. The brush and handle are manufactured as a complete unit so there is no need to assemble. Additionally each brush has its own hygienic cap which can also be used as a handle extension (except ID114 and ID115).

Stalowy rdzeń szczoteczki bardzo wytrzymały, nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, solidnie umieszczony w ergonomicznym uchwycie. Elastyczne, nylonowe włosie szczoteczki zawsze powraca do swojego początkowego kształtu. Szczoteczki posiadają nakładkę ochronną, która może służyć jako przedłużenie uchwytu.

Pack of 8 pieces / Opak. 8 szt.



Size / Rozmiar	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Ø mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
L mm	12,0	12,5	12,0	13,0	13,0	13,0	16,0	19,0
Color / Kolor	Pink	Orange	Red	Blue	Yellow	Green	Purple	Grey
	Różowe	Pomarańczowe	Czerwone	Niebieskie	Żółte	Zielone	Purpurowe	Szare
Code / Kod	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114





End Tufted Brush / Szczoteczki jednopęczkowe

The brush has been developed in order to clean interstitially tooth by tooth. The brush is equipped with a small ergonomically designed nylon tuft.

Idealna do czyszczenia pojedynczych zębów, okolic przyszyjkowych, bruzd zębowych oraz stałych aparatów ortodontycznych. Zakończona ergonomicznie zaprojektowanym małym nylonowym pęczkiem, pozwala na delikatne i efektywne czyszczenie.

CS 1006
single 6mm

CS 1009
single 9mm


CURAPROX
MIND THE GAP!

SUNSTAR
G·U·M
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™



DH.2002.01

DH.2002.02



DH.2002.03

**Orthodontic replacement heads for electric toothbrush
Końcówki ortodontyczne do szczoteczki elektrycznej**



Pack of 3 pieces / Opak. 3 szt.

DH.2410.06

**Disposable prepasted orthodontic V-Trim toothbrushes
Szczoteczki ortodontyczne jednorazowe V-Trim z pastą**

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2091.00

Prepasted with mint tooth paste
Perfect for patients use prior to treatment

Pasta o smaku miętowym
Doskonale w sytuacjach awaryjnych

**Denture brush
Szczoteczka do protez**



DH.2300.00

SUNSTAR
G·U·M
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™

**Teen toothbrushes
Szczoteczki do zębów Teen**



DH.2015.01 Blue / Niebieska

DH.2015.02 Green / Zielona

DH.2015.03 Orange / Pomarańczowa

DH.2015.04 Yellow / Żółta

**Orthodontic dual-head V-Trim toothbrushes
Podwójne szczoteczki ortodontyczne (z końcówką do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych)**



DH.2010.00 Blue / Niebieska

DH.2010.01 Green / Zielona

DH.2010.02 Purple / Purpurowa

DH.2010.03 Red / Czerwona

**Orthodontic V-Trim toothbrushes
Szczoteczki ortodontyczne V-Trim**



DH.2012.00 Blue / Niebieska

DH.2012.01 Green / Zielona

DH.2012.02 Purple / Purpurowa

DH.2012.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim travel toothbrushes
Podróżne szczoteczki ortodontyczne V-Trim



- DH.2020.00 Blue / Niebieska
- DH.2020.01 Green / Zielona
- DH.2020.02 Purple / Purpurowa
- DH.2020.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim toothbrushes
Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



- DH.2011.01 Curaprox CS 5460
- DH.2011.02 Gum Butler 124
- DH.2011.03 Oral B

Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-in in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



- Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
- DH.2000.00 Blue / Niebieski
 - DH.2000.01 Green / Zielony
 - DH.2000.02 Purple / Purpurowy
 - DH.2000.03 Red / Czerwony

- Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
- Dual head V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
 - Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
 - 3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
 - Mint wax / Wosk miętowy
 - Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
 - 15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
 - Mouth mirror / Lusterko z rączką



Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
Mint wax / Wosk miętowy
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce

Kit-II in plastic bottle / Zestaw w plastikowym bidonie



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
DH.2001.00 Blue / Niebieski
DH.2001.01 Green / Zielony
DH.2001.02 Purple / Purpurowy

Kit-III in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror mixing spatula / Lusterko z rączką

Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
DH.2003.00 Blue / Niebieski
DH.2003.01 Pink / Różowy





Flexi interdental brushes
Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych

Each / Sztuka



Size / Rozmiar	X-Micro	Micro fine	Ultra fine	Super fine	X-fine	Fine	X-fine tapere / stożkowe	Stożkowe	Medium
Ø mm	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3 - 5	3 - 6	8,0
Wire thickness / Grubość drutu	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20
Color / Kolor	Turquoise Morskie	Coral Różowe	Tangerine Pomarańczowa	Ruby Czerwona	Aqua Niebieska	Lemon Żółte	Lilac Lilowe	Lime Zielone	Violet Ciemnofioletowe
Code / Kod	TF-ID200	TF-ID201	TF-ID202	TF-ID203	TF-ID204	TF-ID205	TF-ID206	TF-ID207	TF-ID208

ORAL-B Super Floss
Niść ORAL-B Super Floss



- 1 Ideal for braces, bridges and wide spaces
- 2 Stiffened end to floss under appliances
- 3 Spongy-floss to clean around appliances and in wide spaces
- 4 Regular floss to remove plaque under gumline
- 5 50 Pre-cut strands

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DH.1000.02

- 1 Do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i większych przestrzeni międzyzębowych
- 2 Usztywniony koniec ułatwia wprowadzanie nici pod przęsło mostu lub aparatu ortodontycznego
- 3 Puszzysta część służy oczyszczaniu miejsc wokół mostów i aparatów oraz większych przestrzeni międzyzębowych
- 4 Standardowa niść dentystyczna usuwa płytkę nazębną poniżej linii dziąseł
- 5 W pojemniku znajduje się 50 odmierzonych odcinków nitki dla łatwiejszego dozowania

Tongue cleaner
Szczoteczka do czyszczenia języka



DH.2200.00

OrthoKIN strawberry-mint mouthwash with toothpaste
OrthoKIN zestaw płyn truskawkowo-miętowy z pastą do zębów



DH.3200.01

Oral Hygiene specified for carriers of braces.
Prevention of caries.
Prevention and control of bacterial plaque.

Codzienna higiena jamy ustnej u osób leczonych aparatami ortodontycznymi
Profilaktyka próchnicy
Profilaktyka stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia
Profilaktyka tworzenia się płytki bakteryjnej

OrthoKIN tooth paste Strawberry Mint
OrthoKIN pasta do zębów



DH.3200.03

Formulated with the right amount of fluoride (500 ppm), for wearers of orthodontic braces, also contains cetylpyridinium chloride (with antiseptic and antiplaque action), pro-vitamin B5 and vitamin E (epitheliasant agents), which offer an intensive protection of the gingival tissue and control the accumulation of the dental biofilm (dental plaque).

Indications

- Specific oral hygiene for wearers of orthodontic braces.
- Prevention of caries.
- Prevention and control of dental plaque.

Guidelines for administration

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least twice a day, preferably after every meal and before bed time. Do not swallow.

Presentations:
75ml



WP-100



Product Features

- 7 Tips
- Advanced Pressure Control System With 10 Settings
- Reservoir Capacity Of 90+ Seconds
- Pause Button On Handle
- 360-Degree Tip Rotation
- Smaller And Quieter Than Previous Models
- Covered Reservoir With Built-In Tip Storage
- Compatible With 120VAC/60Hz Outlets, For Use In North America Only
- Two-Year Warranty

Opis

Waterpik to nowoczesny irygator w 93% skuteczniejszy w profilaktyce zapalenia dziąseł od tradycyjnych metod czyszczenia nitką dentystryczną. Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł. Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach. Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów. Masuje dziąsła, nadając w efekcie ich silny i zdrowy wygląd

Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki. 10 stopni regulacji ciśnienia (od 5 do 90 Psi). Nowy wygląd oraz 20% cichszy niż poprzednie modele. Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria. Dwa lata gwarancji



WP-112



Classic Jet tip
końcówki klasyczne
do irygacji



Orthodontic tip
końcówka ortodontyczna



Plaque Seeker tip
końcówka do czyszczenia
implantów, mostów, koron



Pik Pocket tip
końcówka do irygacji
poddziąsłowej



Toothbrush tip
końcówka szczoteczka
do zębów




Tongue cleaner tip
końcówka do czyszczenia języka




Expansion screws / Śruby rozszerzające

Micro Series

Double-guidance expansion screws for multiple use.
Podwójne śruby prowadzące o szerokim zastosowaniu.




Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.
Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Standard Series

Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements. Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Traction screws for closing gaps. Stable U-bow retention straight or bent.

Śruby trakcyjne, ściągające do zamykania przestrzeni międzyzębowych, proste lub kątowe.



Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes.
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla szczęki.




Standard expansion screws
Śruby rozszerzające standard



D
DENTAURUM

Skeleton design
Holes in body of screws for better retention in acrylic
Built-in stops prevent screws from coming apart
With expansion screw key straight, small – standard

Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes.
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla żuchwy.



Expansion screws / Śruby rozszerzające

Multiple section screws by Bertoni / Śruby Bertonięgo

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors.
Śruby poprzeczno-protruzyjne z 2 lub 3 niezależnie działającymi sekcjami, trójkierunkowe.



Special screws / Śruby specjalne

Fan-shaped screw for asymmetric expansion of the maxilla.
Śruba zawiasowa górna do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim szczęki.




Mandibular bow screws for transversal expansion of the mandibular anterior arch.


Śruby zawiasowe dolne do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim żuchwy.



Stable expansion screw for the upper jaw.
Śruba Weise'a do leczenia przodozgrzyzu.



Palatal suture expansion screws / Śruby do podniebiennych procesów rozszerzających



Laboratory wires / Drut protetyczny



Remanium® wires / Drut Remanium®

Laboratory wires / Drut protetyczny

High quality chromium-nickel dental wires, quality soft, hard and spring hard.
Wysokiej jakości drut protetyczny chromowo-niklowy – miękki, twardy, sprężysto – twardy.



Size Rozmiar	Soft Miękki	Hard Twardy	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,4 mm	L 704	L 804	L 904	50 m
0,5 mm	L 705	L 805	L 905	50 m
0,6 mm	L 706	L 806	L 906	40 m
0,7 mm	L 707	L 807	L 907	30 m
0,8 mm	L 708	L 808	L 908	20 m
0,9 mm	L 709	L 809	L 909	10 m
1,0 mm	L 710	L 810	L 910	10 m
1,1 mm	L 711	L 811	L 911	10 m
1,2 mm	L 712	L 812	L 912	10 m



Met dent

Size Rozmiar	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,7 mm	523-070.00	30 m
0,8 mm	523-080.00	20 m
0,9 mm	523-090.00	20 m

Size Rozmiar	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,6 mm	DL.0001.00	1 m
0,7 mm	DL.0001.01	1 m
0,8 mm	DL.0001.02	1 m
0,9 mm	DL.0001.03	1 m
1,0 mm	DL.0001.04	1 m
1,2 mm	DL.0001.05	1 m

Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



The Right Plastic for the Right Application

Clarity, thickness, strength, aesthetics and specific application are all important things to consider when selecting thermoforming materials. This below comparison chart can help you select the right plastic for the right application.

Odpowiedni materiał do dokładnego formowania

Przejrzystość, grubość, trwałość, estetyka i właściwe formowanie są ważnymi czynnikami przy wyborze materiałów termoformowalnych. Poniższa tabela pokazuje jak wybrać właściwy materiał w zależności od rodzaju szyny.

	Plastic Series I	Plastic Series II	Plastic Series III	Plastic Series IV
Bondable to acrylic Wiąże się z akrylem			X	X
Creating clear retainers Do wykonywania retainerów przezroczystych	X	X		X
Creating thin retainers Do wykonywania retainerów niskoprofilowych	X	X		X
Creating temporary retainers Do wykonywania retainerów tymczasowych	X	X	X	X
Creating tooth movement aligners Do wykonywania pozycjonerów		X		X
Creating bruxism splints Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi		X		
Creating temporary bridges Do wykonywania mostów tymczasowych		X	X	X
Creating bite planes Do wykonywania szyn zgryzowych			X	X
Creating whitening trays Do wykonywania szyn wybielających	X			
Latex and BPA free Nie zawiera lateksu i bisfenolu A	X	X	X	X



Thermoform sheets / Płytki termoformowalne

Plastic Series I

Use for low-profile retainers where patient compliance is an issue and for final retainers and whitening trays. Also suitable for temporary retainers between appointments.

Do wykonywania retainerów niskoprofilowych, szyn wybielających i retainerów. Odpowiednie dla retainerów tymczasowych używanych pomiędzy wizytami.



Plastic Series II

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.



Thickness Grubość	Round / Okragłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.50 mm / .020"	DO.9010.05	DO.9011.05



Thickness Grubość	Round / Okragłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9020.07	DO.9021.07
1.00 mm / .040"	DO.9020.10	DO.9021.10
1.50 mm / .060"	DO.9020.15	DO.9021.15

Plastic Series III

Clear material has blue protective film on both sides, remove prior to thermoforming. Accepts acrylics / bonding agents. Average life: 6 months. Store in a cool, dry place. Use for bite planes, temporary retainers and temporary bridges.

Przeźroczysty materiał z niebieską ochronną powłoką po obu stronach, którą należy usunąć przed termoformowaniem. Do łączenia z akrylem i bondem. Żywotność materiału 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania szyn zgryzowych, retainerów tymczasowych oraz mostów tymczasowych.

Plastic Series IV

Best combination of strength, durability and clarity. Extremely durable; resistant to cracking, bending out of shape or breaking. Bondable to acrylics. Average life: 18-24 months. Store in a cool, dry place. Use for retainers, tooth movement aligners and temporary anterior bridges.

Najlepsze połączenie trwałości i przejrzystości. Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia i odkształcenia. Wiąże się z akrylem. Żywotność materiału 18-24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania retainerów, pozycjonerów oraz mostów tymczasowych przednich.



Thickness Grubość	Round / Okragłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9030.07	DO.9031.07
1.00 mm / .040"	DO.9030.10	DO.9031.10
1.50 mm / .060"	DO.9030.15	DO.9031.15
2.00 mm / .080"	DO.9030.20	DO.9031.20



Thickness Grubość	Round / Okragłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9040.07	DO.9041.07
1.00 mm / .040"	DO.9040.10	DO.9041.10
1.50 mm / .060"	DO.9040.15	DO.9041.15
2.00 mm / .080"	DO.9040.20	DO.9041.20

Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.

Thickness Grubość	Round / Okragłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	x	DO.9024.10
1.00 mm / .040"	DO.9022.10	DO.9024.15
1.50 mm / .060"	x	x
2.00 mm / .080"	x	x



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01