


*D<sub>6</sub>*


Periodontal / Periodontologia






# Gracey Curettes Kirety Gracey

- Ergonomic, large diameter silicone handle for better grip
  - Ultra light weight
  - Special grade stainless steel tips ensure longer life
  - Rigid pattern, thicker tips than standard Gracey
- 
- Lepsza kontrola dzięki ergonomicznemu, szerszemu uchwytowi z silikonu
  - Bardzo lekkie
  - Końcówki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają dłuższe użytkowanie
  - Twarde kirety mają szersze końcówki od standardowych kiret Gracey




Easy  
**COLOR**



Anterior teeth  
Zęby przednie




Fig. 1/2  
DP.156.021 rigid / twarda  
DP.160.021 standard / standardowa  
Grey / Szara



Anterior teeth  
Zęby przednie




Fig. 3/4  
DP.156.041 rigid / twarda  
DP.160.041 standard / standardowa  
Black / Czarna



Anterior and Premolars  
Zęby przednie i przedtrzonowe




Fig. 5/6  
DP.156.061 rigid / twarda  
DP.160.061 standard / standardowa  
Yellow / Żółta



Premolars and Molars  
Zęby przedtrzonowe i trzonowe




Fig. 7/8  
DP.156.081 rigid / twarda  
DP.160.081 standard / standardowa  
Green / Zielona



Molars buccal and lingual surfaces  
Powierzchnia policzkowa i podniebienna / językowa trzonowców




Fig. 9/10  
DP.156.101 rigid / twarda  
DP.160.101 standard / standardowa  
Red / Czerwona



Posterior mesial surfaces  
Powierzchnie mezjalne trzonowców



Fig. 11/12  
DP.156.111 rigid / twarda  
DP.160.111 standard / standardowa  
Orange / Pomarańczowa



Posterior distal surfaces  
Powierzchnie dystalne trzonowców



Fig. 13/14  
DP.156.141 rigid / twarda  
DP.160.141 standard / standardowa  
Blue / Niebieska



DP.156.000 Rigid / Twarde  
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt



266,00 PLN

DP.999.011 Standard / Standardowe  
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.





**SOFT LINE INSTRUMENTS**  
soft and sure grip

**135° C**  
Autoclavable  
Możliwość sterylizacji w autoklawie

**Gracey curettes  
Kirety Gracey**



Fig. 1/2  
**DP.160.024**  
Grey / Szara  
Anterior teeth  
Zęby przednie



Fig. 3/4  
**DP.160.044**  
Black / Czarna  
Anterior teeth  
Zęby przednie



Fig. 5/6  
**DP.160.064**  
Yellow / Żółta  
Anterior and Premolars  
Zęby przednie i przedtrzonowe



Fig. 7/8  
**DP.160.084**  
Green / Zielona  
Premolars and Molars  
Zęby przedtrzonowe i trzonowe



Fig. 9/10  
**DP.160.104**  
Red / Czerwona  
Molars buccal and lingual surface  
Powierzchnia policzkowa i podniebna / językowa trzonowców



Fig. 11/12  
**DP.160.114**  
Orange / Pomarańczowa  
Posterior mesial surfaces  
Powierzchnie mezialne trzonowców



Fig. 13/14  
**DP.160.144**  
Blue / Niebieska  
Posterior distal surfaces  
Powierzchnie dystalne trzonowców



Fig. 15/16  
**DP.160.164**  
Coffee / Kawa  
Posterior mesial surfaces  
Powierzchnie mezialne trzonowców



Fig. 17/18  
**DP.160.184**  
Light Blue / Jasnoniebieska  
Posterior distal surfaces  
Powierzchnie dystalne trzonowców



Fig. 11/14  
**DP.160.124**  
Orange-Blue  
Mesial / Distal surfaces  
Powierzchnie mezialne / dystalne



Fig. 12/13  
**DP.160.134**  
Orange-Blue  
Mesial / Distal surfaces  
Powierzchnie mezialne / dystalne



**DP.999.014S**  
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.  
Contents / Zawiera  
Fig. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14  
Twist lock cassette tray / Kasetka z zamkiem



**DP.999.014**  
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.  
Contents / Zawiera  
Fig. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

**Gracey curettes**  
**Kirety Gracey**

**Classic-Round** 6 mm solid handle  
6 mm pełny uchwyt




**CLASSIC-LITE** 10 mm hollow handle  
10 mm pusty uchwyt



Anterior teeth  
Zęby przednie




Fig. 1/2



Anterior teeth  
Zęby przednie




Fig. 3/4



Anterior and  
Premolars  
Zęby przednie i  
przedtrzonowe




Fig. 5/6



Premolars and  
Molars  
Zęby przedtrzonowe  
i trzonowe




Fig. 7/8



Molars buccal and  
lingual surfaces  
Powierzchnia policzkowa  
i podniebienna / językowa  
trzonowców




Fig. 9/10



Posterior mesial  
surfaces  
Powierzchnie  
mezialne  
trzonowców



Fig. 11/12



Posterior distal  
surfaces  
Powierzchnie  
dystalne  
trzonowców



Fig. 13/14

**Classic-Round**

**CLASSIC-LITE**

Fig. 1/2	DP.160.020	DP.160.025
Fig. 3/4	DP.160.040	DP.160.045
Fig. 5/6	DP.160.060	DP.160.065
Fig. 7/8	DP.160.080	DP.160.085
Fig. 9/10	DP.160.100	DP.160.105
Fig. 11/12	DP.160.110	DP.160.115
Fig. 13/14	DP.160.140	DP.160.145

**Classic-Round**



**DP.999.015**  
Set of 7 pieces  
Zestaw 7 szt.

**CLASSIC-LITE**




**DP.999.020**  
Set of 7 pieces  
Zestaw 7 szt.




**Universal curettes  
Kirety uniwersalne**

**Classic-Round** 6 mm solid handle  
6 mm pełny uchwyt



**Universal curettes  
Kirety uniwersalne**


**CLASSIC-LITE** 10 mm hollow handle  
10 mm pusty uchwyt



**Hoes / Skrobaczki**  
With tungsten carbide tips  
Z końcówką z węgla spiekane



**Chisels / Dłuta**



**Hoes / Skrobaczki**






**SOFT LINE INSTRUMENTS**  
soft and sure grip



Autoclavable  
Możliwość sterylizacji w autoklawie

**Scalers  
Sierpy**



**Scalers  
Sierpy**

**Easy  
COLOR**



Autoclavable  
Możliwość sterylizacji w autoklawie



















Scalers  
Sierpy

● **Classic Round** 6 mm solid handle  
6 mm pełny uchwyt




○ **CLASSIC-LITE** 10 mm hollow handle  
10 mm pusty uchwyt




**Scalers**  
**Sierpy**



**Darby Perry**




**Standard**






**Standard**






**Falcon Polska**



**Hygienist**



**Jacquette**



**Towner**



**Scalers**  
**Sierpy**




**Hygienist**






**Jacquette**



**Standard**



**Standard**







#### **Biuro i Magazyn**

**Falcon Medical Polska sp z o.o.**  
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7  
Poland  
Tel: +48 42 630 99 72  
Fax: +48 42 630 99 73  
[www.falconmedical.pl](http://www.falconmedical.pl)

#### **Sklep firmowy**

**Sklep Stomatologiczno Medyczny**  
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź  
Poland  
Tel: +48 42 632 20 01  
Fax: +48 42 632 20 01