


Destindeți atmosfera la cabinet utilizând **bavete cu model**:

- sunt alcătuite din 2 straturi de hârtie special tratată pentru rezistență la mediu umed și un strat de polietilenă, împreună fiind o redutabilă barieră la umezeală accentuată
- au cusături orizontale ceea ce permite dispersarea apei și nu ghidarea ei verticală către hainele pacientului.
- Dimensiuni: 48 X 33 cm

Ofertă specială: o cutie de 500 bucăți 120 lei, cadou un clips pentru susținut baveta în formă de proteză



Asortate bavetelor vă oferim **mășți faciale cu model**:



- confortabile, moi, neiritante (fără fire ce ies din ele)
- rezistente la fluide, cu o filtrare de 99,5%
- permit trecerea aerului prevenind aburirea ochelarilor

Preț special: 26,5 lei pentru 50 de bucăți

Aplicatoare:

- un mod economic de a reduce cu până la 80% excesul de fluide aplicate intraoral
- se îndoaie pentru a permite accesul ușor a unei cantități optime de material în zone greu accesibile
- disponibile în forme și dimensiuni diferite


Preț special: 8,95 lei pentru tub cu 100 bucăți



Suport de mixat:

- vi s-au terminat suportii primiți gratuit cu materialele de amprentă sau cu cimenturile?
- Vă oferim seturi de câte 100 bucăți mici: 25 X 45 mm sau mari: 70 X 80 mm


Preț special: 5 lei set 100 bucati



Aspiratoare autoclavabile cu ventilație:

- autoclavabile până la 135 grade
 - permit ventilația care împiedică intrarea țesuturilor moi în orificiul de aspirare
 - disponibile cu orificiu mare și mic
 - vârf disponibil pentru aspirația în canalele radiculare
 - adaptoare de la 11 mm la 6,5 mm sau de la 16,7 mm la 11 mm
 - perii pentru curățat aspiratoarele de 6 mm și 12 mm.
- Sunt autoclavabile până la 135 grade

Preț special: aspirator 1 leu/buc, adaptorul 12 lei, peria de curățat 6,9 lei



SĂ LE FACEM ȘI PROTETICIENILOR VIAȚA MAI UȘOARĂ...

Linguri amprentă

- metalice cu sau fără perforații, cu margine îngroșată sau fără, pentru denți, edentați sau parțial edentați, totale sau parțiale, făcute din oțel inoxidabil de cea mai înaltă calitate, non magnetic, prelucrate în interior pentru retenție crescută
- de plastic se pot adapta prin încălzire, prezintă zone speciale pentru retenție crescută, sunt totale sau parțiale
- 3 în 1 linguri ce permit amprentarea arcadei dorite, antagoniste și a ocluziei în același timp. Sunt laterale, frontale, totale
- 3 în 1 pentru zone înalte distal unde grosimea clasică a lingurii nu permite închiderea gurii. Prezintă conector distal din aluminiu, pereți rigizi și plasă pentru ocluzie foarte rezistentă

Prețuri speciale: lingura metalică 15 lei, lingură de plastic 1,9 lei, lingură 3 în 1 - 1 leu, lingură 3 în 1 cu aluminiu distal 2,42 lei



Algilock

V-ați săturat să aveți linguri și instrumentar cu resturi de alginat și ghips? Doriți ca asistenta să aibă mai mult timp liber pentru dumneavoastră? Vă costă doar **0,16 lei de lingură**, fără niciun efort fizic, lingura rămânând intactă după mai multe utilizări.

Preț special pentru 1 Kg pulbere 82,34 lei




Cum reușiți să manevrați fațetele, inlayurile, onlayurile sau coroanele mici? Credeți că niște aplicatoare cu adeziv foarte bun v-ar ajuta?

Aplicatoare adezive

Pot fi îndoite pentru un acces îmbunătățit, sunt foarte lipicioase, prin răsucire pot fi desprinse de pe piesa protetică și costă doar **1,37 lei/buc.**

Preț special: cutie cu 50 buc 68,91 lei



Vă doriți să îndepărtați repede și sigur resturile de ciment provizoriu de pe lucrările protetice, instrumentar sau pielea pacientului?

Orange solvent

- îndepărtează urmele de material de amprentă, de ciment oxid de zinc, adezivii de pe etichete (poate fi folosit și în mediul casnic)

- este ideal pentru oțel inoxidabil,
- suprafețele devin mai lucioase și protejate
- interiorul lucrării protetice este complet curățat după cimentul provizoriu, dar este și degresat, gata pentru cimentarea definitivă



Ofertă specială:
Orange solvent spray
200 ml 38,91 lei
Orange solvent lichid
250 ml 48,46 lei

Seturi de îndepărtat lucrările protetice fixe

Kit automat: conține 3 vârfuri, are intensitatea forței reglabilă, garanție 2 ani



Kit manual: conține 3 vârfuri, are 2 capete, garanție 2 ani



Ofertă specială: la un kit automat, în valoare de 209 lei primiți cadou la alegere unul dintre instrumentele de separat coroane. La un kit manual, în valoare de 91,79 lei primiți cadou un instrument de măsurat grosimea metalului

Nu uitați de Micro torches

Care vă oferă o flacără precisă, aprindere instantă electronic și temperaturi de până la 1343 grade Celsius. Un an garanție.



Ofertă specială 131 lei pentru microtorches și un tub de 200 ml de gaz cu capete diferite adaptabile pentru orice sistem de arzător

PENTRU COMENZI, DETALII SAU OFERTA COMPLETĂ SUNAȚI LA **Ortho-Shop**, TEL. 0212530667, 0371377622, 0730639063, SAU CONTACTAȚI PRIN E-MAIL office@ortho-shop.ro, www.ortho-shop.ro