

AQUALIZER®



Revolutionarul Aqualizer®
Gutiera auto-ajustabila



160 LEI

1 x buc. =

PROMO KIT

AQUALIZER®



1 X buc. Aqualizer

160 LEI

3 X buc. Aqualizer ~~480 LEI~~

435 LEI

5 X buc. Aqualizer ~~800 LEI~~

685 LEI

AQUALIZER®

Sistem revoluționar cu apă **Aqualizer®** pentru relaxarea musculară și îndepărtarea durerii pentru articulația temporo-mandibulară. Acesta este diferit de orice alt produs de pe piață, conceput pentru a trata malocluzia și bruxismul.

În timp ce majoritatea gutierelor decondiționează pe termen scurt ocluzia, **Aqualizer®** permite adaptarea ATM din punct de vedere funcțional și îndepărtarea durerii pe termen lung.



Funcționarea **Aqualizer®-ului** se bazează pe Legea lui Pascal, ceea ce înseamnă că fluidul este distribuit uniform pe întreaga ocluzie. Gutiera Aqualizer® permite organismului să se echilibreze în mod natural și să funcționeze singur.

*Modelele Ultra pot fi purtate peste bracketi și peste aparate dentare tip aligner.

AQUALIZER®



Mărimi:

HIGH/3mm: pentru pacienții cu free-space mare și care necesită înălțări de ocluzie, cum ar fi ocluzia adâncă.

MEDIUM/2mm: utilizat pentru majoritatea pacienților (90%).

LOW/1mm: pentru pacienții cu trismus și este indicat pentru deconținerea musculară înregistrarea ocluziei pentru gutiere.

0723.179.568
0730.639.063
021.253.06.67



office@ortho-shop.ro



**STR. GEN.
DIMITRIE SALMEN
NR 8 SECTOR 2
BUCURESTI**

